

Dispositif de fixation pour CCIVP/CVC +
Pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC} 3M^{MC}



Guide d'application et de retrait

Silicone
σιλικόνης
Sziklon

3M

Dispositif de fixation pour CCIVP/CVC + Pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Méthodes d'application du dispositif, du pansement et de la bande de ruban

Minimiser la manipulation du cathéter pendant l'application.




1 Laisser sécher complètement les préparations et protecteurs cutanés. Ouvrir l'emballage et retirer le dispositif de fixation. S'assurer de tenir le cathéter au niveau du site d'insertion avec du ruban stérile ou avec un doigt ganté stérilement. Avant de placer le dispositif de fixation sur la peau, orienter le dispositif de façon à ce que les flèches pointent vers le site d'insertion.



2 Placer le CVC à une, deux ou trois lumières dans le dispositif et glisser la ou les lumière(s) sous le bras en plastique.



3 Retirer la doublure de la bande de ruban transparente (à pointe bleue) et la coller de manière à empêcher la ou les lumière(s) de sortir du dispositif.



4 Placer le dispositif sur la peau à l'endroit désiré. Enlever la doublure d'un côté de la base pour exposer l'adhésif en tenant le dispositif en place. Enlever la doublure de l'autre côté de la base.



5 Appuyer sur tout le dispositif de fixation pour bien le coller sur la peau. Appliquer le pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC} 3M^{MC}, conformément aux étapes 6 à 10.



6 Retirer la doublure du pansement de manière à exposer la surface adhésive.



7 Placer le pansement de manière que la pellicule transparente couvre le site d'insertion et que le bord du pansement couvre le bras en plastique du dispositif. Ne pas étirer le pansement pendant l'application. Le fait d'exercer une tension pendant l'application du pansement peut causer un traumatisme mécanique cutané.



8 Exercer une pression ferme sur le pansement, y compris les bords, pour maximiser l'adhérence à la peau.



9 Retirer lentement le cadre.



10 Pour assurer une adhérence optimale, lisser le pansement du centre vers les bords, en exerçant une pression ferme.



11 Retirer la bande de ruban stérile du cadre en papier.



12 Tenir la languette non-adhésive de la bande de ruban de fixation, et la plier légèrement avec le pouce.



13 Soulever la ou les lumière(s) du cathéter et appliquer l'extrémité fendue de la bande de ruban de fixation sous ces dernières et par-dessus le bord du pansement. Pousser l'encoche de la bande de ruban de manière à la caler contre la ou les lumière(s). Appliquer une pression sur la bande de ruban de fixation pour en favoriser l'adhérence.



14 Enlever doucement le cadre en papier de la bande de ruban stérile en lissant les bords.



15 Étiqueter la bande de consignment conformément au protocole de l'établissement et l'apposer sur l'embout du cathéter. Exercer une pression ferme sur tout le pansement pour maximiser l'adhérence.

Dispositif de fixation pour CCIVP/CVC + Pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Méthodes de retrait du dispositif, du pansement et de la bande de ruban


Minimiser la manipulation du cathéter pendant le retrait.



1 Soulever la ou les lumière(s) du cathéter et déchirer la bande de ruban fendue dans le milieu.




2 Soulever la ou les lumière(s) d'une main et placer l'index ganté sur la base du dispositif. Commencer à retirer le pansement lentement, vers le site d'insertion, en restant près de la peau.



3 Retirer la bande de ruban du pansement en pelant doucement les extrémités fendues en les éloignant du site d'insertion.



4 Une fois l'embase du cathéter exposée, déplacer le doigt ganté sur celle-ci afin de la stabiliser et continuer de retirer le pansement de manière à découvrir le dispositif. Laisser le reste du pansement en place au-dessus du site d'insertion du cathéter. Éviter de causer une lésion cutanée en tirant le pansement sur lui-même plutôt qu'à la verticale.



5 Retirer la bande de ruban transparent (à pointe bleue) du dispositif de la ou des lumière(s) du cathéter.



6 Stabiliser l'embase du cathéter avec le doigt ganté et retirer doucement la ou les lumière(s) sous le bras en plastique du dispositif.



7 Immobiliser le cathéter d'une main et décoller le dispositif de la peau de l'autre main.



8 Stabiliser le cathéter avec une bande de ruban stérile ou un doigt ganté et enlever doucement le reste du pansement.



► Visitez [3M.com/3MSecurement](https://www.3m.com/3MSecurement) pour voir la vidéo de l'application en anglais.

Applications suggérées

- Cathéters centraux introduits par voie périphérique (CCIVP)
- Cathéters veineux centraux (CVC)

Sélection du système de fixation

Choisir le système avec un pansement suffisamment large pour qu'il adhère à au moins 2,5 cm (1 po) de peau saine et sèche autour du site du cathéter.

Préparation du site :

- Préparer le site conformément au protocole de votre établissement.
- Tondre les poils autour du site peut améliorer l'adhérence du pansement. Il n'est pas recommandé de raser cette zone.
- Le protecteur cutané non-irritant Cavilon[™] 3M[™] peut être utilisé avec le système de fixation pour CCIVP/CVC 3M[™]. Appliquer le protecteur cutané non-irritant Cavilon[™] de façon uniforme sur la peau. Appliquer un protecteur cutané stérile et exempt d'alcool compatible avec votre antiseptique cutané au besoin.
- Laisser sécher complètement toutes les préparations et les protecteurs cutanés avant d'appliquer le dispositif de fixation et le pansement évolué Tegaderm[™] afin d'assurer une bonne adhérence et aider à prévenir une irritation cutanée.

Soins du site

- Suivre les précautions universelles indiquées par les protocoles établis pour la prévention des infections.
- Observer le site quotidiennement pour y déceler des signes d'infection et d'autres complications. Les signes d'infection peuvent comprendre de la fièvre, de la douleur, de la rougeur, de l'œdème, une odeur inhabituelle ou un écoulement.
- Si on soupçonne une infection, retirer le pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm[™], inspecter directement le site d'insertion du cathéter et déterminer le traitement médical approprié.
- Inspecter le système de fixation pour CCIVP/CVC 3M[™] quotidiennement et le changer au besoin selon le protocole de l'établissement.
- On devrait changer le système de fixation au moins tous les sept jours et peut-être plus souvent si le site d'insertion présente une quantité très abondante d'exsudat ou si l'intégrité du pansement ou du dispositif est compromise.

Réduire les risques d'infection

- À chaque changement du système de fixation, s'assurer d'appliquer l'antiseptique cutané sur la peau autour et sous le cathéter.
- Désinfecter soigneusement les ports d'injection avant d'y accéder.
- Inspecter le site fréquemment pour y déceler les signes précurseurs de complications. Les pansements transparents permettent l'évaluation du site sans retirer le pansement.
- Changer le système de fixation selon le protocole de votre établissement ou lorsqu'il devient humide, lâche ou souillé. Le soulèvement du bord d'un pansement transparent n'est pas nécessairement une défaillance, à moins qu'il y ait un tunnel du bord du pansement jusqu'au site d'insertion du cathéter intraveineux.
- Utiliser des précautions de protection maximales pour l'insertion du cathéter veineux central et une technique stérile pour les soins au site.
- Protéger contre l'irritation de la peau. La présence de peau compromise près du site d'insertion du cathéter augmente les risques de complications.
- Aucun pansement ne peut remplacer les soins professionnels que vous prodiguez au site.

Mises en garde

- Ne pas appliquer de dispositif de fixation Tegaderm[™] 3M[™] pour CCIVP/CVC s'il y a possibilité de perte d'adhérence, par exemple sur un patient confus, une peau diaphorétique ou non adhérente, ou lorsque le dispositif d'accès n'est pas surveillé quotidiennement.
- Le fait de ne pas respecter les directives du fabricant peut entraîner des complications, notamment une fixation inappropriée et une irritation cutanée.
- Il s'agit d'un système de fixation à usage unique. Sa réutilisation et/ou son réemballage peuvent/peut créer un risque pour le patient ou infecter l'utilisateur, compromettre l'intégrité structurale et/ou le matériau essentiel et les caractéristiques de conception du dispositif de fixation et produire une défaillance du dispositif.

Pour la liste complète de toutes les mises en garde et précautions concernant le produit, veuillez consulter l'encart du produit compris avec chaque produit.

Renseignements pour commander

Code du produit	Identification du matériau	Dimensions globales du dispositif	Dimensions globales du pansement	Dimensions globales du pansement	Boîtes/caisse
1837-2100	7100033117	2 po x 2 1/8 po 5,1 cm x 5,4 cm	3 1/2 po x 4 1/2 po 8,5 cm x 11,5 cm	20	4
1839-2100	7100054100	2 po x 2 1/8 po 5,1 cm x 5,4 cm	4 po x 6 1/8 po 10 cm x 15,5 cm	20	4



Offert au Canada par la :

Division des solutions pour soins aigus et continus Compagnie 3M Canada

C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 563-2921
www.3M.ca/skinwound

Soins de santé 3M

2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000
É.-U.
1 800 228-3957
www.3M.com/C3SD

Veuillez recycler. © 3M, 2015
Tous droits réservés. 3M et Tegaderm sont
des marques de commerce de 3M utilisées
sous licence au Canada.
1501-00084 F