

Transformer les soins aux patients



Application du :

Protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC},
Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC} 3M^{MC} et
du pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC} 3M^{MC}
conjointement sur une irritation cutanée/une plaie près d'un site d'insertion intraveineux

Application



- 1 Préparer le site conformément au protocole de votre établissement. Laisser sécher complètement les solutions de préparation. Appliquer le protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC} stérile sous la surface complète du pansement adhésif. Laisser le protecteur sécher complètement.



- 2 À l'aide de ciseaux stériles, couper une forme en U sur le bord du pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC} 3M^{MC} (la compresse en acrylique n'est pas destinée à être coupée). Le pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC} ne doit pas être utilisé en tant que dispositif de fixation. Tenir ce pansement par une des languettes et retirer la doublure afin d'exposer la surface adhésive.



- 3 En tenant le pansement par les languettes, face adhésive vers le bas; placer la forme coupée en U autour du site d'insertion intraveineux en s'assurant que la compresse en acrylique se trouve au-dessus de la plaie.



- 4 Appuyer doucement sur le pansement pour le mettre en place, en le lissant du centre vers les bords. Retirer lentement le cadre tout en appuyant sur le pansement et en lissant la bordure pour assurer une bonne adhérence. Au besoin, répéter sur l'autre côté du site d'insertion de l'intraveineuse.



- 5 Ouvrir l'emballage et retirer le pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC} 3M^{MC} stérile.



- 6 Retirer la doublure du pansement de manière à exposer la surface adhésive. Retourner le pansement pour que la surface adhésive soit face à la peau. Placer l'extrémité du pansement comportant l'encoche sur l'embout du cathéter, puis placer la bordure de stabilisation sur les « ailettes » du cathéter. Ne pas étirer le pansement sur la surface de la peau. Superposer légèrement les languettes de la bordure de stabilisation sous l'embout des lumières.



- 7** Appliquer une pression sur la partie transparente du pansement pour le mettre en place. Tout en retirant lentement le cadre en papier, lisser les bords du pansement avec le bout des doigts. Lisser le pansement du centre vers les bords en exerçant une pression ferme.



- 8** Retirer la bande de ruban stérile du cadre en papier. Replier l'extrémité sur elle-même de manière à former une petite languette pour faciliter le retrait. Fixer la bande sous l'embout, l'encoche pointant vers le site d'insertion.



- 9** Apposer l'étiquette de consignation sur l'embout du cathéter et étiqueter le pansement conformément au protocole de l'établissement.



- 10** Exercer une pression ferme sur tout le pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm^{MC} pour maximiser l'adhérence.

Retrait



- 1** Retirer les bandes de ruban appliquées sur le dessus du pansement.



- 2** Séparer les languettes de la bordure de stabilisation et retirer doucement le pansement en le repliant sur lui-même en direction du site d'insertion.



- 3** Replier doucement le pansement sur lui-même tout en immobilisant le cathéter et en soutenant la peau environnante.




- 4** Soulever doucement le pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC}. Si la pellicule est difficile à décoller, appliquer un morceau de ruban adhésif sur le bord du pansement et l'utiliser pour soulever les bords de la pellicule. Continuer à soulever la pellicule jusqu'à ce que tous les bords soient décollés.




- 5** Retirer délicatement le pansement en le repliant sur lui-même. Tirer doucement dans le sens des poils.

Renseignements pour commander


Pansement évolué pour intraveineuse Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

|  | Code de produit | Format | Pansements /boîte | Boîtes /caisse |
|---|-----------------|--|-------------------|----------------|
| | 1683 | 6,5 cm x 7 cm (2 1/2 po x 2 3/4 po) | 100 | 4 |
| | 1685 | 8,5 cm x 11,5 cm (3 1/2 po x 4 1/2 po) | 50 | 4 |
| | 1689 | 10 cm x 15,5 cm (4 po x 6 1/8 po) | 25 | 4 |

Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

|  | Code de produit | Dimensions globales du pansement | Pansements /boîte | Boîtes /caisse |
|--|-----------------|---|-------------------|----------------|
| | 90800 | 7,6 cm x 9,5 cm (3 po x 3 3/4 po) | 5 | 6 |
| | 90801 | 11,1 cm x 12,7 cm (4 3/8 po x 5 po) | 5 | 6 |
| | 90802 | 14,9 cm x 15,2 cm (5 7/8 po x 6 po) | 5 | 6 |
| | 90803 | 14,2 cm x 15,8 cm (5 5/8 po x 6 1/4 po) | 5 | 6 |
| | 90805 | 20 cm x 20,3 cm (7 7/8 po x 8 po) | 5 | 4 |
| | 90807 | 16,8 cm x 19 cm (6 5/8 po x 7 1/2 po) | 5 | 4 |

Protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC}

|  | Code de produit | Format | Pansements /boîte | Boîtes /caisse |
|---|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| | 3343E | Tube-applicateur de 1 ml | 25 | 4 |
| | 3344E | Lingette de 1 ml | 30 | 6 |
| | 3345E | Tube-applicateur de 3 ml | 25 | 4 |



Offerts par l'entremise de la :

Division des solutions pour soins aigus et continus

Compagnie 3M Canada

C.P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

Canada

1 800 364-3577

www.3m.ca/skinwound

3M Soins de santé /

3M Health Care

2510 Conway Avenue

St. Paul, MN 55144-1000

États-Unis

3M, Cavilon et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 3M, 2015. Tous droits réservés. 1502-00449 F