

3M Soins de santé

Pansements hydrocolloïdes Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Pansements hydrocolloïdes

Tegaderm^{MC}

Atteignez
l'équilibre en
matière

d'environnement humide

Les pansements hydrocolloïdes Tegaderm^{MC} 3M^{MC} assurent le traitement des plaies de deux façons. Premièrement, la couche d'hydrocolloïde absorbe rapidement l'exsudat, offrant ainsi au pansement, pendant les 48 premières heures, un pouvoir absorbant supérieur à celui du pansement concurrent le plus populaire sur le marché.

Deuxièmement, en plus de posséder un excellent pouvoir absorbant, sa couche extérieure perméable à l'air présente un taux uniformément plus élevé de perméabilité à l'humidité. Ainsi, la combinaison de ces deux facteurs assure à la plaie un environnement humide optimal, minimise les risques de lésions sur la peau avoisinante et prolonge le port du pansement jusqu'à sept jours.

L'adhésif utilisé sur le bord en pellicule du pansement hydrocolloïde Tegaderm^{MC} est hypoallergénique et spécialement conçu pour fournir l'adhérence accrue requise sur une peau humide.



Pansements hydrocolloïdes Tegaderm^{MC} 3M^{MC}



Les pansements hydrocolloïdes Tegaderm^{MC} sont offerts en trois formes pratiques : ovale avec un bord en pellicule, carrée ou encore notre unique pansement pour région sacrée doté d'un bord en pellicule. Le bord en pellicule élimine le besoin d'utiliser du ruban et facilite l'application du pansement.

Les pansements hydrocolloïdes Tegaderm^{MC} minces et d'épaisseur courante sont faits d'un adhésif absorbant hypoallergénique recouvert d'un pansement transparent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}.

Principaux avantages

Efficacité clinique

- Adhésif hydrocolloïde unique qui absorbe rapidement l'exsudat sans se détériorer ni laisser de résidus dans la plaie ce qui facilite l'application du pansement.
- Pansement qui maintient un environnement humide optimal et qui s'est avéré accélérer la guérison.
- Surface extérieure lisse qui protège la peau du cisaillement causé par la friction et qui peut être utilisée pour prévenir les dommages à la peau intacte.
- Peut être porté au plus pendant sept jours.

Protection contre les contaminants

- Pellicule extérieure qui protège la plaie et son pourtour contre les contaminants et les liquides organiques*.
- Taux uniformément élevé de perméabilité à l'humidité, qui réduit les risques de macération de la peau sur le pourtour de la plaie.

*Des essais en laboratoire ont démontré que la pellicule fait écran au HIV-1 et au HBV, alors que le pansement demeure intact sans fuir.

Avantages pour les patients

Les pansements hydrocolloïdes Tegaderm^{MC} offrent un confort, une adhérence et un traitement de la plaie excellents. Ces pansements minces, souples et moulants sont confortables, car ils frottent moins contre les draps du lit. Le bord en pellicule réduit les risques de soulèvement. Puisqu'ils sont résistants à l'eau, ces pansements permettent au patient de prendre une douche ou de se laver au lit sans contaminer sa plaie.

Pansements hydrocolloïdes Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Leur taux élevé de perméabilité à l'humidité réduit les risques de macération. La pellicule extérieure ainsi que l'hydrocolloïde absorbant prolongent le port du pansement.

Ils conviennent aux ulcères cutanés superficiels ou profonds, aux plaies superficielles, aux abrasions, aux brûlures de deuxième degré et aux zones donneuses.



Pansement hydrocolloïde mince Tegaderm^{MC} 3M^{MC}



Ce pansement mince, absorbant, confortable et très moulant combine l'excellente perméabilité à l'humidité d'un pansement transparent avec le pouvoir absorbant et les propriétés moulantes d'un hydrocolloïde unique.

Convient aux déchirures cutanées et aux ulcères superficiels, ou de profondeur moyenne, secs ou qui suintent légèrement. Il peut également servir de barrière protectrice sur une peau fragile ou nouvellement cicatrisée.

Pansement hydrocolloïde pour région sacrée Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Ce pansement a été conçu pour permettre un port prolongé dans la région sacro-coccygienne. L'hydrocolloïde et le dispositif d'application muni d'une fenêtre permettent une application pratique d'une seule main.

La région sacro-coccygienne, celle où l'on retrouve le plus souvent des plaies, pose des défis particuliers pour les professionnels de la santé et le personnel soignant. L'incontinence, l'exsudat des plaies, les mouvements du patient et les contours difficiles de la région sacrée contribuent à réduire la durée du port et la rentabilité des pansements.



Caractéristiques uniques

- Application "sans soulèvement en tente" dans le sillon interfessier, ce qui assure une étanchéité contre l'incontinence et d'autres liquides organiques.
- Bord de la pellicule qui assure une protection étanche contre les contaminants extérieurs.
- Aucun résidu hydrocolloïde ne demeure dans la plaie, ce qui permet ainsi un changement rapide et simple du pansement.
- Couche extérieure qui présente un taux uniformément élevé de perméabilité à l'humidité, réduisant ainsi les risques de macération de la peau sur le pourtour de la plaie.
- Encoche spéciale au bord de la pellicule qui permet une application à proximité de l'anus tout en fournissant une barrière contre la contamination par les selles et l'urine.

Pansements hydrocolloïdes Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Renseignements pour commander :

Pansement hydrocolloïde Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

N° de réf.	Dimensions	Pansements/boîte	Boîtes/caisse
Ovale			
90001	7 cm x 9 cm, 10 cm x 12 cm** (2,75 po x 3,5 po)	5	20
90003	10 cm x 12 cm, 13 cm x 15 cm** (4 po x 4,75 po)	5	12
90004	14 cm x 17 cm, 17 cm x 20 cm** (5,5 po x 6,75 po)	3	20
Carré			
90002	10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)	5	20
90005	15 cm x 15 cm (6 po x 6 po)	3	20

Pansement hydrocolloïde mince Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Ovale			
90021	7 cm x 9 cm, 10 cm x 12 cm** (2,75 po x 3,5 po)	10	10
90023	10 cm x 12 cm, 13 cm x 15 cm** (4 po x 4,75 po)	10	6
90024	14 cm x 17 cm, 17 cm x 20 cm** (5,5 po x 6,75 po)	6	10
Carré			
90022	10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)	5	20

Pansement hydrocolloïde pour région sacrée Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Région sacrée	Dimensions de l'hydrocolloïde		
90007	12,4 cm x 13,9 cm (4,9 po x 5,5 po)	6	4
	Dimensions hors tout, y compris le bord		
	16,2 cm x 17,0 cm (6,4 po x 6,7 po)		

** Les dimensions sont celles du pansement complet, comprenant l'hydrocolloïde et le support en pellicule.

Pansements Tegaderm^{MC} 3M^{MC} SIMPLES. FIABLES. ÉPROUVÉS.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant des Soins cutanés 3M de votre région ou avec le Centre de renseignements de la Division des produits de soins de santé 3M en composant le 1 800 364-3577.



Soins de santé
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 364-3577
www.3M.com/ca/healthcare

3M Health Care/Soins de santé
3M Centre, Building 275-4W-02
St. Paul, MN 55144-1000
É.-U.