

Эстетическая замена фронтальной реставрации IV класса.

Клинический случай и фотографии: доктор Пауло Монтейро, Капарика, Португалия

О клиническом случае:

Пациентка 30 лет.

Пациентка не удовлетворена реставрациями фронтальных зубов (центральные резцы верхней челюсти). Пациентка также выразила недовольство оттенком и качеством поверхности.

Цель:

Создание естественных реставраций для пациентов требующих высочайшего уровня эстетики. Очень важно использование материалов, имитирующих оттенки и опакость твердых тканей зуба.

Пошаговый протокол:



Рис. 1: Исходная ситуация: пациентка не довольна текущими реставрациями.



Рис. 2: После этапа препарирования ткани зубы были протравлены с использованием протравочного геля Scotchbond™ Universal Etchant.



Рис. 3: Был нанесен универсальный адгезив Single Bond Universal на поверхность твердых тканей втирающими движениями, высушен и полимеризован с помощью Elipar™ DeepCure-S.



Рис. 4: Силиконовый ключ использовался для создания небной стенки с Filtek™ Ultimate, оттенок СТ.



Рис. 5: Интерпроксимальный слой эмали был создан с помощью оттенка А3Е Filtek™ Ultimate и засвечен Elipar™ DeepCure-S. Для эффекта Гало в режущем крае был использован текучий композит Filtek™ Ultimate Flowable, оттенок W.



Рис. 6: Для создания слоя дентина был использован Filtek™ Ultimate, оттенок А1D. Для контроля объема дентина применялся инструмент Misura (LM Arte от Style Italiano), с помощью которого было создано место для поверхностного слоя эмали - 0,5 мм.

Эстетическая замена фронтальной реставрации IV класса. (продолжение)



Рис.7: Для построения мамелонов была внесена небольшая порция Filtek™ Ultimate, оттенок СТ между слоем дентина и режущим краем с эффектом Гало для усиления прозрачности в режущей крае.



Рис. 8: Внесен и отвержден последний слой эмали Filtek™ Ultimate, оттенок А3Е.



Рис. 9: Диски Sof-Lex™ использовались для создания контура реставрации и вторичной анатомии.



Рис.10: Предварительная полировка реставрации проводилась с помощью спиральных дисков Sof-Lex™.



Рис.11: Финишная полировка - с помощью спиральных дисков Sof-Lex™ Diamond для создания глянцевой поверхности.



Рис.12: Окончательная реставрация выглядит очень естественно.

Особенности 3М:

Правильный выбор продуктов для достижения различных уровней эстетики очень важен. Решения 3М для создания эстетики помогают стоматологам добиваться долговечных высокоэстетичных результатов.

Читайте инструкцию по использованию для получения полной информации о продуктах.

