

# Steri-Strip Suturas Adesivas Cutâneas

## Boletim Técnico



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

As tiras de sutura adesiva cutânea 3M Steri-Strip™ são fabricadas por material microporoso não tecido de raiom e um reforço de filamentos para maior durabilidade e resistência a tensão. São revestidas de adesivo acrílico hipoalergênico, livre de látex, sensível a pressão e que apresenta aderência crescente após aplicação.

### INDICAÇÕES:

O fechamento de pele com Steri-Strip é indicado como substituição de outros métodos de fechamento no tratamento de lacerações e incisões cirúrgicas. Também podem ser usados conjuntamente com suturas e grampos, ou após a remoção deles, para maior sustentação.

## BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS:

- Não invasivo;
- Aumenta a resistência da ferida a tensão;
- Substitui suturas e grampos convencionais para fechamento primário da pele;
- Reduz o potencial de infecção;
- Melhora os resultados estéticos;
- Favorece a cicatrização cutânea;
- Confortável para o paciente;
- Permite a remoção precoce de suturas e grampos;
- Menos doloroso ao paciente na remoção.

## RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A pele deve estar limpa, seca e sem oleosidade para assegurar a aderência adequada;
- Não aplicar as tiras adesivas sob tensão. Pele lacerada, flictenas ou a perda da adesão podem ocorrer caso haja tensão excessiva;
- Não aplicar em feridas infectadas;
- Não aplicar em ferimentos em que a tensão seja elevada ou não seja possível unir os bordos da pele com os dedos ou pinças.

## APLICAÇÃO:

- Limpar e secar a pele;
- Abra a embalagem e remova a lâmina que contém as suturas adesivas;

- Dobre um dos extremos pré-picotados e retire a sutura adesiva em um ângulo de 90°;
- Comece o fechamento pelo meio da ferida;
- Aplique a sutura adesiva sem tensão. Coloque a metade da sutura em um dos lados da ferida e pressione com os dedos;
- Antes de aderir a outra metade da sutura una os bordos da ferida com os dedos ou pinça;
- Toda a extensão da ferida deve ser fechada com as suturas adesivas, ficando um espaço de 3 a 5mm entre elas;
- Os bordos da ferida devem ficar unidos com precisão;
- Use a técnica da escada para as feridas em que a ferida esteja submetida a uma maior tensão.

Em caso de remoção precoce de suturas tradicionais ou grampos:

- Retire as suturas tradicionais ou grampos num período de 3 a 5 dias de pós-operatório;
- Retire 2 ou 3 pontos de suturas tradicionais ou grampos e substitua por Steri-Strip™.

#### REMOÇÃO:

- As suturas adesivas geralmente são mantidas na ferida até que soltem sozinhas ou sejam removidas pelo profissional, no período de 5 a 7 dias;
- O tempo de permanência varia de acordo com o local de aplicação, o tipo de pele e o grau de fricção presente na área.

APRESENTAÇÕES:

MODELO	TAMANHO	QUANTIDADE POR ENVELOPE
1540	3mm x 7,5cm	05 suturas
1541	6mm x 7,5cm	03 suturas
1542	6mm x 3,8cm	06 suturas
1546	6mm x 10cm	10 suturas
1547	12mm x 10cm	06 suturas
1548	25mm x 12,5cm	04 suturas

Registro ANVISA: 10002070021