

# Fita Transpore

## Boletim Técnico



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Fita adesiva cirúrgica composta por polietileno de baixa densidade, transparente, macroperfurado, livre de látex e hipoalergênica, que pode ser facilmente cortada manualmente em ambas as direções sem a necessidade de usar tesoura. Possui alta aderência inicial em pele seca e, moderada, em pele úmida. É versátil e segura para aplicações de curta duração que exigem rapidez e facilidade de manipulação, inclusive com luvas.

Apresenta resistência a penetração de excesso de água ou umidade.

O adesivo de acrilato é sensível a pressão e livre de látex, reduz o risco de reação alérgica ao paciente por ser hipoalergênico. O resíduo de adesivo após a remoção é mínimo.

Os benefícios são diversos: segurança, conforto, estética, eficiência, versatilidade, conveniência, satisfação, confiabilidade, economia de tempo, maior produtividade, qualidade de assistência a saúde.

#### INDICAÇÕES DE USO:

- Indicado para aplicações de curta duração em peles normais, onde se exige rapidez, além do aproveitamento da vantagem de se adaptar ou ajustar o corte para a necessidade da situação clínica.
- Estabilização de tubos, curativos e dispositivos leves de uso médico;
- Aplicações em que é necessário ajustar a largura e comprimento da fita com a situação clínica que se deseja resolver;
- Sua transparência permite aplicações em que é necessário a observação da pele sob a fita.

#### Recomendações gerais para a aplicação das fitas cirúrgicas:

- Aplique a fita sobre a pele limpa e seca;
- Aplique a fita sem tensionar e alise toda a superfície do suporte com pressão firme para melhorar a aderência;
- Aplique a fita evitando tocar no adesivo para não reduzir a aderência; A fita deve se estender pelo menos 2 cm além do limite do curativo.

#### Recomendações gerais para a remoção das fitas cirúrgicas:

- Inicie a remoção com um pequeno pedaço de fita aplicado em uma das pontas da fita fixada;
- Remova a fita dobrada sobre si mesma de forma lenta e no mesmo sentido do crescimento dos pêlos, sustentando a pele no ponto de remoção para evitar traumatismo no local;

- A remoção pode ser facilitada utilizando-se um removedor de adesivo de uso médico.
- Não utilizar benjoim, éter, benzina, álcool ou outros solventes para remoção da fita. Se necessário, utilize vaselina

#### PRECAUÇÕES

As fitas cirúrgicas são produtos limpos, mas não esterilizados. Portanto, não devem ser aplicadas diretamente sobre locais que requerem esterilidade, como leito feridas e locais de punção intravenosa

Em caso de processo alérgico, descontinuar o uso do produto.

#### APRESENTAÇÃO:

MODELO	TAMANHO
1527	10cm x 4,5m

Número de cadastro ANVISA: **10002079007**