

## Désinfectants approuvés<sup>1</sup> pour les réchauffeurs Bair Hugger<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> des séries 700 et 800, le système de surveillance de la température Bair Hugger<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> ainsi que le réchauffeur et le système de perfusion sous pression Ranger<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

- Agent de blanchiment domestique à 0,3 % (hypochlorite de sodium) – Rapport de dilution de 1:10 de l'agent de blanchiment domestique
- Nettoyant désinfectant quaternaire 3M<sup>MC</sup> (chlorure d'ammonium et hydroxyde de sodium)<sup>2</sup>
- Nettoyant désinfectant phénolique 3M<sup>MC</sup> (o-benzyl-p-chlorophénol, o-phénylphénol, éthylène glycol et hydroxyde de sodium)<sup>2</sup>
- Nettoyant désinfectant pour surfaces et lingettes humides 3M<sup>MC</sup> (chlorure d'ammonium et alcool isopropylique à 21,00 %)<sup>3</sup>
- Alconox<sup>®</sup> (détergent à base de phosphore)
- Peroxyde d'hydrogène activé
- Nettoyant désinfectant Blue Skies II (chlorure de didécyl diméthyl ammonium et chlorure de n-alkyl diméthyl benzyl ammonium)
- Nettoyant désinfectant neutre 256 Quest de Butcher's<sup>®</sup>
- Nettoyant Dispatch Caltech (agent de blanchiment à base d'hydroxyde de sodium à < 1 %)
- Cavicide<sup>®</sup> (chlorure de [diisobutylphenoxyethoxyethyl] diméthyl benzyl ammonium)
- Cidex<sup>®</sup> (glutaraldéhyde)
- Désinfectant au citron et aux agrumes
- Nettoyant désodorisant germicide Citrus II (diethylene glycol n-butyl ether et agents chélatants)
- Lingettes pour surfaces germicides Coverage<sup>®</sup> Plus (alcool isopropylique à 41,58 %)
- Pulvérisateur HB Plus Coverage<sup>®</sup> (chlorure d'ammonium)
- Désinfectant DisCide ULTRA (alcool isopropylique, chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium et chlorure d'alkyl diméthyléthylbenzyl ammonium)<sup>3</sup>
- Envirocide (chlorure de [diisobutylphenoxyethoxyethyl] diméthyl benzyl ammonium)
- Éthanol<sup>3</sup>
- EXPOSE<sup>®</sup> II (p-tert-amylphénol)
- Pulvérisateur désinfectant Ultra Husky<sup>®</sup> 815 (alcool isopropylique et ammonium quaternaire)<sup>3</sup>
- Isopropanol<sup>3</sup>
- Matar (o-phénylphénol, o-p-benzylque chlorophénol et p-tert-amylphenol)
- Désinfectant quaternaire neutre (chlorure d'ammonium et hydroxyde de sodium)<sup>2</sup>
- Sanimaster<sup>®</sup> 4 (chlorures d'ammonium quaternaire, éthanol, surfactant non ionique et agent chélatant)<sup>3</sup>
- Chiffon jetable germicide Sani-System<sup>®</sup> de Nice-Pak aussi appelé Sani-Cloth<sup>®</sup> Plus (alcool isopropylique, butoxy-2 éthanol et ammonium quaternaire)<sup>3</sup>
- Super Sani-Cloth<sup>®</sup> par Nice-Pak (alcool isopropylique et ammonium quaternaire)<sup>3</sup>
- Nettoyant 128 ou 256 Virex<sup>®</sup> II (chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium et chlorure de didécyl diméthyl ammonium)
- Désinfectant et virucide Virkon<sup>®</sup> S (peroxymonosulfate de potassium)
- Windex<sup>®</sup> (solution de nettoyage pour les surfaces en verre à base d'ammoniaque ou de phosphate)

<sup>1</sup> Ces désinfectants ont été vérifiés par 3M pour s'assurer qu'ils n'endommagent pas l'enceinte des réchauffeurs. 3M n'a pas vérifié les allégations de chaque nettoyeur au sujet de sa capacité de nettoyage.

<sup>2</sup> Utiliser avec prudence, car l'hydroxyde de sodium possède des propriétés caustiques.

<sup>3</sup> Nettoyer les étiquettes avec soin. Les désinfectants présentant une forte concentration d'alcool ont tendance à causer de la décoloration.

Husky est une marque déposée d'IDispense, LLC.  
Sani-Cloth est une marque déposée de Professional Disposables International, Inc.  
Sanimaster est une marque déposée de The ServiceMaster Company.  
Virex et Expose sont des marques déposées de Diversey, Inc.  
Windex est une marque déposée de S.C. Johnson & Son, Inc.  
Sani-System est une marque déposée d'IOIP Holdings, LLC.

Alconox est une marque déposée d'Alconox, Inc.  
Butcher's est une marque déposée de The Butcher Company.  
Cidex est une marque déposée de Johnson & Johnson Corporation.  
Cavicide est une marque déposée de Metrex Research Corporation.  
Coverage est une marque de commerce de Steris Inc.

*Veillez utiliser le matériel de protection individuelle de façon adéquate et suivre les directives du fabricant.*



Produits offerts au Canada par :

**3M Canada**  
300 Tartan Drive  
London (Ontario)  
N5V 4M9  
Canada  
1888 363-3685

**Soins de santé 3M/3M Health Care**  
**Division des solutions pour**  
**la prévention des infections**  
2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN 55144-1000  
É.-U.  
1 800 228-3957  
www.BairHugger.com

3M, Ranger et Bair Hugger sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Toutes autres appellations commerciales mentionnées sont des marques de service, des marques de commerce ou des marques déposées par leurs sociétés respectives. © 2017, 3M.  
Tous droits réservés. 1702-07803 F