



L'importanza dell'aderenza

L'efficacia dei respiratori è garantita soltanto se i bordi del respiratore aderiscono perfettamente al viso. Quando l'aderenza viene a mancare, la protezione è compromessa in quanto l'aria contaminata riesce a penetrare attraverso il bordo di tenuta.

Le istruzioni di indossamento riportate sotto, devono essere seguite ogni volta che viene indossato un respiratore della linea 3M™ Aura™ 9300+



Assicurarsi che il viso si a pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.



Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore.

Modellare lo stringinaso in modo da ottimizzare l'aderenza intorno al naso e alle guance

Assicurarsi che i lembi siano completamente separati

Posizionare il respiratore in modo corretto su viso e testa

Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo, senza attorcigliarlo

Posizionare l'elastico inferiore sotto le orecchie, senza attorcigliarlo



- 1.** Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore e inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegarlo leggermente il centro dello stringinaso.
- 2.** Assicurarsi che entrambi i lembi siano completamente separati.



- 3a.** Tenere il respiratore a coppa in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso.



- 3b.** Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.



- 4.** Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale.



- 5.** Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.

▲ Il respiratore potrebbe non aderire perfettamente al viso se si modella lo stringinaso con una sola mano. Per questa operazione usare sempre due mani.



- 6.** Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta

Se si sta utilizzando un respiratore senza valvola, espirare con decisione. Se si sta utilizzando un respiratore con valvola, inspirare con decisione. Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso e ripetere la prova di tenuta. Se si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.

Se NON si riesce ad ottenere una perfetta tenuta NON ENTRARE nell'area contaminata e rivolgersi al proprio supervisore.



Inquadra il codice QR con il tuo smartphone, riceverai maggiori informazioni sulla nuova linea di respiratori per polveri 3M™ Aura™ 9300+

Oppure visita: www.3msicurezza.it o www.3m.eu/Aura