

Właściwe zakładanie i dopasowanie

Wybierz właściwy rozmiar:

- 9152 rekomendowany jest dla większości użytkowników.
- 9152S rekomendowany jest dla użytkowników o małym rozmiarze twarzy.



1. Używając obu rąk, umieść palce na zewnętrznej stronie a kciuk po wewnętrznej stronie blaszki nosowej. Zagnij delikatnie środek blaszki. Rozłóż półmaskę rozciągając górny i dolny panel tak, aby uformować kopułkę. Taśmy powinny być umieszczone nad górnym panelem.



2. Umieść półmaskę na wysokości twarzy: dół pod podbródkiem, a blaszkę nosową w poprzek nosa. Jedną ręką trzymaj półmaskę na twarzy, a drugą ręką ściągaj dół półmasksi pod podbródek.

3. Rozciągnij jedną taśmę nad głową i umieść tak, aby znajdowała się na szyi, poniżej uszu.



4. Rozciągnij drugą taśmę nad głową i umieść tak, aby znajdowała się na czubku głowy. Taśmy nie mogą być skręcone.



5. Jeśli zajdzie taka potrzeba, patki po obydwu stronach półmasksi mogą być użyte w celu lepszego i bardziej komfortowego dopasowania. Upewnij się, że półmaska jest całkowicie otwarta i jej krawędzie przylegają płasko do twarzy.



Twarz powinna być gładko ogolona, gdyż broda lub inny zarost może przeszkadzać w odpowiednim dopasowaniu. Długie włosy powinny zostać spięte z tyłu głowy.

Górna taśma powinna zostać umieszczona na czubku głowy. Taśma nie może być skręcona.

Blaszka nosowa powinna zostać dopasowana wokół nosa i dokładnie przylegać.

Dolna taśma powinna zostać umieszczona poniżej uszu. Taśma nie może być skręcona.

Upewnij się, że oba panele są w pełni rozłożone.



6. Dopasuj półmaskę poprzez pociągnięcie dolnej krawędzi pod podbródek, jednocześnie trzymając górną krawędź na nosie.

7. Używając obu rąk dognij blaszkę nosową tak, by dokładnie przylegała do twarzy i nosa. Półmaska może nie zostać odpowiednio dopasowana, jeśli blaszka nosowa będzie dogięta przy pomocy tylko jednej ręki.



8. Przeprowadź test dopasowania, aby sprawdzić przyleganie półmasksi do twarzy, zakryj półmaskę obiema rękami i zrób wydech. Zrób to ostrożnie, by nie zmienić pozycji półmasksi. Jeśli powietrze przecieka wokół nosa, dopasuj ponownie blaszkę nosową w sposób opisany w punkcie 7.

Jeśli powietrze przecieka wokół krawędzi półmasksi, dopasuj odpowiednio taśmy i upewnij się, że krawędzie półmasksi przylegają szczelnie do twarzy. **Jeśli NIE MOŻESZ osiągnąć właściwego dopasowania NIE WCHODŹ na teren zagrożony ryzykiem.**

⚠ OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że masz gładko ogoloną twarz oraz, że żadna biżuteria ani ubranie nie znajduje się pomiędzy twarzą a półmaską, gdyż może to przeszkadzać w odpowiednim dopasowaniu.

Przyleganie półmasksi do twarzy powinno być sprawdzone poprzez test dopasowania przed wejściem na teren zagrożony ryzykiem.

Jeden typ i rozmiar półmasksi może nie być właściwy dla każdej osoby. Przy wstępnym wyborze półmasksi, test dopasowania powinien być zastosowany tak, aby dobrać właściwy produkt. Aby dowiedzieć się więcej nt. procedur testu dopasowania, skontaktuj się z inspektorem BHP lub 3M.

Jeśli nie jesteś w stanie w prawidłowy sposób dopasować półmasksi nie wkraczaj na obszar zagrożony ryzykiem – skonsultuj się z przełożonym.