



3M

Brackets

Gemini Crystal Clear

Produto de Uso Único

Material para Uso Dental Profissional

Proibido Reprocessar ou Reutilizar

Composição: Óxido de alumina.

Indicação: Tratamento ortodôntico para correção de más oclusões.

Modo de Uso:

Posicionamento do bracket:

Posicione o bracket no terço médio do dente com o slot paralelo ao plano oclusal. O design pequeno e as bordas arredondadas impedem problemas durante a oclusão. A borda incisiva do bracket é paralela ao seu slot, pode ser usada como referência incisal / oclusal.

Colagem:

A colagem bem-sucedida pode ser alcançada usando o sistema de colagem para retenção mecânica. Os brackets possuem uma base desenhada de forma distinta para alcançar uma superfície de colagem máxima entre o bracket e o adesivo. O design da base resulta em uma excelente adesão devido ao aumento da área de superfície do bracket para o adesivo.

Remoção do brackets:

Os brackets não requerem ferramentas ou técnicas especiais para remoção. O descolamento seguro pode ser realizado usando um alicate de remoção de brackets cerâmicos disponível.

Ligadura:

As aletas foram projetadas com tamanho suficiente para manter os elásticos firmemente no lugar. Os brackets foram projetados em uma configuração geminada, permitindo a ligação total ou a metade do bracket. Todos os ganchos foram projetados suportarem forças e são arredondados para garantir conforto.

Armazenamento: Conservar em local fresco e seco a temperatura ambiente.

Validade: indeterminado.

Cadastro ANVISA nº: 80284930370

Farm. Resp. Camila M. Mariano Bilhega CRF - SP 40.894

Fale com a 3M - 0800-0132333 - www.3M.com.br - falecoma3M@mmm.com

Fabricado e Distribuído por:

3M do Brasil Ltda.

Av. Gerassina Tavares, 750 - São José do Rio Preto – SP - CNPJ: 45.985.371/0106-85 – Ind. Brasileira

ATENÇÃO: Verifique corretamente se as Instruções de Uso presente no site www.3m.com.br/ortodontia/geminiCrystalClear, são referentes ao seu produto. Este cuidado é importante para garantir o uso eficaz e seguro do produto. Para receber as Instruções de Uso impressas, contatar o Fale com a 3M - 0800-0132333 / oralcareatendimento@mmm.com.