

3M

Cavilon™

Solutions des Soins Cutanés

Protocole d'utilisation

Film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced

dans la prévention et le traitement de la Dermite Associée à l'Incontinence (DAI)



Comment appliquer le film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced

dans la prévention et le traitement de la Dermite Associée à l'Incontinence (DAI)

Matériel nécessaire :

- ▶ Lingettes pour le bain et la toilette 3M™ Cavilon™ ou tissu doux imprégné d'eau
- ▶ Film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced
- ▶ Gants à usage unique

Préparer le matériel



1 Disposer le matériel sur une surface propre.



2 Ouvrir l'emballage du film protecteur cutané 3M Cavilon Advanced et laisser l'applicateur dans son emballage.

Réaliser la toilette du patient



3 Préparer le patient : découvrir la zone du corps à laver. Limiter la zone de nudité et maintenir une bonne température du patient pendant le soin.



4 Nettoyer la peau délicatement avec un nettoyant cutané au pH neutre ou de l'eau seule. Sécher la peau en tamponnant si nécessaire. En cas de lésions cutanées (excoriations), retirer l'excès d'écoulement séreux ou sérosanguin à l'aide d'une compresse.

Changer de gants



5 Changer les gants après la toilette.

Chaque applicateur couvre une zone équivalente à environ une feuille A4.

Plusieurs applicateurs peuvent être utilisés si nécessaire pour couvrir des zones plus importantes.

Se reporter à la notice du film protecteur cutané 3M Cavilon Advanced pour des informations complémentaires.

Ne pas utiliser le film protecteur cutané 3M Cavilon Advanced en association avec tout produit contenant une barrière cutanée (ex. diméthicone).

Appliquer le film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced



6 Saisir l'applicateur et placer le pouce sur l'extrémité du levier.

Diriger l'applicateur, mousse vers le bas et enfoncer fermement le levier pour casser l'ampoule interne.

Un bruit d'éclatement ou de bris se fait entendre lorsque l'ampoule se rompt ; il n'est pas nécessaire de maintenir la pression sur le levier.



7 Laisser l'applicateur orienté vers le bas pendant environ 10 secondes pour que le liquide imprègne la mousse. Le liquide s'écoule, il est donc inutile de maintenir la pression sur le levier.



8 Appliquer le film protecteur cutané 3M Cavilon Advanced en passant délicatement la mousse sur la zone à traiter et la peau péri-lésionnelle. Réaliser un mouvement de va-et-vient régulier avec un chevauchement minimal du produit.

Ne pas appliquer de pression supplémentaire sur l'applicateur, car elle pourrait entraîner une accumulation excessive du produit.



9 Poursuivre l'application jusqu'à ce que la totalité de la zone à traiter soit couverte. Il est important d'appliquer le produit sur la totalité de la peau exposée aux selles et/ou à l'urine.



10 Laisser sécher pendant au moins 30 secondes. Si une zone a été oubliée, attendre que le produit sèche complètement avant de renouveler l'application.



11 Si le film protecteur cutané 3M Cavilon Advanced est appliqué dans un pli de la peau ou une autre zone de contact peau contre peau, s'assurer que les surfaces cutanées sont séparées lors de l'application et du temps de séchage (au moins 30 secondes). Vous pourrez ensuite laisser la peau revenir à sa position initiale.



Appliquer le produit 2 fois par semaine.

Le film protecteur cutané 3M Cavilon Advanced est semi-perméable et résistant aux toilettes quotidiennes. Une application plus fréquente pourrait entraîner une accumulation de produit.

Informations complémentaires



Laisser le produit sécher pendant au moins 60 secondes avant d'appliquer un pansement adhésif ou un sparadrap sur le film protecteur cutané 3M Cavilon Advanced.

Le film disparaît naturellement avec la desquamation de la peau ; il n'est pas nécessaire de le retirer.

Si nécessité de retirer le produit, utiliser un dissolvant contenant de l'hexaméthylsiloxane (HMDS) ou un polymère de silicone.

Enfin... le pouvoir de mettre fin à la Dermite Associée à l'Incontinence (DAI)

Pour plus d'informations,

- Connectez-vous sur notre site www.3MSante.fr
- Contactez votre Commercial 3M du Département Soins Critiques et Chroniques,
- Appelez le Centre d'Information Clients de 3M France au 09 69 321 478 (appel non surtaxé).

Informations de commande

Film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced

Réf.	Présentation	Unités/boîte
5050G	Applicateur de 2,7 ml	20



3M

3M France

Marchés de la Santé

Département Soins Critiques et Chroniques

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. 01 30 31 61 61

Fax. 01 30 31 85 51

SAS au capital de 10572672 euros

RCS Pontoise 542078555.



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.

3M et Cavilon sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles.
C3SD-000798 - Octobre 2017 - Le protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced est un dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0086. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les mentions sur l'emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M France, Bd de l'Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. France.