

297

99 98 100

Recomendações:

- Não há necessidade de remover o Dispositivo Forsus durante as consultas de acompanhamento do tratamento.
- O Dispositivo Forsus possui um encaixe tipo clipe, que é instalado no Tubo Oclusal do 1º Molar superior. Em pacientes com perfil braquifacial, é importante que seja avaliado espaço entre o tubo oclusal e o arco inferior do paciente para que o mesmo não oclua sobre o Dispositivo Forsus, resultando em contato prematuro e fratura do clipe.

Advertência: Produto de uso único. A reutilização da Mola poderá impedir o bom desempenho do produto e aumentar assim o risco de uma lesão ao paciente.

Atenção: Este produto contém níquel e cromo. Uma pequena porcentagem da população é alérgica a níquel/e ou cromo. Caso haja reação alérgica, o paciente deve consultar um médico imediatamente.

Verifique corretamente se as Instruções de Uso presente no site www.3m.com.br/ortodontia/instrucoesdeuso são referentes ao seu produto, bem como sua respectiva versão. Este cuidado é importante para garantir o uso eficaz e seguro do produto. Para receber as Instruções de Uso impressas, contatar o contatar o Fale com a 3M - 0800-0132333.

Composição: Aço inoxidável

Cadastro ANVISA nº: 80284930206

Farm. Resp. Roberta F. F. Marsaioli
CRF - SP 15.095 (Matriz)
Farm. Resp. Camila M. Mariano Bilhega
CRF - SP 40.894 (Filial V)

3M Ciência Aplicada à vida.™

Unitek
Molas de Aço Inoxidável

Instruções de uso
Forsus Fatigue Resistant Device EZ2 Module
(Módulo Forsus Resistente à Fadiga Dispositivo EZ2)

Fale com a 3M


0800-0132333
www.3m.com.br
falecoma3m@mmm.com

Fabricado por:

- 3M Unitek Corporation - Monrovia, CA 91016, EUA
- 3M do Brasil Ltda.
Matriz: Rod. Anhanguera, Km 110 - Sumaré - SP
Filial V: Av. Gerassina Tavares, 750 - São José do Rio Preto - SP

Distribuído por: 3M do Brasil Ltda.
Matriz: Rod. Anhanguera, Km 110 - Sumaré - SP
CNPJ 45.985.371/0001-08 - Ind. Brasileira
Filial V: Av. Gerassina Tavares, 750 - São José do Rio Preto - SP
CNPJ 45.985.371/0106-85 - Ind. Brasileira

FL-1061 (A) - 10/2016



FRENTE

Instalação do Módulo EZ2

Enquanto segura a anterior do Módulo EZ2 do Forsus Fatigue Resistant Device com um Alicate Utilitário Weingart, insira o Módulo EZ2 no tubo oclusal, da mesial para a distal, até que se encaixe.

(Nota: Os cliques direito e esquerdo são indicados por "R/D" ou "L/E" localizado na face interna do clipe).

O Módulo EZ2 é para ser utilizado só com os tubos bucais que tenham tubos oclusais com 3,6 – 4,3mm de comprimento.

Insira o fio nos brackets e trave o arco inferior. Para uma melhor ancoragem no arco inferior, use a fixação ao segundo molar, se for adequado. (Nota: Use o fio de aço inoxidável retangular de tamanho completo nos dois arcos para fixar ainda mais o posicionamento dos dentes).

Para evitar a fratura da ligadura elástica e para fixar o arco ao canino, utilize ligadura metálica de aço inoxidável.

Instalação do Êmbolo

Meça desde a extremidade distal do tubo do primeiro molar superior até um ponto distal do bracket do canino ou do Gurin, com paciente em oclusão cêntrica. Utilize a régua do Forsus conforme a figura e anote o tamanho adequado da haste a ser utilizada (neste exemplo, é 32 mm).

Escolha uma haste do tamanho adequado disponível para comprimir completamente a mola sem reposicionar de imediato a mandíbula (nota: Haste esquerda e direita).

Coloque a alça da haste entre o canino e o primeiro pré-molar ou entre o primeiro molar e o segundo molar, peça ao paciente para abrir a boca, comprima a mola e introduza a haste. Caso haja excesso de haste na distal da mola em oclusão cêntrica, é porque está muito comprimida.

Aperte o looping da haste fechando-o em torno do arco.

Remoção do Módulo EZ2 Forsus

Primeiro, com a boca do paciente completamente aberta, comprima a mola e remova a haste. Depois, segurando a parte distal do Módulo EZ2 com um Alicate Utilitário Weingart, puxe o Módulo EZ2 numa direção oclusal/mesial a fim de remover do tubo oclusal.

Remoção do êmbolo

Rode a haste como demonstrado na figura.

Aperte a extremidade distal da haste com os seus dedos. Enquanto segura o looping com o seu Alicate Weingart, dobre a haste para abrir o looping mesial.

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3m.com.br
falecoma3m@mmm.com

Opcional

Para evitar contato diretamente com o bracket do canino inferior, coloque uma trava tipo Gurin na distal do canino.

Para aumentar a ancoragem no arco inferior e para prevenir a mesialização dos anteriores inferiores amarre a totalidade do arco inferior e com o amarrinho metálico e insira torque lingual resistente nos dentes anteriores inferiores.

FL-1061 (A) - 10/2016

Restituição

Insira os "stops" na haste num ponto distal do ponto de parada comprimindo a mola conforme necessário (habitualmente 2 ou 3mm de cada vez, para se obter a correção e avanço na linha média).

Uso do stop na haste



Dúvidas referentes à reprodução desta arte-final, contacte a Engenharia de Embalagens 3M.
Fone: +55 19 3838 6806
e-mail: sesilva1@mmm.com

- LEGENDA**
- FACA
 - PINÇAS
 - COTAS

BLACK

SOS-CODE: FL-1061 (A)
DATA: OUT/2016
SILVIO E. DA SILVA

DIMENSÕES TOTAIS
COMPRIMENTO: 297,0 (± 1) mm
LARGURA: 210,0 (± 1) mm

DIMENSÕES BULA DOBRADA
COMPRIMENTO: 210,0 (± 1) mm
LARGURA: 99,0 (± 1) mm

FONTES
Swis 721 Cn BT
Arial
Circular TT