



Littmann®
Stéthoscope

Conseils pour le nettoyage et l'entretien de votre stéthoscope

Votre stéthoscope 3M™ Littmann® est conçu pour vous apporter une parfaite fiabilité pendant des années. Un nettoyage régulier de votre stéthoscope vous assurera une performance acoustique optimale.



3M est conscient qu'il est devenu pratique courante pour les Professionnels de Santé d'utiliser des solutions hydroalcooliques pour les mains et des produits de désinfection de surface pour désinfecter leurs stéthoscopes.

Certains de ces produits sont connus pour causer des dommages au caoutchouc et à certains plastiques et nos recherches ont montré qu'ils peuvent endommager la membrane et la bague des stéthoscopes 3M™ Littmann®. Ces sujets ont été abordés avec les fabricants de certains des désinfectants pour les mains les plus fréquemment utilisés et ils ont confirmé que ces produits ne sont pas testés pour une utilisation sur les surfaces des dispositifs médicaux et ne devraient pas être utilisés à cette fin.

3M recommande de n'utiliser que de l'alcool à 70% pour la désinfection d'un stéthoscope.

- Si votre stéthoscope doit être désinfecté, essayez-le avec une solution d'alcool isopropylique à 70%.
- Ne plongez pas votre stéthoscope dans un liquide ou ne le soumettez à aucun processus de stérilisation.
- Gardez votre stéthoscope à l'écart de la chaleur extrême, du froid, des solvants et des huiles.
- Les bagues et membranes peuvent être retirées du pavillon et leurs surfaces peuvent être essuyées avec de l'alcool ou de l'eau savonneuse. Séchez soigneusement avant le remontage.
- Les embouts peuvent être retirés pour un nettoyage en profondeur. Pour plus de sécurité, enclenchez fermement les embouts sur les extrémités nervurées de la lyre.

Les professionnels de santé souhaitant utiliser d'autres produits doivent vérifier auprès du fabricant s'ils sont appropriés pour une utilisation sur leur stéthoscope. Veuillez noter que l'utilisation de produits qui ne sont pas recommandés pour les stéthoscopes et qui sont connus pour endommager les matériaux utilisés dans la fabrication des stéthoscopes invalideront la garantie de leur stéthoscope.

www.littmann.fr

Dispositifs médicaux de classe I (stéthoscopes acoustiques) et de classe IIa (stéthoscopes électroniques). Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et le marquage CE0086 (stéthoscopes électroniques). 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé et étudiants en médecine habilités à réaliser des diagnostics. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation – Distribués par 3M France – 95006 Cergy-Pontoise Cedex. Tous droits réservés. MSD-00420 - Avril 2020.