

Het voorkomen van huidletsels bij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).

Frequently asked questions.

Een adequate pasvorm en afdichting van de ademhalingsmaskers met de huid is nodig om de verwachte en effectieve blootstellingsvermindering te bewerkstelligen. De juiste afdichting zorgt dat het grootste deel van de ingeademde lucht door het filtermateriaal van het masker gaat. Alles wat de pasvorm en de afdichting van het masker verstoort, leidt tot een verlaging van het maximaal realiseerbare beschermingsniveau.

Algemene tips voor huidbescherming bij het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gezicht (PBM's) zijn onder andere het kiezen van een huidbeschermingsproduct dat:

- ▶ de afdichting van het masker en/of de pasvorm van andere persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gezicht niet verstoort
- ▶ niet van je huid, op de gezichtsbescherming wordt overgedragen
- ▶ de huid beschermt tegen wrijving en vocht (waterproof)
- ▶ ademend is en vocht laat verdampen van de huid
- ▶ niet hoeft te worden verwijderd of afgewassen
- ▶ een laag risico op huidirritatie heeft
- ▶ Lees en volg altijd alle gebruiksinstructies voor het ademhalingsmasker, inclusief het uitvoeren van een afdichtingstest telkens het masker wordt opgezet

3M oplossingen helpen de huid te beschermen zonder de pasvorm van het masker te beïnvloeden:

- ▶ 3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende Barrièrefilm
- ▶ 3M™ Cavilon™ Advanced

Bovendien moet de drager elke keer dat een ademhalingsmasker wordt opgezet een afdichtingstest uitvoeren. Als een succesvolle afdichtingstest niet kan worden uitgevoerd, mag de drager het product niet met het ademhalingsmasker gebruiken.

Andere verbanden, zoals polyurethaanschuimverbanden en hydrocolloïden, mogen niet worden gebruikt in het gezicht onder de afdichtingen van het ademhalingsmasker, omdat ze naar verwachting de pasvorm van het masker zullen verstoren.

Kan ik zalven (bijv. vaseline) gebruiken om mijn huid te beschermen onder een 3M ademhalingsmasker?

3M raadt het gebruik van vaseline (ook bekend als petrolatum), zalven of dikke crèmes niet aan vanwege de mogelijke interferentie met de afdichting van de 3M ademhalingsmaskers. Vaseline kan ervoor zorgen dat het masker wegglijdt op het gezicht.

Kan ik 3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende Barrièrefilm gebruiken om mijn huid te beschermen onder een 3M ademhalingsmasker

Ja, zal helpen de intacte huid te beschermen tegen vocht en wrijving en, bij correct gebruik wordt niet verwacht dat het de pasvorm van 3M ademhalingsmaskers verstoort.

- ▶ De 1ml wipe of 1ml applicator moet worden gebruikt
- ▶ Het product moet worden aangebracht op een schone, droge huid op elke plaats waar het ademhalingsmasker wrijving kan veroorzaken en/of waar vocht zich kan ophopen, bijvoorbeeld de neusbrug, de wangen, de bovenkant van de oren of het voorhoofd
- ▶ Het product kan op het gezicht worden gebruikt, maar niet in het oog of op het ooglid
- ▶ Het product dient volledig te drogen (minstens 90 seconden) voordat het ademhalingsmasker wordt opgezet. Hierdoor kan de vloeistof op de huid drogen en kunnen dampen worden afgevoerd
- ▶ De geur zal verdwijnen als het product opdroogt
- ▶ Lees en volg altijd alle gebruiksinstructies van het ademhalingsmasker en voer een afdichtingstest uit telkens u het masker opzet
- ▶ We raden aan te beginnen met een éénmalige dagelijkse toepassing. Als de gebruiker een ophoping van het product ervaart, verlaag dan de toepassingsfrequentie, bijv. tot 3 keer per week
- ▶ Cavilon Niet-Prikkende Barrièrefilm hoeft niet te worden verwijderd, maar kan worden verwijderd met een lijmverwijderaar van medische graad
- ▶ Telkens wanneer een beademingsmasker wordt opgezet, moet de drager een afdichtingstest doen. Als een succesvolle gebruikerscontrole niet kan worden uitgevoerd, mag de drager het product niet gebruiken samen met het ademhalingsmasker

Als mijn huid al beschadigd is, welk type huidbeschermingsproduct kan ik dan gebruiken onder mijn 3M?

3M™ Cavilon™ Advanced kan worden gebruikt om de beschadigde huid te helpen beschermen, bijv. Tegen wrijving of andere oppervlakkige huidbeschadigingen.

- ▶ De 0,7ml applicator wordt aanbevolen
- ▶ Het product kan op het gezicht worden gebruikt, maar niet in of rond het oog
- ▶ Het product moet in een dunne laag worden aangebracht
- ▶ Het product moet volledig drogen (minstens 90 seconden) voordat het ademhalingsmasker wordt opgezet. Hierdoor kan het vocht op de huid drogen en kunnen dampen worden afgevoerd
 - ▶ Bij het aanbrengen kan een geur worden waargenomen als het oplosmiddel verdampt. De geur zal verdwijnen als het product opdroogt
- ▶ Lees en volg altijd alle gebruiksinstructies van het ademhalingsmasker, en voer een afdichtingstest uit telkens u het masker opzet
- ▶ Wij raden aan 2–3 maal per week aan te brengen. Als u een ophoping van het product opmerkt, verlaag dan de toepassingsfrequentie, bijv. tot 1-2 keer per week
- ▶ Cavilon Advanced moet niet verwijderd worden, maar kan verwijderd worden met een medische kleefstofverwijderaar die hexamethyldisiloxaan of silicone bevat
- ▶ Telkens wanneer een beademingsmasker wordt opgezet, moet de drager een afdichtingstest uitvoeren. Als een succesvolle gebruikerscontrole niet kan worden uitgevoerd, mag de drager het product niet samen met het ademhalingsmasker gebruiken.

Kan ik 3M™ Cavilon™ Advanced met de grotere 2.7ml applicator gebruiken?

De 0,7 ml** heeft de voorkeur. Als de 2,7 ml** applicator wordt gebruikt, worden de volgende stappen aanbevolen om het druppelen of samenlopen van vloeistoffen tijdens het aanbrengen tot een minimum te beperken:

- ▶ Open de verpakking en hou ze bij de hand
- ▶ Activeer de applicator zodat het schuimpad de vloeistof absorbeert
- ▶ Druk de foam applicator tegen de witte verpakkingsflap om het overschot aan vloeistof uit te drukken
- ▶ Breng vervolgens aan zoals aangegeven

Zal het gebruik van Cavilon Niet-Prikkende Barrièrefilm of Cavilon Advanced de decontaminatie beïnvloeden?

Zodra de huid volledig droog is, geeft Cavilon Niet-Prikkende Barrièrefilm of Cavilon Advanced naar verwachting niet af op het ademhalingsmasker. Echter, 3M heeft de maskers niet getest op de aanwezigheid van resterende barrièrefilm of huidbeschermend middel, of de impact die dit materiaal zou kunnen hebben op ontsmettingsprocessen.

Kan ik een verband onder het 3M ademhalingsmasker dragen als mijn huid beschadigd is?

3M raadt het gebruik van verbanden zoals polyurethaanschuimverband en hydrocolloïden af. Dit soort verbanden kan de dichting tussen het masker met de wangen en de neus beïnvloeden en zo de beoogde beperking van het blootstellingsniveau in gevaar brengen.

- ▶ Als het gebruik van een verband gewenst is, selecteer dan het dunste beschikbare verband (bijv. 3M™ Tegaderm™ Transparent Film Dressing) en voer een pasvormtest uit, evenals een afdichtingstest elke keer dat het beademingsapparaat wordt opgezet
 - ▶ De pasvormtests moeten worden uitgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften of, wanneer de plaatselijke voorschriften geen pasvormstests voorschrijven, volgens een erkend pasvormtestprotocol
- ▶ Voor ademhalingsmaskers met verstelbare hoofdbandjes is het belangrijk dat u de 3M ademhalingsmaskers niet te strak aantrekt, omdat dit de afdichting met de huid kan verstoren en het risico op drukgerelateerde huidbeschadiging kan vergroten

Opmerking: Verbanden of barrièrefilms kunnen worden gebruikt om zones met huidbeschadiging onder middelen, zoals gelaatsschermen, te helpen voorkomen of te bedekken, wanneer de pasvorm en afdichting niet cruciaal is voor de werking van de beschermingsmiddelen.

*Raadpleeg de bijsluiters (gebruiksaanwijzing) van Cavilon No Sting Barrier Film voor volledige indicaties en instructies voor gebruik, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

**Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

1 Er is geen effect op de pasvorm van het ademhalingsmasker waargenomen in studies waarin de pasvorm van de filterende gezichtsmaskers met en zonder aanbrengen van Cavilon producten op de huid werd vergeleken, zoals aangetoond in de gebruikshandleiding. Als er enige twijfel of bezorgdheid bestaat over het effect van deze producten op de afdichting van het ademhalingsmasker, moet de pasvorm worden getest bij werknemers waarbij deze producten werden aangebracht op de huid zoals ze dit zouden doen bij het dragen van een ademhalingsmasker.

Voor meer info:
3M.nl/Covid
3Mbelgie.be/Covid

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Tel. +31 15 782 2435

3M BELGIUM BVBA/SPRL
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel. +32 2722 5133

3M, Cavilon and Tegaderm are trademarks of 3M Company.
© 3M 2020. All rights reserved. OMG90568.

