

Pour vous aider à bien le porter.

Respirateur contre les particules pour soins de santé et masque chirurgical

1870+ Aura^{MC} 3M^{MC}, N95

Utilisation

Toujours lire et suivre toutes les directives d'utilisation



1 Retirez le respirateur de son emballage et tenez-le avec les courroies orientées vers le haut. Placez la courroie inférieure sous les rabats centraux à côté de la mention « ATTENTION ».



2 Ouvrez complètement les panneaux supérieur et inférieur en pliant le couvre-nez autour de votre pouce au centre de la bande nasale en mousse. Les courroies doivent se séparer une fois les panneaux ouverts. Assurez-vous que le panneau inférieur est déplié et complètement ouvert.



3 Placez le respirateur sur votre visage de sorte que la bande nasale en mousse repose sur votre nez et que le panneau inférieur soit bien sous votre menton.



4 Faites passer la courroie supérieure par-dessus votre tête et placez-la bien haut à l'arrière de la tête. Ensuite, faites passer la courroie inférieure par-dessus votre tête et placez-la autour de votre cou et sous vos oreilles.



5 Pour un ajustement confortable, tirez le panneau supérieur vers l'arête de votre nez et le panneau inférieur sous votre menton. Assurez-vous que les cheveux, les poils du visage, les bijoux et les vêtements ne se trouvent pas entre votre visage et le respirateur, car ils nuiront à l'ajustement.



6 Placez le bout de vos doigts des deux mains sur le couvre-nez en métal. Avec les deux mains, moulez le couvre-nez pour qu'il épouse la forme de votre nez en poussant vers l'intérieur tout en déplaçant le bout de vos doigts de part et d'autre du couvre-nez.

Remarque : Utilisez toujours deux mains pour mouler le couvre-nez. Le fait de pincer le couvre-nez d'une main peut entraîner un mauvais ajustement et diminuer l'efficacité du respirateur.



7 Placez une ou deux mains complètement sur le panneau central. Inspirez et expirez avec force. Veillez à ne pas modifier la position du respirateur. Si de l'air fuit autour de votre nez, réajustez le couvre-nez comme décrit à l'étape 6. Si l'air fuit le long des bords du respirateur, ajustez les panneaux et la position des courroies et assurez-vous que les bords du respirateur sont bien ajustés au visage. **Si l'étanchéité n'est pas bonne, n'entrez pas dans la zone contaminée. Consultez votre superviseur.**

Effectuer une vérification de l'ajustement.

Toujours vérifier l'étanchéité du respirateur au moment de l'utiliser.

Retrait Peut être exécuté à l'aide d'une ou de deux mains.



1 **Une main** Sans toucher le masque du respirateur, soulevez lentement la courroie inférieure autour de votre cou et au-dessus de votre tête.



2 **Deux mains** Soulevez la courroie supérieure. Ne touchez pas le respirateur.



3 Conservez ou jetez le respirateur conformément à la politique de prévention des infections de votre établissement.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur tous les Respirateurs contre les particules pour soins de santé 3M^{MC}, consultez le site Web 3M.ca/RespirateursJetables