

Guide de surveillance de votre pansement

Votre chirurgien a posé un pansement acrylique transparent 3M™ Tegaderm™ Absorbent™ sur votre incision chirurgicale.



Pour une surveillance adéquate de votre incision, veuillez respecter les instructions de votre chirurgien. Utilisez ce document qui vous a été remis par votre Chirurgien comme guide pour savoir à quoi vous attendre tant que votre pansement reste en place. Pour toute question concernant votre incision ou votre pansement, veuillez contacter votre chirurgien.

Foire aux questions

À quoi dois-je m'attendre pendant le port de mon pansement ?

Votre pansement comporte une compresse absorbante transparente recouverte d'une protection imperméable qui vous permet de visualiser votre incision. Pendant le port du pansement, il est possible que la compresse se tache de sang et de liquide.

Ceci est normal et ne nécessite pas le remplacement de votre pansement.

En effet, le maintien du pansement crée un environnement propice à la cicatrisation.¹

Puis-je prendre une douche ou un bain avec mon pansement ?

Oui. Vous pouvez prendre une douche avec votre pansement, à condition qu'il soit bien appliqué et que ses bords ne se soient pas soulevés ou retournés. Veuillez à ne pas immerger le pansement lorsque vous prenez un bain.

Suivez les recommandations de votre chirurgien ou de votre infirmier(e) en ce qui concerne le retrait du pansement :

À quoi dois-je m'attendre en portant le pansement ?

Ce pansement est conçu pour un port plus long que ce que vous avez pu connaître avec d'autres types de pansements. Les informations ci-dessous peuvent vous aider à comprendre à quoi vous attendre pendant le port du pansement.

Pour toute préoccupation concernant votre incision ou votre pansement, veuillez contacter votre chirurgien.



Apparition de bulles

La formation de bulles est normale et correspond au gonflement de la compresse pour absorber et retenir le liquide.

Laissez le pansement en place.



Présence de liquide ou apparence fissurée de la compresse

Du liquide apparaît à l'intérieur de la compresse, ou celle-ci semble fissurée, mais les bords du pansement restent collés à la peau. C'est normal.

Laissez le pansement en place.



Bords relevés

Les bords se relèvent, mais le pansement et la compresse sont toujours en place. Cela est normal et ne nécessite pas nécessairement un renfort du pansement.

Laissez le pansement en place.



Présence de liquide dans la bordure du pansement

Du liquide ou des taches sont visibles en dehors de la zone de la compresse, sans qu'il n'y ait de fuite visible. Cela est prévisible pour certains types d'incisions.

Laissez le pansement en place.



3M (Schweiz) GmbH
Health Care
Eggstrasse 91
8803 Rüslikon

+41 (0)44 724 90 90

innovation.ch@mmm.com

www.3MSchweiz.ch/medicalsolutions

3M BELGIUM BVBA/SPRL
Hermeslaan 7
1831 Diegem

+32 2 722 5133

3mmedical.be@mmm.com

www.3Mbelgique.be/medical

*Données 3M non publiées. EM-05-001314

3M et Tegaderm sont des marques déposées de 3M. Le pansement acrylique transparent 3M™ Absorbent est un dispositif médical de classe IIb – Marquage CE2797 – 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Consulter la notice avant toute utilisation. © 3M 2020. Tous droits réservés. MSD-00511 - juillet 2020

