

Más sanos y felices de principio a fin.



Protocolo de prevención 3M para pacientes de ortodoncia

Los pacientes en tratamiento de ortodoncia presentan un riesgo de caries entre moderado y alto. Utilizando protocolos de evaluación de riesgos de caries, puede ayudar a sus pacientes a obtener un diagnóstico más exacto. Para ello, 3M le proporciona este práctico manual, en el que se detallan los protocolos de prevención que implementar antes, durante y después del tratamiento ortodóncico.

Antes de comenzar el tratamiento ortodóncico

- Historial de caries
- Ingesta de alimentos y bebidas
- Rutina actual de higiene bucal

Eduque a sus pacientes sobre el riesgo para su salud oral

- Mayor riesgo de desarrollar caries y gingivitis
- Las manchas blancas pueden derivar en caries si no se revierten

Eduque a sus pacientes sobre los pasos necesarios para una buena salud oral

- Cepillarse los dientes como mínimo por la mañana y antes de acostarse
- Uso de cepillo de dientes eléctrico, irrigador dental, hilo dental especial y colutorios
- Aplicar un tratamiento de fluorización en clínica y prescribir una pasta dentífrica fluorada
- Evitar alimentos pegajosos y bebidas muy ácidas

Posible resultado sin intervención

Lesiones de manchas blancas



Gingivitis



Ayude a mantener la salud bucal de sus pacientes implementando y documentando un plan de prevención personalizado.

A continuación encontrará las recomendaciones clínicas y los tratamientos de prevención clave para los pacientes en riesgo.

Durante el tratamiento

Tratamiento en clínica

- Barniz con flúor o gel de 4 minutos aplicado cada 3 meses
- Considerar la aplicación de un ionómero de vidrio como capa protectora alrededor de los brackets
- Profilaxis cada 3 meses
- Usar la cámara intraoral para mostrar la placa y el tejido gingival

Nota: Las aplicaciones de barniz de flúor son más rápidas y más cómodas que los geles de flúor



Tratamiento en casa

- Reforzar una buena higiene y hábitos de alimentación adecuados
- Pasta dentífrica anticaries con fluoruro de sodio al 0,21 % (950 ppm) dos veces al día
- Recomendar el uso de un cepillo de dientes eléctrico y un irrigador dental
- Considerar la recomendación de consumo de caramelos de xilitol
- En caso de gingivitis, recomendar un colutorio antimicrobiano



Tras el tratamiento

- Reforzar hábitos de higiene continua para mantener una bonita sonrisa
- Si presentan lesiones de manchas blancas, prescribir el uso de una pasta dentífrica anticaries de 950 ppm de fluoruro sódico con calcio y fosfato para revertir la situación

Principales tratamientos para el cuidado oral

Facilite el tratamiento y la implicación del paciente con los productos de cuidado preventivo integral de 3M; son eficaces y fáciles de usar.

Para todos los pacientes ortodóncicos:

barnices de fluoruro

3M™ Clinpro™ White Varnish con Tri-Calcio Fosfato Funcionalizado

- Libera flúor y calcio de forma dirigida y sostenida en el tiempo
- Fácil y rápido de aplicar
- Sin esperas para comer o beber
- Se puede aplicar sobre dientes húmedos
- Se adhiere a los dientes hasta que se cepillen
- Indicado para el tratamiento de la hipersensibilidad



Para superficies en riesgo: protector de esmalte

3M™ Clinpro™ XT Varnish Barniz de larga duración liberador de fluoruro

- Material exclusivo de ionómero de vidrio modificado con resina que libera flúor, calcio y fosfato
- Crea una barrera protectora contra la desmineralización y la erosión ácida
- Protege durante un máximo de 6 meses



Pasta dentífrica de fluoruro de sodio (950 ppm)

3M™ Clinpro™ Tooth Crème Pasta Dentífrica

Anticaries con fluoruro de sodio al 0,21 %

- Contiene NaF al 0,21 % (950 ppm) y tri-calcio fosfato funcionalizado (fTCP)
- Protege frente a caries y ayuda a revertir las manchas blancas
- Baja abrasión para superficies radiculares expuestas
- Fácil colaboración por parte del paciente, sin cambios en la rutina de cepillado



Agradable sabor a vainilla y menta

www.3m.com.es/3M/es_ES/orthodontics-es/products/preventative-care/

3M

3M Oral Care
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/dental

3M Deutschland GmbH
Sede de Seefeld (Alemania)
3M ESPE • ESPE Platz
82229 Seefeld • Alemania
Info3MESPE@mmm.com
www.3MESPE.com

3M, Clicker, Clinpro y ESPE son marcas registradas de 3M. Usadas bajo licencia en Canadá. © 3M 2021. Todos los derechos reservados.