



2021年5月10日

有關3M呼吸防護產品查詢

類別		3M™ 醫用外科口罩	Nexcare™ 口罩		3M™ N95 口罩		
型號		T1926	掛耳式口罩	舒適保喉口罩	N95 防飛粒口罩	9205+ N95 防飛粒口罩	N95醫用防護口罩
相關產品圖片							
1	用途	防止飛沫傳播	防止飛沫傳播	降低飛沫傳播機會，防飛保護	減少吸入空氣內的非油性微粒及飛沫	減少吸入空氣內的非油性微粒及飛沫，具有抗液體飛濺能力	減少吸入空氣內的非油性微粒及飛沫，具有抗液體飛濺能力
2	注意	口罩無法完全貼合面部，藍色表面在外面	口罩無法完全貼合面部，藍色表面在外面	口罩無法完全貼合面部，為舒適和保護而設計	需要進行貼面測試	需要進行貼面測試	需要進行貼面測試
3	標準	EN14683 Type II/ ASTM level 1* BFE*: >98% PFE*: >99% 0.1 µm Delta P*: <3.0 mm 防霧*: 80 mmHg	BFE: 99% PFE: 99%	無	NIOSH N95 標準 (美國) 隔濾有害微粒不少於95%	NIOSH N95 標準 (美國) 隔濾有害微粒不少於95% 防霧能力測試 (Fluid resistance test)	NIOSH N95 標準 (美國) 隔濾有害微粒不少於95% 防霧能力測試 (Fluid resistance test), FDA認證
4	標準備註	*ASTM = ASTM F2100-11 *BFE = 過濾效率，一般細微大小 3 - 5 微米 * Delta P = 壓力差，透氣性-壓差 數值越小越好 *防霧 = 測量在規定壓力下抵抗液體的能力 (Level 1 = 80mmHg, Level 2 = 120 mmHg, Level 3 = 160 mmHg) *PFE = 微粒過濾效率，微粒大小 0.1 微米 N95是美國國家職業安全及健康協會標準(NIOSH)的口罩等級。N95口罩可有效隔濾有害微粒不少於95%。 ASTM 是美國材料和試驗協會，ASTM F2100-11 是醫用口罩所用材料性能標準規範。醫用口罩所用材料可分為1、2和3級。1級適合用於少量液體，液體噴霧或霧化液體。2和3級分別為適量和大量液體。主要區別是防霧。 EN14683是歐洲標準為醫用口罩要求和測試方法。分別為L1和2R型。1型和2型主要區別為BFE。2型和2R型區別防霧和透氣性。					
5	銷售渠道	3M特約經銷商： 健力醫療器材 Clinicon Medical - 2730-1883 雅各臣藥業 Jacobson Medical - 2596-1832 健本醫療用品 Healthy Medical - 8338-3333 或網上店HKTvmall (http://bit.ly/ZXMLLSO)	指定藥房、家品店及 網上店HKTvmall (http://bit.ly/ZXMLLSO)	指定藥房、藥房、化妝品店、百貨、書局、家品店及 網上店HKTvmall (http://bit.ly/ZXMLLSO)	各大藥店、五金店及網上銷售點： 五金街 (https://tinyurl.com/r2zffib) 恆和 eStore (https://tinyurl.com/qk62zap) HKTvmall (https://tinyurl.com/wueacyb) Home Delight (https://tinyurl.com/r4hfcnc) ASHOP (https://tinyurl.com/sgdudli) 3M特約經銷商： 恆和化工 Henry Chemical - 2881 6833 環球國際Atlas International - 2797 9193 安全科技SafeTech - 2687 4038	直接與3M營業代表聯絡	直接與3M營業代表聯絡
6	建議零售價 (此乃3M建議的零售價，各銷售點可自行釐定其銷售價格。)	HK\$65/盒(50個)	HK\$12/包(5個)	HK\$37/盒(1個)	HK\$154.5/盒(20個)	直接與3M營業代表聯絡	直接與3M營業代表聯絡
7	現時口罩產品供應如何?	有貨	有貨	有貨	供應有限	優先供應醫護人員及關鍵用戶	
8	如何查閱口罩的到期日?		保質期為3年	 保質期為5年 (從包裝上生產日期起計算)	 一般保質期為5年(從包裝上生產日期起計算) 請參考以下包裝盒上的使用日期		
9	如何分別口罩真偽?	每個口罩的右下方應印有3M標誌	包裝或產品上的 Nexcare品牌及批號	包裝或產品上的 Nexcare品牌及批號	建議客戶經由3M特約經銷商供貨之商戶或3M網上官方旗艦店採購3M™N95呼吸防護口罩以確保購入正貨及行貨，任何懷疑假貨或偽冒，請透過以下連結通報： https://engage.3m.com/covidfraud-bil_hk 或向海關部門反映。	任何懷疑假貨或偽冒，請透過以下連結通報： https://engage.3m.com/covidfraud-bil_hk 或向海關部門反映。	
10	佩戴口罩的正確步驟是怎樣?	1.將口罩覆蓋鼻和口，金屬鼻條向上。 2.口罩的藍色面朝外，金屬條在最上面。 3.將初始的位置正確，將口罩牢固定在適當的位置。 4.口罩覆蓋鼻子、嘴巴和下巴。 5.金屬條壓到鼻樑。	1.將口罩兩側的黑色耳掛帶綁結。 2.白色裏布面置於口、鼻及下巴正面。 3.兩邊耳掛帶扣於耳朵。 4.調整鼻條片，將其與鼻樑貼合。	1.將口罩兩側的黑色耳掛帶綁結。 2.白色裏布面置於口、鼻及下巴正面。 3.兩邊耳掛帶扣於耳朵。 4.調整鼻條片，將其與鼻樑貼合。	正確佩戴防飛粒口罩 1.佩戴前請先洗手。 2.把兩條帶預先拉鬆 (8210適用)。 3.將口罩覆蓋鼻和口，金屬鼻條向上。 4.將上頭帶帶向上拉，超過頭部，放於後枕，位置在耳朵以上。 5.將下頭帶帶向上拉過頭部，放於後枕，位置在耳朵以下。 6.用雙手食指及中指從上而下向放於鼻樑位置的金屬條按壓，直至該部份完全貼近面部，有效密封空氣。 7.正確檢查(針對沒有呼吸閥的口罩)：以雙手完全遮蓋口罩，然後呼吸，口罩應該微微隆起。如空氣從口罩邊緣溢出，表示佩戴不當，請重新調整口罩位置或調校金屬鼻條。 8.鼻樑檢查(針對設有呼吸閥的口罩)：以雙手遮蓋口罩，然後大力吸氣，口罩應該微微凹陷。如空氣從口罩邊緣溢出，表示佩戴不當，請重新調整口罩位置或調校金屬鼻條。		
11	佩戴口罩前後應注意什麼?	1.個人面部和手的清潔。 2.檢查並確保口罩沒有損壞，留意保質期限，和包裝是否妥當。 3.移除口罩時請勿觸摸口罩的外表面。 4.用過的口罩應即時置放在有蓋垃圾筒內。 5.之後立即洗手或用酒精擦手。	1.個人面部和手的清潔。 2.檢查並確保口罩沒有損壞，留意保質期限，和包裝是否妥當。 3.清洗方式可用中性清潔劑加水稀釋後，將口罩放入，輕壓用手搓洗、洗滌，並放置陰涼處晾乾即可。	1.個人面部和手的清潔。 2.檢查並確保口罩沒有損壞，留意保質期限，和包裝是否妥當。 3.清洗方式可用中性清潔劑加水稀釋後，將口罩放入，輕壓用手搓洗、洗滌，並放置陰涼處晾乾即可。	1.個人面部和手的清潔。 2.自己身體健康情況。 3.檢查並確保口罩沒有損壞，留意保質期限，和包裝是否妥當。 4.移除口罩時請勿觸摸口罩的外表面。 5.用過的口罩應即時放入封閉的垃圾筒中。 6.之後立即洗手或用酒精擦手。		
12	什麼人士不適合使用?	對口罩物料過敏	對口罩物料過敏	以下情況不建議佩戴口罩： 1.空氣不流通，呼吸不順或睡眠中 2.三歲以下幼童因肺活量較低	以下情況不適宜佩戴口罩，或使用前諮詢醫護人員： 1.患上呼吸系統疾病，例如哮喘、肺炎等； 2.懷孕； 3.如佩戴後身體感到不適，例如呼吸困難、頭暈等。		
13	佩戴 N95 和醫用外科口罩可幫助預防傳染病嗎?	正確地使用3M™N95和醫用外科口罩對預防傳染病有一定程度的幫助，而醫護人員應選用專為防護用途的型號以提升防護效能。		一般舒適和保護作用	正確地使用3M™N95和醫用外科口罩對預防傳染病有一定程度的幫助，而醫護人員應選用專為防護用途的型號以提升防護效能。		
14	有沒有尺碼之分?	同一型號的口罩並沒有尺碼之分，如個別人士對口罩尺碼有特別要求，可向3M營業代表查詢。	兒童及成人	兒童及成人(中碼及大碼)	同一型號的口罩並沒有尺碼之分，如個別人士對口罩尺碼有特別要求，可向3M營業代表查詢。		
15	儲存應注意什麼?	1.避免在高溫和高濕度的環境下儲存。2.整潔的儲存環境和器具。3.記錄購買日期或保留發票。					
16	如何處理使用過的口罩?	避免直接接觸使用過的口罩，應該用膠袋包裹好然後置放在有蓋垃圾筒內。					
17	口罩使用時間為多久?何時需要更換?	因應個人使用情況及環境而定，但當發現呼吸困難或不適，便需立即離開高風險環境 (例如病房或空氣混濁的地方) 及脫除口罩。當發現有以下其中一項情況，亦需立即更換新口罩：1.當口罩受污染如有血漬或飛沫等污物；2.當口罩損壞。					

其他相關查詢

18	現時消毒產品供應如何?	3M™ Avagard™快速免洗消毒水消毒洗手液於 HKTvmall (https://bit.ly/3aCSl1l) 有售，或可聯絡3M特約經銷商： 健力醫療器材有限公司 Clinicon Medical Limited - 2730-1883 雅各臣藥業 Jacobson Medical (HK) Ltd - 2596-1832 健本醫療用品有限公司 Healthy Medical - 8338-3333					
19	現時3M™護目鏡供應如何?	3M™護目鏡實存將會不定期更新，你可於以下銷售點查閱。 網上銷售點： 五金街 https://bit.ly/3MTVWu 恆和 eStore https://bit.ly/Zu2FOGQ 及各大五金店均有代售。					
20	什麼環境下不適宜使用 N95 口罩?	在含氧氣低於19.5%的環境中，切勿使用。					
21	小童是否適合使用N95口罩?	3M現時供應的N95規格口罩只為配合職業安全工作而設，口罩大小未必能配合小童面型，而影響防護效能，故不建議小童使用3M現時供應的N95規格口罩。					