



Prevena Restor^{MC}

Récupération postopératoire

Gestion d'une révision d'une arthroplastie totale du genou avec le système de prise en charge des incisions 3M^{MC} Prevena Restor^{MC} Arthro•Form^{MC}

Yavonne, L.; Johnson, PA-C.; Evan Argintar, MD; Washington, DC

Patient

Une femme de 72 ans s'est présentée à l'hôpital, demandant une révision après une arthroplastie totale du genou droit. Les antécédents médicaux de la patiente étaient un souffle cardiaque, le tabagisme et l'obésité.

Procédure

La patiente a bénéficié d'une révision de l'arthroplastie totale du genou, avec une incision < 15 cm sur le genou droit (Figure 1). L'incision a été suturée avec des agrafes et la patiente a reçu de la clindamycine comme antibiothérapie prophylactique.

Mise en place

Immédiatement après la fermeture de l'incision, la thérapie 3M^{MC} Prevena Restor^{MC} a démarré avec un pansement 3M^{MC} Prevena Restor^{MC} Arthro•Form^{MC} recouvrant toute la longueur de l'incision et la zone au-dessus et en dessous du genou (Figure 2). La pression négative a été appliquée à -125 mmHg.

Sortie de l'hôpital et suivi

La patiente est sortie au 5^e jour après la chirurgie. Sept jours après la chirurgie, la thérapie Prevena Restor a été interrompue et l'incision est restée fermée (Figure 3). Au 14^e jour après la chirurgie, l'incision était toujours fermée sans aucune complication. La patiente a signalé moins de douleur et de gonflement ainsi qu'une amélioration de l'amplitude de mouvement post-chirurgicale du genou droit après la thérapie Prevena Restor avec un pansement Prevena Restor^{MC} Arthro•Form^{MC} par rapport à la procédure d'arthroplastie totale du genou précédente.



Figure 1 Incision chirurgicale fermée.



Figure 2 Mise en place de la thérapie Prevena Restor avec un pansement Prevena Restor^{MC} Arthro•Form^{MC}.



Figure 3 Incision chirurgicale 7 jours après la thérapie Prevena Restor avec un pansement Prevena Restor^{MC} Arthro•Form^{MC}.

Données et photos de la patiente utilisées avec l'aimable autorisation de Yavonne L. Johnson, PA-C, Evan Argintar, MD; Washington, DC

Disponible au Canada auprès des distributeurs 3M-KCI autorisés.
KCI USA, Inc., une société 3M
Propriété de KCI et exploitée par 3M Company

Remarque : comme dans toute étude de cas, les résultats observés ne doivent pas être interprétés comme étant garants de résultats comparables. Les résultats individuels peuvent varier selon les circonstances et l'état du patient.

Remarque : ces produits et thérapies sont associés à des indications spécifiques, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des renseignements de sécurité. Veuillez consulter un médecin et les instructions d'utilisation du produit avant l'application. Ce document est destiné aux professionnels de santé.

KCI Medical Canada Inc.
75 Courtneypark Dr W, Unit 4
Mississauga, ON
L5W 0E3

KCI USA, INC.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX
78249

© 2021, 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques indiquées sont des marques et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est interdite. Utilisées sous licence au Canada. PRA-PM-CA-00176 2105-20640 E