

Ayudándole a utilizarlo correctamente



Estas instrucciones se tienen que seguir cada vez que se utilice el respirador VFlex™

1 Prepárese para utilizar el respirador



Coloque los dedos de ambas manos por encima del clip nasal, y ambos pulgares por la parte inferior del clip nasal. Flexione ligeramente en el centro del clip nasal (1a). Desdoble el respirador, jalando hacia arriba la parte superior (con el clip nasal) y la parte inferior hacia la parte de abajo para que el respirador quede abierto en toda su extensión (1b). Las ligas del respirador deben quedar en el panel superior.



2 Coloque el respirador en su cara



Coloque el respirador contra su cara con la parte inferior debajo de su barbilla, y el clip nasal a lo largo del puente de su nariz. Sostenga el respirador sobre su cara con una mano. Con su otra mano tire de la parte inferior con seguridad debajo de su barbilla (2a).

Jale una liga sobre su cabeza y posicónela alrededor de su cuello, por debajo de los oídos (2b).

Jale la segunda liga sobre su cabeza y posicónela en la parte superior trasera de su cabeza (2c).

Si se desea, las lengüetas a los lados del respirador se pueden utilizar para ajustar el respirador para tener un ajuste cómodo (2d). Asegúrese que el vello facial, el cabello, joyería o ropa no se encuentre entre su cara y el respirador pues pueden interferir con el ajuste. Asegúrese que el respirador se encuentre completamente abierto y los bordes del respirador descansen sobre su cara.

Ajuste el respirador para obtener un ajuste cómodo, tirando del borde inferior del respirador por debajo de la barbilla mientras sostiene la parte superior del respirador en la nariz (2e).

3 Ajuste del clip nasal



Coloque la yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior del clip nasal. Utilice ambas manos para amoldar el clip nasal para ajustarlo cómodamente contra su nariz y cara (3). **▲ El respirador puede no ajustarse correctamente si usted ajusta el clip nasal utilizando una mano. Utilice sus dos manos.** Deslice sus dedos debajo de ambos lados del clip nasal para sellar el respirador contra su nariz y cara.

4 Verifique el sello facial del respirador



Realice una verificación de sello del respirador. Para verificar el sello del respirador en la cara, coloque ambas manos completamente sobre el respirador y exhale (4). Tenga cuidado de no interferir con la posición del respirador. Si el aire se escapa alrededor de la nariz, reajuste el clip nasal como se describe en el paso 3. Si el aire se fuga alrededor de los bordes del respirador, ajuste la posición de las ligas y asegúrese que los bordes del respirador se ajustan cómodamente contra su cara. **Si usted no puede alcanzar un sello apropiado, NO ingrese a un área contaminada.**

Instrucciones para la remoción

Vea el paso 2b y coloque su mano sobre el respirador para mantener su posición en la cara. Remueva la liga que se encuentra en la parte superior trasera de la cabeza. Continúe sosteniendo el respirador en su posición, remueva la liga que se encuentra alrededor del cuello, pasando la liga sobre su cabeza y remueva el respirador.

⚠ PRECAUCIÓN

Estos respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertas partículas presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario tiene que leer y entender las Instrucciones de Uso proporcionadas como parte del empaque del producto. Se tiene que implementar un programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos del estándar OSHA 1910.134 y debe incluir entrenamiento, pruebas de ajuste y evaluación médica. En Canadá, se tiene que cumplir con los requerimientos del estándar CSA Z94.4 y/o los requerimientos jurisdiccionales aplicables, según sea apropiado. **El mal uso puede dar como resultado enfermedad o muerte.** Para un uso adecuado, vea las instrucciones del empaque, vea a su supervisor o llame al Servicio Técnico de 3M en los Estados Unidos al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.