

<span>44-0007-4593-3-C</span>	
<span>REF 011-631 1207</span>	
<span>© 2012 3M. All rights reserved.</span>	
<span>+49(0)18191 9474-0</span>	
<span>D-41453 Nüsses, Germany</span>	
<span>Orthodontic Products</span>	<span>Orthodontic Products</span>
<span>3M Deutschland GmbH</span>	<span>3M Unitek</span>
<span>0086</span>	<span>ec</span>
<span>Gebruiksaanwijzing</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Gebührenbescheinigung</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Brüksanvizi</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Kayıtlıdır</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Orthodontic Products</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>2724 South Beck Road</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Monrovia, CA 91016 USA</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>3M Unitek</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>© 2012 3M. All rights reserved.</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>REF 011-631 1207</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>44-0007-4593-3-C</span>	<span>Instrucciones de uso</span>

**Caution** - U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of an orthodontic professional.

## 3M Unitek

## Transbond™ Supreme LV

**Low Viscosity Light Cure Adhesive**


**Adhésif à basse viscosité polymérisable à la lumière**

**Low Viscosity Light Cure Adhäsiv**

**Adesivo fotopolimerizzante a bassa viscosità**

**Adhesivo fotopolimerizable de baja viscosidad**

**Laagviskeus lichtuithardend adhesief**



### ENGLISH Instructions For Use

**Warning:** The product described herein contains acrylate monomers. Acrylate monomers are known to produce allergic skin reactions in certain sensitive individuals. May cause eye and skin irritation.

**Precautions:** Avoid eye and skin contact. Wear gloves and eye protection when handling this material.

**First aid:** Eye contact: Immediately flush with plenty of water. See a physician if irritation persists.

**Skin contact:** Wash affected area with soap and water. See a physician if irritation persists.

**Note:** The instructions for use must be kept for reference for the duration of product use.

**Note:** Protect the material from light and heat to prevent premature curing.

**Precaution:** Please follow manufacturer’s directions on the handling, proper use and recommendations for eye protection, when using a curing light.

**Precaution: Care must be taken when bonding to porcelain crowns or facings as debonding may cause chipping, delamination or breakage of the crown.** Do not bond to porcelain crowns that have thin facings or that appear to be compromised. Prepare the porcelain crown to be bonded by using a porcelain primer such as 3M™ ESPE™ RelyX™ Ceramic Primer (#2721). Follow instructions included with the primer.

**Indirect Tray Preparation:** Follow your current laboratory procedure for preparing a stone model, positioning and bonding brackets onto the model, forming a custom resin base and preparing an indirect bonding transfer tray.

**Tooth Preparation**

- Prophy teeth with an oil-free pumice or paste. Rinse with water. Isolate teeth.
- Air dry thoroughly using oil and moisture-free air source.

**Acid Etching**

- If using Transbond™ Plus Self Etching Primer, proceed to Option 3: Priming Surfaces with Transbond Plus Self Etching Primer steps below. Otherwise, continue with acid etching.
- Apply Unitek™ Etching Gel (REF 712-039) to tooth surfaces following the instructions provided with the etching gel delivery system. If using other gel etching systems, consult the manufacturer’s instructions for proper technique and recommended etching times.
- Rinse with water.
- Air dry thoroughly using oil and moisture-free air source.

### FRANÇAIS Mode d'emploi

**Mise en garde :** Le produit décrit ici contient des monomères acryliques. Les monomères acryliques sont connus pour causer des réactions allergiques chez certains individus. Peut causer une irritation des yeux et de la peau.

**Précautions :** Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des gants et une protection des yeux pendant la manipulation de ce matériel.

**Premiers soins :** Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Consulter un médecin si l’irritation persiste.

**Contact avec la peau :** Nettoyer la zone touchée au savon et à l’eau. Consulter un médecin si l’irritation persiste.

**Remarque :** Les instructions pour l’utilisation doivent être conservées à titre de référence pendant la durée de l’utilisation du produit.

**Remarque :** Protéger le matériel de la lumière et de la chaleur afin de prévenir le durcissement prématuré.

**Précaution :** Lors de l’utilisation d’une lampe à photopolymériser, suivre les instructions du fabricant pour la manipulation, le mode d’emploi et les recommandations liées à la protection des yeux.

**Précaution : Une attention particulière doit être portée lorsque l’on procède à un collage sur des couronnes en porcelaine où sur des facettes dans la mesure où un décollement peut entraîner la cassure de la couronne.** Ne pas coller sur des couronnes en porcelaine qui ont de très

<span>44-0007-4593-3-C</span>	
<span>REF 011-631 1207</span>	
<span>© 2012 3M. All rights reserved.</span>	
<span>+49(0)18191 9474-0</span>	
<span>D-41453 Nüsses, Germany</span>	
<span>Orthodontic Products</span>	<span>Orthodontic Products</span>
<span>3M Deutschland GmbH</span>	<span>3M Unitek</span>
<span>0086</span>	<span>ec</span>
<span>Gebruiksaanwijzing</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Gebührenbescheinigung</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Brüksanvizi</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Kayıtlıdır</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Orthodontic Products</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>2724 South Beck Road</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Monrovia, CA 91016 USA</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>3M Unitek</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>© 2012 3M. All rights reserved.</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>REF 011-631 1207</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>44-0007-4593-3-C</span>	<span>Instrucciones de uso</span>

<span>44-0007-4593-3-C</span>	
<span>REF 011-631 1207</span>	
<span>© 2012 3M. All rights reserved.</span>	
<span>+49(0)18191 9474-0</span>	
<span>D-41453 Nüsses, Germany</span>	
<span>Orthodontic Products</span>	<span>Orthodontic Products</span>
<span>3M Deutschland GmbH</span>	<span>3M Unitek</span>
<span>0086</span>	<span>ec</span>
<span>Gebruiksaanwijzing</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Gebührenbescheinigung</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Brüksanvizi</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Kayıtlıdır</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Orthodontic Products</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>2724 South Beck Road</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Monrovia, CA 91016 USA</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>3M Unitek</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>© 2012 3M. All rights reserved.</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>REF 011-631 1207</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>44-0007-4593-3-C</span>	<span>Instrucciones de uso</span>

**Ljushärdande adhesiv med låg viskositet**

**Matalavviskositeitinen sidosaine valokovetukseen**

**Συγκολλητικό φωτοπολυμερισμού χαμηλού ιξώδους**

**Adesivo fotopolimerizável de baixa viscosidade**

**Lysafbindende adhæsiv med lav viskositet**

**Priming Teeth**
**Option 1:** Priming Surfaces with Transbond™ XT Primer

For detailed instructions on Transbond XT Primer, please refer to REF 011-519.

**Option 2:** Priming Surfaces with Transbond™ MIP Moisture Insensitive Primer
For detailed instruction on Transbond MIP Moisture Insensitive Primer, please refer to REF 011-563.

**Option 3:** Priming Surfaces with Transbond™ Plus Self Etching Primer
For detailed instructions on Transbond Plus Self Etching Primer, please refer to REF 011-581.

**Adhesive Application and Bonding**
After the teeth have been cleaned, isolated, etched and primed proceed with bonding.

- Apply a small bead of Transbond™ Supreme LV Low Viscosity Light Cure Adhesive directly from the syringe via the applicator tip to the center of each custom resin base in the transfer tray. Spread the adhesive over the base using the dispensing tip.

**Note:** Use just enough adhesive to cover the base as thin as possible to minimize adhesive flash.
- Seat the tray and while holding firmly in place, cure the mesial and distal sides of each bracket for 10 seconds with an Ortholux™ LED Curing Light. The tip of the light guide should touch the tray and be at a 90 degree angle to the tooth surface.

**Note:** If additional curing time is desired remove the hard tray then proceed with additional curing on the soft tray.
- The tray can be removed immediately following light exposure. Remove the tray using a scaler to peel it from the lingual to buccal. Use extreme care when removing the tray from around the bracket wings and hooks.
- Scale the excess resin from around the brackets and from the interproximal contacts. Use dental floss to check that all contacts are open.
- Archwires can be immediately tied in.

**Storage and Use**

- Do not expose materials to elevated temperatures or intense light. Bring to room temperature prior to use.
- Do not store material in proximity to eugenol containing products as this may inhibit the proper adhesive curing.
- This system is designed to be used at room temperature (20°-25°C, 68°-77°F). Storage between 2°-27°C/35°-80°F. Light Sensitive.
- Shelf-life at room temperature is per the expiration date on the kit box. Rotate inventory to optimize shelf life.

<span>44-0007-4593-3-C</span>	
<span>REF 011-631 1207</span>	
<span>© 2012 3M. All rights reserved.</span>	
<span>+49(0)18191 9474-0</span>	
<span>D-41453 Nüsses, Germany</span>	
<span>Orthodontic Products</span>	<span>Orthodontic Products</span>
<span>3M Deutschland GmbH</span>	<span>3M Unitek</span>
<span>0086</span>	<span>ec</span>
<span>Gebruiksaanwijzing</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Gebührenbescheinigung</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Brüksanvizi</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Kayıtlıdır</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Orthodontic Products</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>2724 South Beck Road</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>Monrovia, CA 91016 USA</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>3M Unitek</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>© 2012 3M. All rights reserved.</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>REF 011-631 1207</span>	<span>Instrucciones de uso</span>
<span>44-0007-4593-3-C</span>	<span>Instrucciones de uso</span>

minces facettes. Préparer la couronne de porcelaine en utilisant une couche d’apprêt tel que l’Apprêt à Céramique 3M™ ESPE™ RelyX™ (# 2721). Suivre les instructions incluses avec cet apprêt.

**Préparation de la gouttière :** Suivre votre procédure de laboratoire actuelle pour préparer un modèle en plâtre formant une base personnalisée de résine et préparant un plateau de transfert par liaison indirecte.

**Préparation des dents**

- Traiter préventivement la dent au moyen de ponce ou de pâte exempte d’huile. Rincez à l’eau. Isoler la dent.
- Sécher à l’air au moyen d’une source d’air sans huile ni humidité.

**Mordançage à l’acide**

- Si vous utilisez l’apprêt auto mordançant Transbond™ Plus Self Etching Primer, procédez à l’option 3 : Étapes pour apprêter les surfaces avec l’apprêt auto mordançant Transbond Plus Self Etching Primer ci-dessous. Sinon, continuer à utiliser le mordançage à l’acide.
- Appliquer le gel de mordançage Unitek™ (Réf 712-039) sur les surfaces des dents suivant les instructions fournies avec ce produit. En cas d’utilisation d’un autre produit de mordançage, consulter la technique appropriée et les durées de mordançage dans les instructions du fabricant.
- Rincez à l’eau.
- Sécher à l’air au moyen d’une source d’air sans huile ni humidité.

**Apprêter les dents**

**Option 1 :** Apprêt de surfaces avec l’apprêt Transbond™ XT

Pour retrouver des instructions détaillées sur l’apprêt Transbond XT, se reporter à Réf 011-519.

**Option 2 :** Apprêter les surfaces avec l’apprêt insensible à la vapeur d’eau Transbond™ MIP

Pour des informations spécifiques au Transbond MIP Primer, merci de vous reporter à la REF 011-563.

**Option 3 :** Apprêt des surfaces avec l’apprêt auto mordançant Transbond™ Plus

Pour des instructions détaillées sur l’apprêt auto mordançant Transbond Plus Self Etching Primer, se reporter à la Réf 011-581.

**Application d’adhésif et collage**

Après avoir nettoyé, isolé, mordancé et apprêté les dents, effectuer la liaison.

- Appliquer une petite goutte d’adhésif à basse viscosité au Transbond™ Suprême LV. Appliquez directement l’adhésif via la pointe de l’applicateur au centre de chaque base dans la gouttière. Étendre l’adhésif sur la base en utilisant la pointe de l’applicateur.

**Remarque :** Utiliser juste assez d’adhésif pour couvrir la base d’une couche la plus mince possible pour minimiser les débords.
- Positionner la gouttière et pendant que vous la tenez fermement, photopolymériser en mésial et distal de chaque bracket pendant 10 secondes à l’aide d’une lampe LED Ortholux™. La pointe du guide de lampe devrait toucher la gouttière et être à 90 degrés de la surface de la dent.

### DEUTSCH Gebrauchsanweisung

**Warnung:** Das beschriebene Produkt enthält Acrylatmonomere. Acrylatmonomere können bei sensitiviten Menschen allergische Hautreaktionen hervorrufen. Sie können Augen- und Hautreizungen verursachen.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei der Handhabung dieser Materialien sind Schutzhandschuhe und ein geeigneter Augenschutz zu tragen.

**Erste Hilfe:** Augenkontakt: Sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Fortbestehen der Reizung einen Arzt konsultieren.

**Hautkontakt:** Betroffenen Bereich mit Wasser und Seife waschen. Bei Fortbestehen der Reizung einen Arzt konsultieren.

**Hinweis:** Die Gebrauchsanweisung muss für die Dauer der Produktverwendung aufbewahrt werden.

**Hinweis:** Vor Licht und Wärme schützen, um einer vorzeitigen Aushärtung vorzubeugen.

**Vorsicht:** Bitte folgen Sie den Anweisungen des Herstellers für den richtigen Gebrauch der Polymerisationslampe und den Schutz der Augen.

**Vorsicht: Vorsicht beim Kleben von Porzellankronen oder -frontflächern, da Kronen beim Abnehmen splintern, delaminieren oder brechen können.** Keine Porzellankronen kleben, die dünne Frontflächen aufweisen oder schadhaft erscheinen. Die Porzellankrone erst mit einem Porzellan-Primer, wie z. B. 3M™ ESPE™ RelyX™ Ceramic Primer (#2721), vorbereiten. Die mit dem Primer mitgelieferten Anweisungen befolgen.

**Indirekte Vorbereitung des Abdrucköffels:** Ein Gipsmodell nach den üblichen Vorgehensweisen erstellen, auf dem Modell Klammern positionieren und ankleben, eine individuelle Basisplatte erstellen und einen Transfertray für indirektes Bonding vorbereiten.

**Vorbereitung der Zähne**

- Zähne mit ölfreiem Bimssteinpulver oder Paste reinigen. Mit Wasser abspülen. Zähne isolieren.
- Sorgfältig mit trockener, ölfreier Luft trocknen.

**Anätzen der Zähne**

- Bei Verwendung von Transbond™ Plus Self Etching Primer mit Option 3 fortfahren: Auf die Oberflächen wie unten beschrieben Transbond Plus Self Etching Primer auftragen. Ansonsten mit der Säureätzung fortfahren.
- Bringen Sie das Unitek™ Ätzgel (REF 712-039) auf die Zahnoberflächen auf und befolgen Sie dabei die Anweisungen, die mit dem Ätzsystem mitgeliefert werden. Sollten Sie ein anderes Ätzsystem wählen, ziehen Sie die Anweisungen des Herstellers zu Rate, um sicher unter Einhaltung der richtigen Ätzzeiten zu arbeiten.
- Mit Wasser abspülen.
- Sorgfältig mit trockener, ölfreier Luft trocknen.

**Zähne primen**

**Option 1:** Auftragen des Transbond™ XT Primers auf die Oberflächen

Detaillierte Anweisungen zum Transbond XT Primer siehe REF 011-519.

### ITALIANO Istruzioni per l'uso

**Attenzione:** Il prodotto qui descritto contiene monomeri di acrilato. E' noto che i monomeri di acrilato possono produrre reazioni allergiche cutanee in alcuni individui sensibili. Possono causare irritazione degli occhi e della cute.

**Precauzioni:** Evitare il contatto con gli occhi e con la cute. Indossare guanti e protezioni oculari quando si maneggia questo materiale.

**Misure di pronto soccorso:** In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed accuratamente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.

**In caso di contatto con la cute:** Lavare l'area interessata con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.

**Nota:** Le istruzioni per l'uso devono essere conservate per riferimento per la durata dell'utilizzo del prodotto.

**Nota:** Proteggere il materiale dalla luce e dal calore per impedire la polimerizzazione prematura.

**Precauzioni:** Per l'utilizzo di una lampada fotopolimerizzante, vi preghiamo di seguire le istruzioni del produttore per l'uso corretto e per le raccomandazioni relative alla protezione degli occhi.

**Remarque :** Si un temps de photopolymérisation additionnel est souhaité, retirer la gouttière rigide puis procéder à la polymérisation additionnelle sur la gouttière souple.

- La gouttière peut être retirée immédiatement après l'exposition lumineuse. Retirer la gouttière à l'aide d'un scaler vers le buccal vers l'occlusal. Faire très attention aux ailettes et aux crochets des brackets en retirant la gouttière.
- Enlever les excès d'adhésif autour des brackets et des contacts interproximaux. Utiliser de la soie dentaire pour s'assurer que les contacts sont ouverts.
- Les arcs métalliques pour arc peuvent être immédiatement ligaturés.

**Stockage et utilisation**

- Ne pas exposer les produits à des températures élevées ou à de la lumière intense. Mettre à température ambiante avant utilisation.
- Ne pas stocker le matériel à proximité de produits contenant de l'eugénol car cela peut inhiber la photopolymérisation de l'adhésif.
- Ce système est conçu pour être utilisé à température ambiante (20°-25°C, 68°-77°F). Conserver entre 2°-27°C / 35°-80°F. Sensible à la lumière.
- Durée de vie à température ambiante de la pièce correspond à la date d'expiration sur la boîte.

**Option 2:** Auftragen des Transbond™ MIP Moisture Insensitive Primers auf die Oberflächen
Detaillierte Anweisungen zu Transbond MIP Moisture Insensitive Primer siehe REF 011-563.

**Option 3:** Auftragen des Transbond™ Plus Self Etching Primers

Detaillierte Anweisungen zum Transbond Plus Self Etching Primer finden Sie in REF 011-581.

**Auftragen des Adhäsivs und Bonding**
Nachdem die Zähne gereinigt, isoliert und geätzt wurden, und der Primer aufgetragen wurde, mit dem Bonding fortfahren.

- Eine kleine Menge Transbond™ Supreme LV Low Viscosity Light Cure auftragen Das Adhäsiv mit der Applikationsspitze direkt aus der Spritze in jede Vertiefung der Basisplatte auf dem Transfertray auftragen. Das Adhäsiv mit der Dosierspitze auf der Basis verteilen.

**Hinweis:** Es sollte nur so viel Adhäsiv verwendet werden, um die Basis so dünn wie möglich zu bedecken, und damit die Menge an überschüssigem Adhäsiv zu minimieren.
- Den Transfertray positionieren und während er in dieser Position fixiert wird, die mesiale und distale Seite jedes Brackets für 10 Sekunden mit einer Ortholux™ LED Polymerisationslampe härten. Die Spitze des Lichtleiters sollte den Tray berühren und im Winkel von 90 Grad zur Zahnoberfläche ausgerichtet werden.

**Hinweis:** Falls eine längere Aushärtung gewünscht wird, den gehärteten Tray entfernen und den ungehärteten Tray weiter härten.
- Der Tray kann direkt nach der Polymerisation entnommen werden. Der Tray kann mit einem Scaler von lingual nach bukkal abgelöst werden. Beim Lösen des Trays im Bereich der Flügel und Häkchen des Brackets ist mit äußerster Sorgfalt vorzugehen.
- Mit einem Scaler das überschüssige Harz um die Brackets und aus den interproximalen Kontaktflächen entfernen. Mit Zahnsäide prüfen, ob alle Zwischenräume offen sind.
- Die Bögen können unmittelbar eingesetzt werden.

**Lagerung und Gebrauch**

- Setzen Sie die Materialien keinen höheren Temperaturen oder intensivem Licht aus. Verwenden Sie den Klebstoff bei Raumtemperatur.
- Lagern Sie das Material nicht in der Nähe von eugenolhaltigen Produkten, da sie die richtige Aushärtung des Adhäsivs beeinträchtigen können.
- Dieses Adhäsivsystem wurde für die Verwendung bei Raumtemperatur (20°C-25°C / 68°F-77 °F) entwickelt. Empfohlene Lagertemperatur 2°C-27°C / 35°F-80°F. Lichtempfindlich.
- Bei Raumtemperatur ist das Produkt bis zum auf der Verpackung aufgetragten Verfallsdatum haltbar.

**Precauzioni:** È necessario essere molto prudenti nell'applicare gli attacchi su corone o faccette in porcellana perché il debonding può causare il distacco di schegge o la frattura della corona. Non applicare su corone che abbiano faccette sottili o appaiano compromesse. Preparare la corona di porcellana per il bonding usando un primer per ceramica quale 3M™ ESPE™ RelyX™ Ceramic Primer (n. 2721). Seguire le istruzioni fornite con il primer.

**Preparazione della mascherina per il bonding indiretto:** Seguire la procedura attuale di laboratorio per ottenere un modello in gesso, eseguendo il posizionamento e il bonding degli attacchi sul modello, formando una base di resina personalizzata e preparando così una mascherina di trasferimento per il bonding.

**Preparazione del dente**

- Eseguire la pulizia dei denti con una pasta o una pomice senza oli. Risciacquare con acqua. Isolare i denti.
- Asciugare completamente con un getto d'aria privo di olio e umidità.

**Mordenzatura con acido**

- Se si utilizza il primer Transbond™ Plus automordenzante, procedere con l'opzione 3: Priming delle superfici con primer automordenzante Transbond Plus con la procedura riportata in seguito. Altrimenti, continuare con la mordenzatura con acido.
- Applicare gel mordenzante Unitek™ (REF 712-039) alle superfici dei denti seguendo le istruzioni fornite con il prodotto. Qualora si usasse un altro mordenzante in gel, consultare le istruzioni del produttore sulla tecnica appropriata e sui tempi di mordenzatura raccomandati.
- Risciacquare con acqua.
- Asciugare completamente con un getto d'aria privo di olio e umidità.

**Priming dei denti**

**Opzione 1:** Priming delle superfici con primer Transbond™ XT

Per istruzioni dettagliate sul Transbond XT Primer, fare riferimento a REF 011-519.

**Opzione 2:** Priming delle superfici con primer Transbond™ MIP insensibile all'umidità

Per istruzioni dettagliate sul primer Transbond MIP insensibile all'umidità, fare riferimento al foglio istruzioni REF 011-563.

**Opzione 3:** Priming delle superfici con primer automordenzante Transbond™ Plus

Per istruzioni dettagliate sul primer automordenzante Transbond Plus, fare riferimento a REF 011-581.

**Applicazione dell'adesivo e bonding**
Dopo aver pulito, isolato, mordenzato i denti e aver eseguito il priming, procedere col bonding.

- Applicare una piccola perla di adesivo fotopolimerizzante a bassa viscosità Transbond™ Supreme LV direttamente dalla siringa attraverso la punta dell'erogatore al centro di ciascuna base di resina personalizzata nel vassoio per trasferimento. Distribuire l'adesivo sulla base utilizzando la punta dell'erogatore.

**Nota:** Utilizzare una quantità di adesivo sufficiente a coprire la base con il minimo

## ESPAÑOL Instrucciones de uso

**Advertencia:** El producto que se describe en este documento contiene monómeros de acrilato. Se sabe que el monómero de acrilato puede producir reacciones alérgicas cutáneas en ciertas personas sensibles. Puede causar irritación de los ojos y la piel.

**Precauciones:** Evite el contacto con los ojos y la piel. Use guantes y protección ocular cuando maneje este material.

**Pr**

