

3M Science.
Applied to Life.™



Health Care

3M™ Coban™



www.3M.com/dk

3M Coban™ er et selvhæftende elastikbind som hæfter på sig selv uden behov for clips eller tape.

Egenskaber:

- Hindrer ikke hudens normale funktioner – huden kan ånde frit
- Løsner ikke ved bad og tørrer hurtigt
- Kan klippes til ønsket længde
- Strækevne 120 %

Indikationer:

- Støttebandage
- Fiksering af forbindinger
- Kompressionsbehandling

Brugsvejledning:

- Støttebandage og fiksering:
- Træk så meget Coban af rullen som er nødvendig for en hel vikling. Derved har man styr på strækket i bindet.
- Bindet lægges med den ønskede overlapning.

Kompressionsbandage:

Start med cirkulær bandagering ved tæernes grundled.

Foden holdes i en vinkel på 90°, mens anklen og hælen bandageres.

Træk så meget Coban af rullen som er nødvendig for en hel vikling. Anlæg Coban-bindet med et stræk på 70% (10 cm af bindet strækket til 17 cm).

Bindet anlægges med den ønskede overlapning. Jo flere overlapninger, desto kraftigere kompression.

Den færdige forbindelse fikseres med et let tryk med hånden.

Deklaration:

- Polyester fibre, spandex elastikgarn, naturlig latex samt farvepigmentering.

Coban™			
Varenr:	Størrelse	Antal/æske	Æsker/karton
1581	2,5 cm x 4,6 m	30	1
1581	5,0 cm x 4,6 m	36	1
1583N - neonfarver	7,5 cm x 4,6 m	12	1
1583*	7,5 cm x 4,6 m	24	1
1584*	10 cm x 4,6 m	18	1
1584L - ekstra lang	10 cm x 6,0 m	18	1

* Findes i farverne: gul, blå og lysebrun



3M a/s
Health Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: 43 48 01 00
www.3mhealthcare.dk

3M, Tegaderm og Science. Applied to Life er registreret varemærke af 3M Company. Genbrug venligst. Trykt i Danmark. ©3M 2017. Alle rettigheder forbeholdes.
PL531098-1DK170112