

3M Science.
Applied to Life.™

3M Health Care

Cavilon™ No Sting barrirefilm

Effektiv og pålitelig hudbeskyttelse i opp til 72 timer



3M™ Cavity™ No Sting barrierefilm

Produktbeskrivelse:

3M Cavity™ No Sting™ barrierefilm er en klinisk testet, hurtigtørkende væske som etter påføring danner en transparent, hudbeskyttende film. Den gir langvarig beskyttelse til hel eller skadet hud, mot kroppsvæsker, friksjon og stråling. Beskytter også huden under tape og bandasjer. 3M Cavity No Sting barrierefilm leveres i steril forpakning.

Egenskaper:

- Alkoholfri, svir ikke på rød eller skadet hud
- Ikke cytotoxisk
- Tørker raskt
- Transparent
- Enkel påføring med skumapplikator eller spray
- Klinisk dokumentert, pålitelige ingredienser
- Reduserer ikke klebeevnen på tape eller bandasjer
- Påvirker ikke absorberingsevnen i bleier eller bandasjer

Brukerveiledning:

1. Huden bør være ren og tørr før påføring av 3M Cavity No Sting barrierefilm.
2. Væsken påføres i et jevnt lag på det utsatte hudområdet.
3. Ved reapplikering skal første påføring tørke i ca. 30 sekunder.
4. Ved applikering på områder med hudfolder, skal hudflatene holdes fra hverandre inntil væsken er helt tørr.

Fordeler:

- Reduserer risikoen for eksem, sopp og hudskader
- Svir ikke
- Transparent og fargeløs
- Tillater huden å puste
- Beskytter huden i opptil 3 døgn mot irritasjon fra kroppsvæsker eller stomiposer/-bandasjer

Indikasjoner:

Primær barriere mot kroppsvæsker

Beskyttende barriere mot klebende produkter

Hudbeskyttelse rundt en stomi

Beskytter sårkantene



5. Påføres hver 48. - 72. time ved hel hud. På sår eller skadet hud kan hyppigere påføring være nødvendig.
6. Det er ikke nødvendig å fjerne tidligere 3M Cavity No Sting barrierefilm før et nytt lag påføres. Området skal dog rengjøres og tørkes, før et nytt lag barrierefilm applikeres.

3M Bestillingsnr.	Applikator størrelse	Stk./eske	Esker/kartong
3343N	1 ml	25	4
3345N	3 ml	25	4
3346N	28 ml spray	12	1

På blåresept til inkontinens og stomi



3M Norge AS
Hvamveien 6
2013 SKJETTEN
Tlf. 0 63 84
www.3M.no

3M og Cavity er varemerker som tilhører 3M Company. © 3M 2016.
Alle rettigheter er reservert.
BR53-NO198-2.0/2016-06/
PL541005-1NO160614.