

# L'importanza dell'aderenza

L'efficacia dei respiratori monouso è garantita soltanto se i bordi del respiratore aderiscono perfettamente al viso. Quando l'aderenza viene a mancare, la protezione è compromessa in quanto l'aria contaminata penetra attraverso il bordo di tenuta.

**Le istruzioni di indossamento riportate sotto devono essere seguite ogni volta che viene indossato un respiratore per polveri della Serie 3M™ Aura™ 9300+Gen3.**



Assicurati che il viso sia perfettamente rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, anche corta, o altri peli facciali che possano interferire con il bordo, in quanto potrebbero impedire una buona tenuta al volto.



1. Con la parte interna del respiratore rivolta verso l'alto e utilizzando le due linguette, separa il lembo superiore ed inferiore del respiratore.



2. Tira entrambe le linguette finché lo stringinaso non si piega e il respiratore assume una forma "a coppa". Assicurati che entrambi i lembi siano perfettamente aperti.



5. Con l'altra mano, afferra un elastico per volta e tiralo sopra la testa.  
6. Posiziona l'elastico superiore sulla parte alta del capo e l'elastico inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati, né incrociati. Aggiusta i lembi superiore ed inferiore utilizzando le linguette fino ad ottenere un indossamento confortevole. Assicurati che i lembi non siano ripiegati e che le linguette siano appiattite.

Lo stringinaso deve essere modellato su naso e guance per garantire una buona aderenza

Assicurati che i lembi non siano ripiegati e che le linguette siano appiattite

Per posizionare correttamente il respiratore, usa la valvola impugnabile e/o regola i lembi superiore ed inferiore tramite le linguette



3. Sempre tenendo il respiratore dalle linguette, con la parte aperta rivolta verso il volto, posizionalo sul viso.



7. Con entrambe le mani modella lo stringinaso intorno al setto nasale per assicurare un buon indossamento e una buona tenuta. Modellare lo stringinaso con una sola mano può causare una diminuzione dell'efficienza delle prestazioni del respiratore.

Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo. Non attorcigliare l'elastico

L'elastico inferiore deve essere posizionato sotto le orecchie. Non attorcigliare l'elastico



4a) Respiratore con VALVOLA. Con una mano, afferra la valvola ai lati per mantenere il respiratore appoggiato sul volto.  
4b) Respiratore senza VALVOLA. Con una mano, tienilo sul viso, aperto "a coppa".



8. È necessario controllare la tenuta al volto tramite la prova di indossamento prima di entrare nell'area di lavoro.

## Prova di tenuta

1. Copri la parte frontale del respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificare la tenuta del respiratore.
- 2a. Respiratore SENZA VALVOLA. ESPIRA con decisione.
- 2b. Respiratore CON VALVOLA. INSPIRA con decisione.
3. Se percepisci perdite d'aria intorno al setto nasale, rimodella lo stringinaso fino ad eliminarle. Ripeti la prova di tenuta.
4. Se percepisci perdite d'aria lungo il bordo, aggiusta nuovamente gli elastici sui lati della testa fino ad eliminarle e ripeti la prova di tenuta.

Se NON RIESCI ad ottenere un buon indossamento, NON entrare nell'area contaminata. Consulta il tuo supervisore.