



Guía de apósitos

Cuando su cirujano ha colocado un apósito acrílico transparente absorbente Tegaderm™ de 3M™ sobre su incisión.

Siga las instrucciones de su cirujano para un control de la incisión. Use este documento como guía de referencia para saber qué hacer cuando use su apósito. Póngase en contacto con su cirujano para hacerle preguntas sobre su incisión o apósito.

Preguntas frecuentes

¿Qué debería ver cuando uso el apósito?

Su apósito tiene una almohadilla absorbente transparente con una cubierta impermeable. Esto le permite ver su incisión. A medida que usa el apósito, la almohadilla puede mancharse con sangre y líquido.

Esto no le causará ningún problema y no significa que deba quitarse el apósito.

De hecho, mantener el apósito puesto favorece el proceso de curación.¹

¿Puedo ducharme o bañarme con el apósito?

Sí. Puede ducharse con este apósito si está firmemente colocado en su lugar y los bordes no se han levantado o enrollado. No se sumerja en la bañera o la bañera de hidromasaje mientras usa el vendaje.

**Siga las recomendaciones de eliminación de apósito de su cirujano/
proveedor:**

¿Qué puedo esperar mientras uso el vendaje?

El apósito está diseñado para permanecer en su lugar más tiempo del que podría haber experimentado con otros apósitos. La información que se muestra a continuación puede ayudarle a comprender qué esperar mientras usa el vendaje.

Si le preocupa su incisión o apósito, llame a la consulta de su cirujano.



Burbujas

Es normal que aparezcan burbujas, ya que representan la hinchazón de la almohadilla para absorber y capturar el fluido.

Mantenga el apósito puesto.



Fluido en la almohadilla o apariencia agrietada

Aparece líquido dentro de la almohadilla o presenta una apariencia agrietada, pero los bordes del apósito permanecen sellados a la piel. Es normal que suceda esto.

Mantenga el apósito puesto.



Bordes enrollados

Se presentan bordes enrollados, pero el apósito y la almohadilla todavía están en su lugar. Es normal y no necesariamente exige un refuerzo adicional.

Mantenga el apósito puesto.



Fluido presente en el borde del apósito

Presencia de líquido o manchas fuera del área de la almohadilla, pero no tiene fugas activas. Es normal que suceda esto en algunos tipos de incisiones.

Mantenga el apósito puesto.



3M España S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena,
19-25/ 28027
Madrid

¹Datos de archivo de 3M. EM-05-001314

3M y Tegaderm son marcas o marcas comerciales registradas de 3M. Prohibido para su uso sin autorización. Por favor, recicle.
© 3M 2020. Todos los derechos reservados.
ES_ES_70-2011-7931-7