

ENGLISH

GENERAL INFORMATION

3M™ ESPE™ Clinpro™ 3M Sodium Fluoride White Varnish is a 22,600 ppm fluoride-containing varnish for application to enamel and dentin for support in remineralization, support in the prevention of caries and the treatment of hypersensitive teeth. Clinpro White Varnish is moisture and saliva-activated. It will spread on and adhere to moist teeth. Clinpro White Varnish is an alcohol-based solution of modified rosin. The product is sweetened with xylitol. Clinpro White Varnish contains an innovative tri-calcium phosphate (TCP) ingredient exclusively from 3M. The ingredient, TCP, serves as a source of bioavailable calcium and phosphate ions when the varnish is applied to the teeth. Calcium and phosphate ions are naturally occurring components of saliva long associated with maintaining healthy teeth. Clinpro White Varnish exhibits an extended release formula which, releases fluoride, calcium and phosphate for 24 hours after application.

This product is supplied in unit-dose packages containing 0.5 ml (0.5 grams) of varnish coating.
INDICATIONS
Clinpro White Varnish is a 5% sodium fluoride varnish which produces mechanical occlusion of the dentinal tubules in the treatment of tooth hypersensitivity. Clinpro White Varnish supports remineralization and helps to prevent caries.

CONTRAINDICATIONS

PRECATIONARY INFORMATION for patients
To limit ingestion, use only enough varnish to form a thin coating on the desired treatment area. Discontinue use of other prescription fluoride preparations (i.e. gels, rinses) for 24 hours following Clinpro White Varnish application. Children taking fluoride supplements should discontinue use of supplements for 2-3 days following treatment. Patients with known sensitivity to colophony/ rosin should avoid this product.

PRECATIONARY INFORMATION for dental personnel
3M SDS information can be obtained from [www.3M.com](#) or contact your local subsidiary.
HAZARD INFORMATION
This product as sold is a flammable material. Once the material has adhered to the teeth, this product is no longer flammable.
INSTRUCTIONS FOR USE
General application instructions:
1. A prophylaxis is not required. For best results teeth should be minimally clean, but Clinpro White Varnish can be applied where plaque is present.
2. Open the unit-dose package of Clinpro White Varnish and dispense the entire contents. Use the applicator brush to thoroughly mix the varnish since components of all sodium fluoride varnishes can separate during storage.
3. Apply the product to the teeth in a thin layer with the supplied brush. Apply the varnish in sweeping horizontal brush strokes. Avoid excessive contact with soft tissue. It is not necessary to use all of the varnish provided. Use only enough varnish to form a thin coating on the desired treatment area.
4. After application, instruct the patient to close their mouth to set the varnish. Rinsing or suctioning immediately after application is not recommended. You may see a thin coating on the teeth. The patient may feel the thin coating when rubbing the treated area with their tongue.
5. The treatment period for Clinpro White Varnish is minimally 4 hours. Left undisturbed, the durable coating will continue to release fluoride, calcium and phosphate for 24 hours
6. To achieve the maximum benefit after application, please instruct the patient to follow the directions below:

- Do not brush or floss your teeth for at least 4 hours, and preferably up to 24 hours after the treatment.
- Eat soft foods during the treatment period.
- Do not consume hot drinks or alcohol (mouth rinses) during the treatment period.
- After the treatment period, the patient can remove varnish by brushing and flossing.

STORAGE AND USE
This product is designed to be stored and used at room temperature. Shelf life at room temperature is 36 months. Ambient temperatures routinely higher than 27°C/80°F, or lower than 10°C/50°F, may reduce shelf life. See outer package for expiration date.

DISPOSAL

See the Safety Data Sheet (available at [www.3M.com](#) or through your local subsidiary) for disposal information.

CUSTOMER INFORMATION
No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Caution: U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

WARRANTY
3M warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Use is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M product.

LIMITATION OF LIABILITY
Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
3M™ ESPE™ Clinpro™ White Varnish mit 5%igem Natriumfluorid ist ein Klarlack, der 22.600 ppm Fluorid enthält. Er ist zur Anwendung auf Zahnschmelz und Dentin zur Unterstützung der Remineralisierung, zur Kariesprävention sowie zur Behandlung überempfindlicher Zähne bestimmt. White Varnish wird durch Feuchtigkeit und Speichel aktiviert. Der Klarlack verteilt sich auf feuchten Zähnen und haftet dort. White Varnish ist eine alkoholische Lösung modifizierter Harze. Das Produkt ist mit Xylitl gesüßt. White Varnish enthält einen innovativen, von 3M entwickelten Tri-Calziumphosphat-Bestandteil (TCP). Wenn der Lack auf die Zähne aufgebracht wird, dient der TCP-Bestandteil

als Quelle biologisch verfügbarer Calcium- und Phosphationen. Die Bestandteile des Produktes sind natürlich vorkommende Bestandteile des Speichels, die schon seit Langem mit dem Erhalt gesunder Zähne in Verbindung gebracht werden. Die spezielle Formulierung von White Varnish erlaubt eine längere Freisetzung der Inhaltsstoffe, sodass innerhalb eines Zeitraums von bis zu 24 Stunden nach dem Auftragen Fluorid, Calcium und Phosphat freigesetzt werden.
Das Produkt ist in Einzelverpackungen mit jeweils 0,5 ml (0,5 g) des Klarlacks erhältlich.

INDIKATIONEN
White Varnish ist ein 5%iger Natriumfluoridlack, der im Rahmen der Behandlung von Zahnerempfindlichkeiten die Dentintubuli mechanisch verschließt. Das Material unterstützt die Remineralisierung und hilft bei der Kariesprävention.

GEGENANZEIGEN
Ulzerierende Gingivitis und Stomatitis
WARNHINWEISE für Patienten
Um ein ungewolltes Verschlucken zu vermeiden, nur so viel Lack auf die zu behandelnden Flächen auftragen, dass sich eine dünne Schicht bildet. Stellen Sie die Anwendung anderer fluoridhaltiger Präparate (z.B. Gele, Spülungen) nach der Applikation von Varnish Varnish 24 Stunden lang ein. Kinder, die Fluorid-Ergänzungsmittel einnehmen, sollten die Einnahme dieser Ergänzungsmittel nach der Applikation 2 bis 3 Tage einstellen. Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Kolophonium/Harz sollten dieses Produkt nicht anwenden.

WARNHINWEISE für zahnmmedizinisches Personal
3M Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie unter [www.3mdeutschland.de](#) oder bei Ihrer örtlichen Niederlassung.
GEFAHRENHINWEIS
Das Produkt ist leicht entzündlich. Sobald das Material auf die Zähne aufgebracht wurde, ist es nicht mehr brennbar.
GEBRAUCHSANWEISUNG
Allgemeine Anwendungshinweise:
1. Keine spezielle Vorbehandlung/Prophylaxe erforderlich. Für ein bestmögliches Ergebnis sollten die Zähne „zahnhygienisauer“ sein. White Varnish kann jedoch auch bei vorhandenem Plaque angewandt werden.
2. Öffnen Sie die Einzelverpackung des Klarlacks und entnehmen sie den Inhalt vollständig. Verwenden Sie die Applikationsbürste, um den Lack sorgfältig zu vermischen, da sich die Bestandteile von Natriumfluoridlacken während der Lagerung absetzen können.
3. Applizieren Sie mithilfe der mitgelieferten Bürste eine dünne Schicht des Klarlacks. Tragen Sie den Lack gleichmäßig in streichenden, horizontalen Bewegungen mit der Bürste auf. Vermeiden Sie Kontakt mit Weichgewebe. Der in der Einzelverpackung enthaltene Lack muss nicht vollständig aufgetragen werden. Verwenden Sie jedoch eine ausreichende Menge Lack, um eine dünne Schicht auf den Behandlungsbereich aufzutragen.
4. Bitten Sie den Patienten nach der Anwendung, den Mund zu schließen, damit der Lack abbinden kann. Unmittelbar nach dem Auftragen sollte weder gespült noch abgesaugt werden. Möglicherweise ist eine dünne Beschichtung auf den Zähnen sichtbar. Der Patient kann die dünne Beschichtung eventuell fühlen, wenn er mit der Zunge über den behandelten Bereich streicht.
5. Die Behandlungsdauer von White Varnish beträgt mindestens 4 Stunden. Bei intakter Beschichtung werden 24 Stunden lang Fluorid, Calcium und Phosphat freigesetzt.
6. Für den bestmöglichen Behandlungserfolg bitten Sie Ihre Patienten, die folgenden Anweisungen zu befolgen:

- Mindestens 4 Stunden und bestenfalls 24 Stunden nach der Applikation weder die Zähne putzen noch Zahnselbe verwenden.
- Während der Behandlungsdauer nur weiche Lebensmittel konsumieren.
- Während der Behandlungsdauer keine heißen Getränke oder Alkohol (auch Mundspülungen) zu sich nehmen.
- Nach der Behandlungsdauer kann der Patient den Lack durch Zahnputzen und Verwenden von Zahnselbe entfernen.

LAGERUNG UND ANWENDUNG
Das Produkt sollte bei Zimmertemperatur verwendet und gelagert werden. Die Haltbarkeit bei Zimmertemperatur beträgt 36 Monate. Umgebungstemperaturen, die häufig über 27 °C/80 °F oder unter 10 °C/50 °F liegen, können die Haltbarkeit beeinträchtigen. Das Verfallsdatum ist auf der äußeren Verpackung angegeben.

ENTSORGUNG
Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt (verfügbar auf [www.3mdeutschland.de](#) oder bei Ihrer lokalen Niederlassung).

KUNDENINFORMATIONEN
Niemand ist berechtigt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben in dieser Anleitung abweichen.

Achtung: Gültig für USA Laut US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes verkauft werden.

GARANTIE
3M garantiert, dass dieses Produkt keine Material- und Fertigungsfehler aufweist. 3M STELLT KEINE WEITEREN GARANTIEEN AUS, INKLUSIVE JEGLICHER STILLSCHWEIGEND VEREINBARTER GARANTIEEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung dieses Produkts für die jeweilige Anwendung sicherzustellen. Sollten während des Garantiezeitraums Fehler am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Gewährleistungsanspruch und die einzige Verpflichtung von 3M in der Reparatur oder dem Ersatz des 3M Produkts.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Soweit gesetzlich zulässig, lehnt 3M jegliche Haftung für direkte, oder indirekte Folgeschäden sowie Verluste jeglicher Art in Zusammenhang mit diesem Produkt ab. Unabhängig davon, ob die gestellten Forderungen vermögens- oder haftungsrechtlicher oder sonstiger Natur sind.

FRANÇAIS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
3M™ Clinpro™ White Varnish avec 5 % de fluorure de sodium est un vernis contenant 22 600 ppm d'ions fluorures, destiné aux applications sur l'émail et la dentine de manière à favoriser la reminéralisation, la prévention des caries et le traitement de l'hypersensibilité dentaire. L'action du Clinpro White Varnish est activée par la salive et l'humidité. Cette solution de colophanes modifiées à base d'alcool s'étale et adhère sur les dents humides. Le produit est sucré avec du xylitol. Le Clinpro White Varnish contient une formule innovatrice de vernis tri-calcium phosphate (TCP), ingrédient exclusif développé par 3M qui constitue une source d'ions calcium et phosphate biodisponibles une fois le vernis appliqué sur les dents. Les ions phosphates et calcium sont des composants naturels de la salive associés au maintien de la bonne santé des dents. Le Clinpro White Varnish présente une formule à libération prolongée qui libère des ions fluorures, calcium et phosphate pendant 24 heures après l'application. Ce produit est disponible en unidoses contenant 0,5 ml (0,5 grammes) de couche de vernis.

INDICATIONS
Clinpro™ White Varnish contenant 5 % de fluorure de sodium et son application entraîne une obstruction mécanique des tubules dentinaires dans le cadre du traitement de l'hypersensibilité dentaire. 3M™ Clinpro™ White Varnish favorise la reminéralisation et permet de prévenir l'apparition des caries.

CONTRE-INDICATIONS :
Gingivites ulcéraives et stomatites

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION à l'attention des patients
Pour limiter l'ingestion du produit, utiliser la quantité de vernis nécessaire pour former une fine couche sur la zone à traiter. Parallèlement à ce traitement, cessez d'utiliser d'autres préparations fluorées prescrites (par exemple : gels, bains de bouche) durant les 24 premières heures suivant l'application du Clinpro White Varnish. Les enfants prenant des compléments fluorés doivent s'abstenir d'utiliser ces compléments durant les 2 à 3 jours suivant le traitement. Les patients présentant une sensibilité connue à la colophane doivent éviter d'utiliser ce produit.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION à l'attention du personnel dentaire
Les fiches de données de sécurité 3M sont disponibles sur la page [www.3M.com](#) ou auprès de votre filiale locale.

INFORMATIONS RELATIVES AU DANGER
Ce produit tel qu'il est vendu est inflammable. Néanmoins, dès lors que le produit a adhéré à la dent, il n'est plus inflammable.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Recommandations générales d'application :
1. Aucun traitement prophylactique n'est nécessaire. Pour de meilleurs résultats, les dents doivent avoir fait l'objet d'un nettoyage minimal ; toutefois, malgré la présence de plaque dentaire, le Clinpro White Varnish peut également être appliqué.

2. Ouvrir l'unidosé de Clinpro White Varnish et appliquer tout le contenu. Utiliser la brosselette applicatrice pour bien mélanger le vernis. En effet, les composants de tous les vernis contenant des ions fluorure de sodium peuvent se séparer pendant le stockage.

3. Appliquer le produit sur les dents en fine couche à l'aide de la brosselette fournie. Appliquer le vernis dans un mouvement de balayage horizontal. Éviter un contact excessif avec les tissus mous. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'intégralité du contenu. Utiliser la quantité de vernis nécessaire pour former d'une fine couche sur la zone à traiter.

4. Après l'application, demander au patient de fermer la bouche pour faciliter la prise du vernis. Un rinçage ou une aspiration des liquides immédiatement après l'application n'est pas recommandé(e). Une fine couche peut être visible sur la dent. Le patient peut percevoir cette fine couche en passant la langue sur la zone traitée.

5. La période de traitement du Clinpro White Varnish est au minimum de 4 heures. Laisser reposer le vernis pour que la fine couche continue à libérer des ions fluorures, calcium et phosphate pendant 24 heures.

6. Pour profiter au maximum de cette application, demander au patient de suivre les instructions ci-dessous :

- Ne pas se brosser les dents pendant au moins 4 heures, et de préférence jusqu'à 24 heures après le traitement.
- Manger des aliments mous pendant la période de traitement.
- Ne pas consommer de boissons chaudes ou d'alcool (bains de bouche) pendant la période de traitement.
- Après la période de traitement, le patient peut enlever le vernis en brossant et passant du fil dentaire sur ses dents.

STOCKAGE ET UTILISATION

Ce produit est conçu pour être stocké et utilisé à température ambiante. La durée de conservation à température ambiante est de 36 mois. Des températures ambiantes régulièrement plus élevées que 27 °C/80 °F, ou inférieures à 10 °C /50 °F peuvent réduire la durée de conservation du produit. Voir la date limite d'utilisation sur l'emballage extérieur.

DESTRUCTION

Consultez les fiches de données de sécurité (disponibles sur [www.3M.com](#) ou auprès de votre filiale locale) pour toute information relative à la mise au rebut.

INFORMATIONS À L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

Nul n'est autorisé à fournir des informations différentes de celles fournies dans le présent mode d'emploi.

Attention : conformément à la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu ou utilisé que sur prescription d'un chirurgien-dentiste.

GARANTIE
Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. 3M qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Sauf interdiction légale, 3M ne sera pas tenue responsable des pertes ou des dommages éventuels résultant de ce produit, qu'ils soient directs, indirects, spécifiques, accidents ou consécutifs, quelle que soit la raison invoquée, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

ITALIANO
INFORMAZIONI GENERALI
3M™ ESPE™ Clinpro™ White Varnish con fluoroio di sodio al 5 % è una vernice contenente 22.600 ppm di fluoroio per applicazioni su smalto e dentina, come ausilio nella imineralizzazione, supporto per la prevenzione della carie e trattamento dei denti ipersensibili. Clinpro White Varnish è attivata dall'umidità e dalla saliva. Si distribuisce e aderisce sui denti umidi. Clinpro White Varnish è una soluzione a base alcolica di colofonia modificata. Il prodotto è dolcificato con xilitolo. Clinpro White Varnish contiene un ingrediente innovativo: il fosfato tricalcico (TCP), un'esclusiva di 3M. Questo ingrediente, il TCP, serve come fonte di ioni biodisponibili di fosfato di calcio quando la vernice viene applicata ai denti. Gli ioni di calcio e fosfato sono componenti naturali della saliva, da tempo associati al mantenimento della salute dentale. La vernice trasparente è una formula a rilascio prolungato, che cede fluoro, calcio e fosfato per 24 ore dopo l'applicazione.

Questo prodotto viene fornito in confezioni monodose contenenti 0,5 ml (0,5 grammi) di rivestimento.
INDICAZIONI
Clinpro White Varnish è una vernice con fluoroio di sodio al 5% che produce un'oclusione meccanica dei tubuli dentinali nel trattamento dell'ipersensibilità dentale. Clinpro White Varnish aiuta nella rimineralizzazione e nella prevenzione della carie.

CONTRINDICAZIONI

Stomatite e gengivite ulcerativa

INFORMAZIONI PRECAUZIONALI PER I PAZIENTI
Per limitare l'ingestione, utilizzare solo la quantità di vernice sufficiente a formare uno strato sottile sulla superficie che si desidera trattare. Interrompere l'uso di altre preparazioni medicinali contenenti fluoroio (ad esempio, gel o colluttori) per 24 ore dopo l'applicazione di Clinpro White Varnish. I bambini che assumono integratori al fluoro dovranno sospendere l'impiego nei 2-3 giorni successivi al trattamento. I pazienti con sensibilità nota alla colofonia devono evitare questo prodotto.

INFORMAZIONI PRECAUZIONALI PER IL PERSONALE DELLO STUDIO ODONTOLGICO
Le informazioni sulle SDS di 3M possono essere ottenute su [www.3M.com](#) o contattando il rappresentante di zona.

INFORMAZIONI SUI PERICOLI

Il prodotto così come viene venduto è un materiale infiammabile. Quando il materiale ha aderito ai denti, il prodotto non è più infiammabile.

ISTRUZIONI PER L'USO

Istruzioni generali per l'applicazione:

1. Non è necessaria una profilassi. Per ottenere i migliori risultati, i denti devono essere abbastanza puliti, ma Clinpro White Varnish può essere applicata dove è presente della placca.

2. Aprire la confezione monodose di Clinpro White Varnish ed erogare l'intero contenuto. Utilizzare lo spazzolino applicatore per mescolare a fondo la vernice, poiché i componenti di tutte le vernici contenenti fluoroio di sodio possono separarsi durante la conservazione.

3. Applicare il prodotto sui denti in uno strato sottile, usando la spazzola in dotazione. Applicare la vernice spazzolando orizzontalmente. Evitare il contatto eccessivo con i tessuti molli. Non è necessario utilizzare tutta la vernice fornita. Utilizzare solo la quantità di vernice sufficiente a formare uno strato sottile sulla superficie che si desidera trattare.

4. Dopo l'applicazione, chiedere al paziente di chiudere la bocca per fissare la vernice. Si consiglia di non riacquare né succhiare subito dopo l'applicazione del prodotto. Sui denti può essere visibile uno strato sottile. Il paziente potrebbe avvertire lo strato sottile quando sfrega con la lingua sull'area trattata dei denti.

5. Il periodo di trattamento per il Clinpro White Varnish è di almeno 4 ore. Lasciar riposare, il rivestimento è duraturo e continuerà a rilasciare fluoro, calcio e fosfato per 24 ore

6. Per ottenere il massimo beneficio dopo l'applicazione, suggerire al paziente di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Non spazzolare né pulire i denti con un filo interdentale per almeno 4 ore, e preferibilmente fino a 24 ore dopo l'intervento.
- Durante il periodo di trattamento, mangiare cibi morbidi.
- Non consumare bevande calde né alcol (colluttori) durante il periodo di trattamento.
- Dopo il periodo di trattamento, il paziente può rimuovere la vernice con lo spazzolino e il filo interdentale.

CONSERVAZIONE E USO

Questo prodotto è stato studiato per essere conservato e usato a temperatura ambiente. La durata a temperatura ambiente è di 36 mesi. Una temperatura ambiente solitamente superiore a 27°C/80°F, o inferiore a 10°C/50°F, può ridurre la durata. Consultare la data di scadenza all'esterno della confezione.

SMALTIMENTO

Consultare la Scheda Dati di Sicurezza (disponibile su [www.3M.com](#) o tramite il proprio agente di zona) per informazioni sullo smaltimento.

INFORMAZIONI SUL CLIENTE

Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni diverse da quelle indicate in questo foglio illustrativo.

Attenzione: La legge federale degli USA limita la vendita e la prescrizione di questo dispositivo ai soli odontoiatri professionisti.

GARANZIA

3M garantisce che questo prodotto è esente da difetti di materiali e manodopera. 3M NON OFFRE ULTERIORI GARANZIE, COMPRESSE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE.

L'utente ha la responsabilità di determinare l'idoneità del prodotto per l'applicazione all'utente stesso. Se questo prodotto risulta essere difettoso entro il periodo di garanzia, l'unico rimedio e unico obbligo di 3M sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto 3M.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Se non diversamente indicato dalla legge, 3M non sarà responsabile di eventuali perdite o danni derivanti da questo prodotto, siano essi diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, qualunque sia la teoria sostenuta, compresi garanzia, contratto, negligenza o responsabilità oggettiva.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN GENERAL

El barniz blanco de fluoroio de sodio al 5 % 3M™ ESPE™ Clinpro™ es un barniz de fluoroio con una concentración de 22 600 ppm que se puede aplicar en el esmalte y la dentina para favorecer la remineralización, ayudar a prevenir caries y tratar la hipersensibilidad dental. El Clinpro blanco barniz se activa al entrar en contacto con la humedad y la saliva. Se espacce por los dientes húmedos y se adhiere a ellos. El Clinpro blanco barniz es una solución alcohólica de colofonia modificada. Este producto está edulcorado con xilitol. El Clinpro blanco barniz contiene fosfato tricalcico (TCP), un innovador ingrediente exclusivo de 3M. El TCP es un ingrediente que actúa como fuente de iones calcio y fosfato biodisponibles al aplicar el barniz a los dientes. Los iones calcio y fosfato son componentes presentes de forma natural en la saliva asociados durante mucho tiempo a una buena salud dental. El Clinpro blanco barniz presenta una fórmula de liberación prolongada, que libera fluoroio, calcio y fosfato durante las 24 horas posteriores a la aplicación.

Este producto se suministra en envases monodosis de 0,5 ml (0,5 gramos) de barniz.

INDICACIONES
Clinpro blanco barniz de fluoroio de sodio al 5 % que oclyue mecánicamente los túbulos dentinarios para el tratamiento de la hipersensibilidad dental. El barniz blanco Clinpro favorece la remineralización y ayuda a prevenir las caries.

CONTRAINDICACIONES
Estomatitis y gingivitis ulcerosas

INFORMACIÓN PREVENTIVA para os pacientes
A fin de limitar la ingestión, utilice únicamente el barniz suficiente para formar una fina película en la zona que desee tratar. Deje de usar otros preparados fluorurados con receta (es decir, geles o enjuagues) durante las 24 horas posteriores a la aplicación del Clinpro blanco barniz. Interrumpa el consumo de suplementos fluorurados en niños durante los 2 y 3 días posteriores a la aplicación del tratamiento. Los pacientes alérgicos a la colofonia deben evitar utilizar este producto.

INFORMACIÓN PREVENTIVA para el personal odontológico
La información de las fichas de datos de seguridad de 3M puede consultarse en [www.3M.com](#) o contactando con la subsidiaria local.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS

Este producto es inflamable en su formato de comercialización. Una vez que el material se ha adherido a los dientes, el producto deja de ser inflamable.

INSTRUCCIONES DE USO

Instrucciones generales de aplicación:

1. No se necesita de profilaxis. Para obtener un resultado óptimo, los dientes deben estar mínimamente limpios, pero es posible aplicar el Clinpro blanco barniz en presencia de placa.

2. Abra el envase monodosis de Clinpro blanco barniz y distribuya todo el contenido. Mezcle completamente el barniz con el pincel aplicador. Ya que los componentes de todos los barnices a base de fluoroio de sodio pueden separarse durante el período de almacenamiento.

3. Aplique una fina película de producto a los dientes con el pincel incluído. Aplique el barniz con barridos horizontales del pincel. Evite el contacto excesivo con tejidos blandos. No es necesario utilizar todo el barniz suministrado. Utilice únicamente el barniz suficiente para formar una fina película en la zona que desee tratar.

4. Una vez finalizada la aplicación, pida al paciente que cierre la boca para asentar el barniz. No se recomienda enjuagar ni aspirar inmediatamente después de la aplicación. Puede observarse una fina película sobre los dientes. El paciente puede notar la presencia de esta fina película al pasar la lengua por la zona tratada.

5. El período de tratamiento con el Clinpro blanco barniz es de 4 horas como mínimo. Si se no altera, esta duradera película continuará liberando fluoroio, calcio y fosfato durante 24 horas.

6. Para lograr un resultado óptimo tras la aplicación, indique al paciente que debe seguir estas instrucciones:

- No se cepille los dientes ni utilice hilo dental durante, como mínimo, 4 horas y, preferiblemente, hasta 24 después del tratamiento.
- Tome alimentos blandos durante el período de tratamiento.
- No tome bebidas calientes ni alcohólicas (tampoco utilice enjuagues bucales) durante el período de tratamiento.
- Después del período de tratamiento, el paciente puede cepillarse y enjuagarse para eliminar el barniz.

ALMACENAMIENTO Y USO

Este producto se ha diseñado para almacenarse y usarse a temperatura ambiente. El período de validez a temperatura ambiente es de 36 meses. Si las temperaturas ambiente son habitualmente superiores a 27 °C/80 °F o inferiores a 10 °C/50 °F, el período de validez puede reducirse. Consulte la fecha de vencimiento en la parte exterior del envase.

ELIMINACIÓN

Consulte la ficha de datos de seguridad (en [www.3M.com](#) o a través de su subsidiaria local) para obtener información sobre la eliminación.

INFORMACIÓN AL CLIENTE

No existen personas autorizadas a facilitar información contraria a la información incluida en la presente hoja de instrucciones.

Precaución: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta y el uso de este dispositivo bajo prescripción de profesionales odontológicos.

GARANTÍA

3M garantiza este producto contra todo defecto de material y de fabricación. 3M EXCLUYE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para el uso que le vaya a dar. Si este producto presenta defectos durante el período de garantía, la única compensación y la única obligación de 3M serán reparar o reemplazar el producto de 3M.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Excepto donde está prohibido por ley, 3M no será responsable de pérdidas o daños causados por el uso de este producto, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o emergentes, independientemente de la teoría legal sostenida, incluidas las de garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.

PORTUGUÊS

INFORMAÇÃO GERAL

O Verniz Branco de Fluoreto de Sódio 5% Clinpro™ 3M™ ESPE™ é um verniz que contém 22 600 ppm de fluoreto para aplicação em esmalte e dentina para ajudar na remineralização, na prevenção de cáries e no tratamento de dentes hipersensíveis. O Clinpro Verniz Branco ativa-se através do contacto com a humidade e saliva. Ele espalha-se e adere aos dentes húmidos. O Clinpro Verniz Branco é uma solução à base de álcools de resina modificada. O produto é edulcorado com xilitol. O Clinpro Verniz Branco contém um componente de fosfato tricalcico (TCP) inovador exclusivo da 3M. O componente, TCP, atua como uma fonte de íões de cálcio e fosfato biodisponíveis quando o verniz é aplicado nos dentes. Os íões de cálcio e fosfato são componentes naturais da saliva e há muito associados a dentes saudáveis. O Clinpro Verniz Branco possui uma fórmula de libertação alargada que liberta fluoreto, cálcio e fosfato durante 24 horas após a aplicação. Este produto é fornecido em embalagens de dose unitária contendo 0,5 ml (0,5 gramas) de camada de verniz.

INDICAÇÕES

O Clinpro Verniz Branco é um verniz de fluoreto de sódio 5% que produz oclusão mecânica dos túbulos da dentina no tratamento de hipersensibilidade do dente. O Verniz Branco Clinpro apoia a remineralização e ajuda a prevenir cáries.

CONTRAINDICAÇÕES

Estomatite e gengivite ulcerosa

INFORMAÇÃO PREVENTIVA para pacientes

Para limitar a ingestão, utilize apenas verniz suficiente para formar um revestimento fino na área de tratamento pretendida. Descontinue a utilização de outras preparações de fluoreto prescritivo (ou seja, géis, lavagens) durante 24 horas após a aplicação do Clinpro Verniz Branco. As crianças que estejam a tomar suplementos de fluoreto devem descontinuar a utilização dos suplementos durante 2 a 3 dias após o tratamento. Os pacientes com sensibilidade conhecida a colofónia/resina devem evitar este produto.

INFORMAÇÃO PREVENTIVA para os profissionais de odontologia
A Ficha de Dados de Segurança 3M pode ser obtida em [www.3M.com](#) ou ao contactar a filial local.

INFORMAÇÃO RELATIVA A PERIGOS

Este produto é vendido como um material inflamável. Depois de o material aderir aos dentes,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικές οδηγίες εφαρμογής:

- Δεν απαιτείται προφύλαξη. Για καλύτερα αποτελέσματα τα δόντια πρέπει να είναι καθαρά στον ελάχιστο βαθμό, οπότε ο Clinpro White Varnish μπορεί να εφαρμοστεί όπου υπάρχει πλάκα.
- Ανολίστε τη συσκευασία μονής δόσης του Clinpro White Varnish και αδειάστε όλο το περιεχόμενο της. Χρησιμοποιήστε το βαρυντικό εφαρμογής για να αναμίξετε καλά το βαρνίκι καθώς τα στατικά όλην των βαρνίκων φθοριοxy νατρίου μπορούν να αποστούν διαχυράσιμα κατά τη φάση.
- Εφαρμόστε το προϊόν στα δόντια σε μία λεπτή στρώση με το παρεχόμενο βουρτσάκι. Εφαρμόστε το βαρνίκι με το βουρτσάκι με οριζόντιες κινήσεις ομαρσής. Αποφύγετε να το υπερβολική επαφή με μαλακά μόρια. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε όλη την ποσότητα του βαρνίκιου που παρέχεται. Χρησιμοποιήτε μόνο αρκετή ποσότητα βαρνίκιου ώστε να σχηματιστεί μια λεπτή επίστρωση στην επιθυμητή περιοχή θεραπείας.
- Μετά από την εφαρμογή, ζητήστε από τον ασθενή να κλείσει το στόμα για να στεγνώσει το βαρνίκι. Το έλπιμμα ή η αναρρόφηση αέραως μετά την εφαρμογή δεν συνιστάται. Ενδέχεται να δείτε μια λεπτή επίστρωση στα δόντια. Ο ασθενής ενδέχεται να αισθανθεί τη λεπτή επίστρωση περνώντας τη γλώσσα του πάνω από την περιοχή που υποβλήθηκε στη θεραπεία.
- Η περίοδος της θεραπείας με το Clinpro White Varnish διαρκεί τουλάχιστον 4 ώρες. Εφόσον αφεθεί αναλόγηλη, η οβελκτική επίστρωση θα συνεχίσει να απελευθεώνει φθόριο, ασβέστιο και φθοφόρο για 24 ώρες
- Για την επίτευξη του μέγιστου σφέλους μετά την εφαρμογή, συμβουλεύστε τον ασθενή να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες:
 - Μην πλύνετε τα δόντια σας και μη χρησιμοποιήσετε οδοντικό νήμα για τουλάχιστον 4 ώρες και κατά προτίμηση για 24 ώρες μετά τη θεραπεία.
 - Τρώτε μαλακά τροφικά την την περίοδο της θεραπείας.
 - Μην καταναλώσετε ζεστά ροφήματα ή αλκοόλ (στοματικές πλύσεις) κατά την περίοδο της θεραπείας.
 - Μετά το τέλος της περιόδου της θεραπείας, ο ασθενής μπορεί να αφαιρέσει το βαρνίκι με οδοντόβουρρα και οδοντικό νήμα.

ΑΠΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για αποθήκευση και χρήση σε θερμοκρασία δωματίου. Η διάρκεια ζωής σε θερμοκρασία δωματίου είναι 36 μήνες. Οι περβαλλοκλίσεις θερμοκρασίες που ξεπερνούν συχνά τους 27°С/80° F είναι χαμηλότερες από 10°С/50° F ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ανταρξέτε στην ημερομηνία λήξης στην εξωτερική συσκευασία.

ΑΠΟΡΙΨΗ

Δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) (διατίθεται στη διεύθυνση www.3M.com ή μέσω της τοπικής θυγατρικής εταιρίας) για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΕΑΤΩΝ

Κανένας δεν έχει άδεια να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορίες που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγίων.

Προσώχ: Το Ομοσπονδιακό Δίκαιο των ΗΠΑ περιόριζε την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από οδοντιάτρους ή κατόπιν εντολής οδοντιάτρου.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η 3M εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΛΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΟΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προϊόντος για την εφαρμογή του. Εάν παρουσιαστούν ελαττώματα στο προϊόν εντός της προδιαβίας εγγύησης, το μοναδικό σας δικαίωμα ή η μοναδική υποχρέωση της 3M είναι η επίσκεψη ή η αντικατάσταση του προϊόντος της 3M.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται από το νόμο, η 3M δεν φέρεi καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύπτει από την εφαρμογή, είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση, έμμεση, τυχρiα ή συνεπαγόμενη, ανεξάρτητα από τη δικαιοκίνητη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, του συμβολαίου, της αμέλειας ή αντικεμεινικής ευθύνης.

SVENSKA

ALLMÄN INFORMATION

3M™ ESPE™ Clinpro™ White Varnish 5 % natriumfluorid är en 22 600 ppm fluorlack för applicering på emalj och dentin för stöd vid remineralisering, stöd vid kariesprevention och för behandling av hypersensibla tänder. Clinpro White Varnish är fukt- och salivaktiverad. Den sprids ut och fastnar på fuktiga tänder. Clinpro White Varnish är en alkoholbaserad lösning av modifierad harts. Produkten är sötad med xytilol. Clinpro White Varnish innehåller den innovativa ingrediensen trikalsiumfosfat (TCP) som endast tillhandahålls av 3M. Ingrediensen, TCP, är en källa till biotillgänglig kalcium- och fosfatjoner när lacken appliceras på tänderna. Kalcium- och fosfatjoner är naturligt förekommande komponenter i saliv och har under lång tid associerats med bevarandet av friska tänder. Clinpro White Varnish har en sammansättning som uppvisar en förlängd frisättning av fluorid, kalcium och fosfat under 24 timmar efter applicering.

Denna produkt tillhandahålls i endosförpackningar med 0,5 ml (0,5 gram) fluorlack.

INDIKATIONER
Clinpro White Varnish är en 5 % natriumfluoridlack som åstadkommer en mekanisk ocklusion av dentinets tubuli vid behandling av tandsensibilitet. Clinpro White Varnish stödjer remineralisering och bidrar till att förebygga karies.

KONTRAINDIKATIONER
Ulcerös gingivit och stomatit

SÄKERHETSINFORMATION för patienter
För att begränsa förtäring ska endast så mycket lack användas som behövs för att bilda ett tunt skikt på det avsedda behandlingsområdet. Använd inte andra ordinarie fluorpreparat (dvs. geler, munskölj) på 24 timmar efter applicering av Clinpro White Varnish. Barn som tar fluorlitolaktt ska inte ta dem på 2–3 dagar efter behandling. Patienter med känd överkänslighet mot kolofonium/harts bör undvika denna produkt.

SÄKERHETSINFORMATION för tandvårdspersonal
Säkerhetsdatablad för 3M kan erhållas från www.3M.com eller det lokala dotterbolaget.

RISKINFORMATION

I försäljningskicket är denna produkt ett brandfarligt material. Så snart materialet har applicerats på tänderna är produkten inte längre brandfarlig.

BRUKSANVISNING

Allmänna appliceringsanvisningar:

1. Profylaktisk rengöring behövs inte. För bästa resultat ska tänderna vara rena, men Clinpro White Varnish kan appliceras där det finns plack.

2. Öppna endosförpackningen med Clinpro White Varnish och döraa hela innehållet. Använd applikatorborsten för att blanda lacken med ena efterförm komponenter i alla natriumfluoridlacker kan separeras under förvaring.

3. Applicera ett tunt lager av produkten på tänderna med medföljande borsten. Applicera lacken med svepande horisontella borstdrag. Undvik i möjligaste mån kontakt med mjukdelar. Det är inte nödvändigt att använda allt lack i behållaren. Använd endast så mycket lack som behövs för att bilda ett tunt skikt på det avsedda behandlingsområdet.

4. Efter applicering ska patienten instrueras att stänga munnen så att lacken får stelna. Sköljning eller sug omedelbart efter applicering rekommenderas inte. Du kan eventuellt se ett tunt skikt på tänderna. Patienten kan känna det tunna skiktet om han/hon gnider tungan mot det behandlade området.

5. Behandlingstiden för Clinpro White Varnish är minst 4 timmar. Om den hållbara beläggningen lämnas ostörd fortsätter den att frisätta fluorid, kalcium och fosfat i 24 timmar

6. För att uppnå maximal nytta efter applicering ska patienten instrueras att följa nedanstående anvisningar:

- Undvik tandborstning och tandtråd i minst 4 timmar, och helst i upp till 24 timmar efter behandlingen.
- Ät mjuk mat under behandlingstiden.
- Undvik att dricka varma drycker eller alkohol (munskölj) under behandlingstiden.
- Efter behandlingstiden kan patienten avlägsna lack med tandborstning och tandtråd.

FÖRVARING OCH ANVÄNDNING

Denna produkt är utformad för förvaring och användning vid rumstemperatur. Hållbarhet vid rumstemperatur är 36 månader. Omgivningstemperatur som ofta överstiger 27 °C/80 ° F eller understiger 10 °C/50 ° F kan förkorta hållbarhetstiden. Utgångsdatumet anges på ytterförpackningen.

AVFALLSHANTERING
Se säkerhetsdatabladet (finns på www.3M.com eller hos det lokala dotterbolaget) för information om avfallshantering.

KUNDINFORMATION

Ingen person har rätt att lämna information som avviker från informationen som lämnas i detta instruktionsblad.

Försiktighet: Enligt federal lag (i USA) får den här produkten endast säljas av tandläkare eller på tandläkares ordination.

GARANTI

3M garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande. 3M LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER INKLUSIVE UNDERFÖRTÄDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Användaren ansvarar för att fastställa om produkten är lämplig för användarens tillämpning. Om denna produkt är defekt inom garantiperioden är reparation eller ersättning av 3M-produkten det enda gottgörandet och 3M:s enda skyldighet.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Förutom det det är förbjudet enligt lag, ska 3M inte hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av denna produkt, vare sig det gäller direkta, indirekta, speciella eller oförutsedda skador eller följdskador, oavsett vad som hävdas, inklusive garanti, avtal, försumlighet eller strikt skadeståndsskyldighet.

SVENSKA

GENERELLE OPLYSNINGER
3M™ ESPE™ Clinpro™ 5 % natriumfluorid sisältävä valkoinen lakka, jonka fluorisidisisältö on 22 600 ppm ja on tarkoitettu hammaskiilteeseen ja hammasluuhun levitettäväksi. Valkoinen Clinpro-lakka edistää hampaiden mineraalivarastojen täyttymistä ja auttaa estämään kariesta sekä hoitamaan yllерhkkiä hampaita. Valkoinen Clinpro-lakka aktivoituu kosteuden ja syljen vaikutuksesta. Se levittyy ja kiinnittyy kosteisiin hampaisiin.

Valkoinen Clinpro-lakka on alkoholipohjainen muokattu hartsin liuos, joka on makeutettu ksylitolilla. Tuote sisältää 3M:n kehittämä innovatiivista trikalsiumfosfaattia (TCP). TCP:n aineosia toimii kalsium- ja fosfaatti-ionien bioisaatavana lähteenä, kun lakkaa levitetään hampaille. Kalsium- ja fosfaatti-ionit ovat syljen luonnollisia ainesosia, ja niillä on jo pitkään tiedetty edistävän hampaiden pitkäaikaista terveyttä. Valkoinen Clinpro-lakka vapauttaa fluoridaa, kalsiumia ja fosfaattia viivästetysti, 24 tunnin ajan lakan levittämistä.

Lakka toimitetaan kertakäyttöpakkauksissa, jotka sisältävät 0,5 ml (0,5 grammaa) lakkanoinnotta.

KÄYTTÖAIHEET

Valkoinen Clinpro-lakka on 5-persenttien natriumfluoridilakka, joka saa aikaan hampaan juuren pinnan pienten kanavien, dentinihulautusten, mekaanisen vaurioitumisen hampaiden yllерhkkyiden hoitoeissa. Valkoinen Clinpro-lakka edistää hampaiden mineraalivarastojen täyttymistä ja auttaa estämään kariesta.

VASTA-AIHEET
Haavainen ientulehdus ja suutulehdus

HAARUUSTUDET POTILAILLE
Levitä lakkaa vain ohuena kerroksena haluttuun hoitokohtaan, jotta sitä pääsee nieluun. Älä käytä yhtä aikaa muuta lääkärimääräämiä fluoridivalmisteita (eli geelejä tai huuhteita) 24 tunnin kuluessa valkoisen Clinpro-lakan käyttämistä. Fluoridiravitollisia käyttävién lasten on keskeytettävä läisärväiteiden käyttö 2–3 päivän ajaksi hoidon jälkeen. Potilaiden, joiden tiedetään olevan yllерhkkiä luonnonhartsille tai hartsille, on vältettävä tämän tuotteen käyttämistä.

VAROITUSTUDET HAMMASLÄHTEENKILTOILLE
3M:n käyttöturvallisuustiedotteen saa osoitteesta www.3M.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

VAARATIEDOT
Tuote myydään helposti syttyvänä materiaalina. Kun materiaali on kiinnittynyt hampaseen, se ei ole enää helposti syttyvä.

KÄYTTÖOHJEET
Yleiset käyttöohjeet:

1. Tuotteen käyttö ei edellytä ostolääkitystä. Jotta tulos on paras mahdollinen, hampaiden on oltava mahdollisimman puhtaat, mutta valkoista Clinpro-lakkaa voidaan levittää myös alueille, joissa on plakkaa.

2. Avas valkoisen Clinpro-lakan yksikköännospakkaus ja käytä sen koko sisältö. Kaikkien natriumfluoridilakkojen ainesosat voivat erottua säilytyksen aikana, joten muista sekoittaa lakan ainesosat kunnolla käyttämällä mukana toimitettua seivelliä.

3. Levitä tuotetta ohuena kerroksena hampaille mukana toimitetun seiveltimen avulla. Levitä lakka liikutellen seivelliä iossa kaareissa sivuttaisuunnassa. Vältä tuotteen liiallista kosketusta pehmytkudoksiin. Kaikkeä pakkauksessa olevaa lakkaa ei tarvitse levittää hampaille. Levitä lakkaa niin, että se riittää peittämään halutun hoitokohdan ohuena kerroksena.

4. Kun olet levittänyt lakan, neuvo potilasta sulkemaan suunsa, jotta lakka kovettuu. Huuhtelua tai imua heti levittämisen jälkeen ei suositella. Lakka voi näkyä hampaan pinnassa ohuena pinnoitteena. Tuntua saatatta tuntua ohuen pinnoitteen koskettaessaan hoitokohtaa kielellään.

5. Valkoisen Clinpro-lakan vaikutus aika on vähintään 4 tuntia. Jos lakkanpinoitteen annetaan olla rauhasa hampaan pinnalla, se muodostaa kestävän pinnoitteen, joka vapauttaa fluoridaa, kalsiumia ja fosfaattia 24 tunnin ajan.

6. Jotta levitystystä lakasta saadaan mahdollisimman suuri hyöty, neuvo potilasta noudattamaan seuraavia ohjeita:

- Älä harjaa tai puhdistaa hammaslangalla hampaita vähintään neljään tuntiin, mieluiten 24 tuntiin hoitokäsittelyn jälkeen.
- Syö vain pehmeitä ruokia hoidon aikana.
- Älä juo kuumia juomia tai alkoholia (suuvettä) hoidon aikana.
- Kun hoito on ohi, potilas voi poistaa lakan harjaamalla hampaat ja käyttämällä hammaslangaa.

SÄILYTYS JA KÄYTTÖ

Tuote on suunniteltu säilytettäväksi ja käytettäväksi huoneenlämmössä. Tuote säilyy huoneenlämmössä käyttökelpoisena 36 kuukautta. Jos ympäristön lämpötila on jatkuvasti yli 27 °C tai alle 10 °C, tuotteen säilyvyys saattaa heikentyä. Tarkista viimeinen käyttöpäivä tuotteen ulkopakkauksesta.

HÄVITYÄMINEN

Lue tuotteen hävitystä koskevat ohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta www.3M.com tai paikalliselta jälleenmyyjältä).

ASIAKASTIEDOT

Ketään henkilöä ei ole valtuutettu antamaan mitään tuotetta koskevia tietoja, jotka eroavat tässä ohjeessa annetuista tiedoista.

Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän tuotteen saa myydä vain hammaslääkietieteen ammatillainen tai tällaisen ammatillaisen määräyksestä.

TAKUU

3M takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- tai valmistusvirheitä. 3M EI MYÖNÄ MITÄÄN MUUTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT KAUPATTAVUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Käyttäjän vastuulla on määrittää, soveltuuko tuote käyttäjän aikaanra käyttötarkoitukseseen. Jos tuotteessa havaitaan jokin vika sen takuun voimaissalolaisana, käyttäjän on korjauksen hakemiskokine ja 3M:n ainoa velvollisuus on joko korjata kysyneen 3M:n tuote tai vaihtaa se uuteen.

VALTUUNRAJOITUS

Ellei laki toisin määrää, 3M ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tästä tuotteesta, huolimatta siitä, ovatko ne suoria, epäsuoria, erityisiä, satunnaisia tai välillisiä, ja huolimatta väitetystä perusteesta, mukaan lukien takuu, sopimus, huolimattomuus tai seurausvastuu.

DANSK

GENERELLE OPLYSNINGER
3M™ ESPE™ Clinpro™ 5 % natriumfluorid hvid lak er en 22.600 ppm fluoridholdig lak til applicering på emalje og dentin som hjælp til remineralisering, forebyggelse af caries og behandling af hyperfølsomme tænder. Clinpro hvid lak aktiveres af fugt og spyt. Den vil spredes og hæfte på fugtige tænder. Clinpro hvid lak er en alkoholbaseret opløsning af modificeret harpiks. Produktet er sødet med xytilol. Clinpro hvid lak indeholder et innovativt indholdsstof, tri-calciumphosphat (TCP), som kun fås hos 3M. Indholdsstoffet TCP fungerer som kilde til biotilgængelige calcium- og fosfatationer, når lakken appliceres på tænderne. Calcium- og phosphationer forekommer naturligt i spyt og har længe været forbundet med bevarelse af sunde tænder. Clinpro hvid lak afgiver fluorid, calcium og fosfat i 24 timer efter applicering.

Dette produkt leveres i unit-dose pakninger med 0,5 ml (0,5 gram) lak.

INDIKATIONER

Clinpro hvid lak er en 5 % natriumfluoridlak, der frembringer mekanisk ocklusion af dentintubuli ved behandling af hyperfølsomme tænder. Clinpro hvid lak hjælper til remineralisering og forebygger caries.

KONTRAINDIKATIONER
Ulcerativ gingivitis og stomatitis

SIKKERHEDSOPLYSNINGER til patienter
For at begrænse indtagelsen må der kun anvendes en mængde lak, der er tilstrækkelig til at danne en tynd belægning på det ønskede behandlingsområde. Afbryd anvendelse af andre ordnrede fluorpreparater (geler, skyllerveske) i 24 timer efter applicering af Clinpro hvid lak. Barn, som tager fluoridlaksskud, skal undlade at tage tilskud i 2-3 dage efter behandling. Patienter med kendt følsomhed over for kolofonium/harpiks skal undgå dette produkt.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER for klinikpersonale
3M SDS-oplysninger kan findes her www.3M.dk eller ved henvendelse til 3M a/s, tlf. 43480100.

FAREOPLYSNINGER

Produktet er et brændbart materiale. Når materialet har hæftet sig på tænderne, er det ikke længere brændbart.

BRUGSANVISNING

Generel appliceringsvejledning:

1. Der er ikke behov for profylakse. Det bedste resultat opnås, når tænderne er rene, men Clinpro hvid lak kan appliceres, selvom der er plak til stede.

2. Åbn unit-dose pakningen med Clinpro hvid lak, og dispenser hele indholdet. Bland lakken grundigt med applikatorbørsten, da komponenterne i alle natriumfluoridlacker kan skille under opbevaring.

3. Applicer produktet i et tyndt lag på tænderne med den medfølgende børste. Applicer lakken med vandrette bevægelser med børsten. Undgå for megen kontakt med blødtvæv. Det er ikke nødvendigt at anvende al lakken i pakningen. Anvend kun en mængde lak, der er tilstrækkelig til at danne en tynd belægning på det ønskede behandlingsområde.

4. Efter applicering instrueres patienten i at lukke munden for at lade lakken tørre. Det anbefales ikke at skylle og suge umiddelbart efter applicering. Du kan se en tynd belægning på tænderne. Patienten kan mærke den tynde belægning, når tungen føres hen over det behandlede område.

5. Behandlingsperioden for Clinpro hvid lak er mindst 4 timer. Hvis lakken får lov til at sidde uforstyrret, vil den slidstærke belægning afgive fluorid, calcium og fosfat i 24 timer.

6. Den maksimale gavnlige virkning efter applicering opnås, hvis patienten instrueres i at følge nedanstående anvisninger:

- Børst ikke tænder, og brynt ikke tandtråd i mindst 4 timer og helst op til 24 timer efter behandlingen.
- Spis bløde fødevarer i behandlingsperioden.
- Indtag ikke varme drikke eller alkohol (munnskylveske) i løbet af behandlingsperioden.
- Efter behandlingsperioden kan patienten fjerne lakk ved brug af tannbørste og tandtråd.

3. Applicer produktet i et tyndt lag på tænderne med den medfølgende børste. Applicer lakken med vandrette bevægelser med børsten. Undgå for megen kontakt med blødtvæv. Det er ikke nødvendigt at anvende al lakken i pakningen. Anvend kun en mængde lak, der er tilstrækkelig til at danne en tynd belægning på det ønskede behandlingsområde.

4. Efter applicering instrueres patienten i at lukke munden for at lade lakken tørre. Det anbefales ikke at skylle og suge umiddelbart efter applicering. Du kan se en tynd belægning på tænderne. Patienten kan mærke den tynde belægning, når tungen føres hen over det behandlede område.

5. Behandlingsperioden for Clinpro hvid lak er mindst 4 timer. Hvis lakken får lov til at sidde uforstyrret, vil den slidstærke belægning afgive fluorid, calcium og fosfat i 24 timer.

6. Den maksimale gavnlige virkning efter applicering opnås, hvis patienten instrueres i at følge nedestående anvisninger:

- Børst ikke tænder, og benyt ikke tandtråd i mindst 4 timer og helst op til 24 timer efter behandlingen.
- Spis bløde fødevarer i behandlingsperioden.
- Indtag ikke varme drikke eller alkohol (mundskylld) i behandlingsperioden.
- Efter behandlingsperioden kan patienten fjerne lakken med tandbørste og tandtråd.

Dette produkt er beregnet til opbevaring og anvendelse ved stuetemperatur. Holdbarhed ved stuetemperatur er 36 måneder. Omgivende temperaturer, som normalt ligger over 27 °C eller under 10 °C, kan reducere holdbarheden. Se udløbsdatoen på den udvendige emballage.

BORTSKAFFELSE

Se sikkerhedsdatabladet (kan hentes på www.3M.dk eller rekvireres hos 3M a/s, tlf. 43480100) for oplysninger om bortskaffelse.

KUNDEINFORMATION

Ingen må give oplysninger, som afviger fra oplysningerne i denne brugsanvisning.

Forsigtig: Ifølge amerikansk lovgivning må dette produkt udelukkende sælges af eller på ordning fra en tandlæge.

GARANTI

3M garanterer, at dette produkt er fri for mangler i materiale og forarbejdning. 3M GIVER INGEN ANDRE GARANTIER, HERUNDER UNDERFÖRTÄDDA GARANTIER FÖR SÄLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Brugeren er ansvarlig for at beslutte, om produktet er egnet til den ønskede brug. Hvis produktet er defekt inden for garantiperioden, er din eneste beføjelse og 3M's eneste forpligtelse at reparere eller ombytte 3M-produktet.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Medmindre det er forbudt i henhold til gældende lovgivning, er 3M ikke ansvarlig for tab eller skader i forbindelse med dette produkt, hverken direkte, indirekte, særlige eller tilfældige skader eller følgeskader, uanset hvilken retstøtte der anvendes, herunder garanti, aftale, uagtet somværelse eller objektivet ansvar.

NORSK

GENERELL INFORMASJON
3M™ ESPE™ Clinpro™ 5 % natriumfluorid hvit lakk er en 22 600 ppm fluoridholdig lakk til applicering på emalje og dentin som hjelp til remineralisering, forebyggelse av karies og behandling av overfølsomme tenner. Clinpro hvit lakk aktiveres av fukt og spytt. Den sprer utover og festes til fuktige tenner.

Clinpro hvit lakk er en alkoholbaseret oppløsning med modificert kolofonium (harpiks). Produktet er søtet med xytilol. Clinpro hvit lakk inneholder det innovative innholdsstoffet trikalsiumfosfat (TCP), som utelukkende er tilgjengelig fra 3M. Innholdsstoffet, TCP, er en kilde for biotilgjengelig kalsium og fosfationer, når lakken appliceres på tennene. Kalsium- og fosfationer forekommer naturlig i spytt og har lenge vært forbundet med å ivareta friske tenner. Clinpro hvit lakk frigir fluorid, kalsium og fosfat i 24 timer etter applicering.

Dette produktet leveres i pakninger med 0,5 ml (0,5 gram) lakk.

INDIKASJONER

Clinpro hvit lakk er en 5 % natriumfluorid-lakk som skaper mekanisk oklusjon i dentintubuli ved behandling av overfølsomhet i tennene. Clinpro hvit lakk støtter remineralisering og bidrar til å forebygge karies.

KONTRAINDIKASJONER

Ulcerøs gingivitt og stomatitt

FORSIKTIGHETSINFORMASJON for pasienter
Svelging av produktet må begrenses ved kun å bruke nok lakk til å danne et tynt belegg på ønsket behandlingsområde. Stans bruken av andre reseptbelagte fluoridpreparater (dvs. geler, skylløsninger) i 24 timer etter applicering av Clinpro hvit lakk. Barn som tar fluoridlaksskud, bør ikke ta disse i 2–3 dager etter behandling. Pasienter med kjent følsomhet overfor kolofonium (harpiks) bør unngå dette produktet.

FORSIKTIGHETSINFORMASJON for tannlegepersonell
Sikkerhetsdatablader fra 3M kan skaffes fra www.3M.com eller ved å kontakte 3M Norge AS.

FAREINFORMASJON

Produktet er brannfarlig materiale. Når materialet er festet til tannen, er ikke produktet brannfarlig lenger.

BRUKSANVISNING

Generelle appliceringsinstruksjoner:

1. Profylakse er ikke nødvendig. Best resultat oppnås når tennene er rene, men Clinpro hvit lakk kan appliceres selv om det er plakk til stede.

2. Åpne pakningen med Clinpro hvit lakk og dispenser alt innholdet. Bruk applikatorpenselen til å blande lakken grundig, siden komponenter i all natri

MAGYAR

ÁLTÁLÁNOS INFORMÁCIÓK
A 3M™ ESPE™ Clinpro™ fehér védőlakk 5% nátrium-fluoridral egy 22 600 ppm fluoridat tartalmazó védőlakk, amely a fogzománcban és a dentinien alkalmazva segíti az újrásaványosodást, a fogszuvasodás megelőzését, valamint a túlérzékeny fogak kezelését. A Clinpro White Varnish a nedvesség és a nyál aktíválja. A nedves fogakon terjed szét, és tapad rá azokra. A Clinpro White Varnish a módosított gyanta alkolohalappalú oldata. A termék kivittallal édesítették. A Clinpro White Varnish egy innovatív összetétel, trikalcinum-foszfatot (TCP) tartalmaz, melyet kizárólag a 3M kínál az Ön számára. A védőlakk fogakra való felvitelét követően a TCP összetevő biológiai hasznáslatú kalcium- és foszfátionforrásként szolgál. A kalcium- és foszfátionok a nyál természetes összetevői, és hozzájárulnak a fogak egészségének fenntartásához. A Clinpro White Varnish egy hosszú felszabadulási idejű formulációval rendelkezik, melyből az alkalmazást követő 24 órában szabadul fel a fluorid, a kalcium és a foszfát.

A termék egysegynyi, 0,5 ml-es (0,5 g-os) védőlakkbevonat-adagokat tartalmazó csomagolásban kerül kiszerezésre.

AVALLATOK

A Clinpro White Varnish egy 5%-os nátrium-fluorid védőlakk, amely a fogtúlérzékenységek kezelése során mechanikusan zárja el a dentinicsatornákat. A Clinpro fehér védőlakk támogatja az újrásaványosodást és segíti a fogszuvasodás megelőzését.

ELLENÁVALLATOK

Fekélyes fogínygyulladás és szájgyulladás esetén.

ÖVINTÉZKEDÉSI INFORMÁCIÓK a betegek számára

A lenyelés korlátozása érdekében csak a kezeli kívánt terület vékony rétegű bevonásához elegendő mennyiségű védőlakkot használjon. A Clinpro White Varnish alkalmazását követően 24 órára fűggesse fel az egyéb, orvosi rendelvényre kapható fluoridkészítmények (azaz gélek és szájjáblítrók) használatát. A fluoridtartalmú kiegészítő készítményekel szedő gyermekeknek a kezelés után 2–3 napra abba kell hagyniuk az ilyen kiegészítő készítmények alkalmazását. A gyantával/ kolofóniummal szemben ismert túlérzékeny betegeknek kerülniük kell a termék használatát.

ÖVINTÉZKEDÉSI INFORMÁCIÓK a fogászati személyzet számára

A 3M biztonsági adatai alapján a www.3M.com címről vagy a vállalat helyi leányvállalatától szerezhetők be.

VESZÉLYESSÉGI INFORMÁCIÓK

A jelen termék értékesítési formájában gyúlékony anyag. Az anyag és a fogak érintkezését követően a termék a továbbiakban nem gyúlékony.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Általános alkalmazási utasítások:

- Megelőzésre nincs szükség. A legjobb eredmények minimálisam megítáztított fogakon érhetők el, ami a Clinpro White Varnish a ledépések helyekre is felvihető.
- Nyissa ki az egysegynyi adag Clinpro White Varnish tartalmazó csomagolást, és annak teljes tartalmát ossza el. A felvívécsezt segítségével alaposan keverje össze a védőlakkot, mivel a nátrium-fluoridat tartalmazó lakkok összetevői a tárolás során szétválhatnak.
- A biztosított esettel vékony rétegben vigye fel a terméket a fogak felszínére. A védőlakk felvitelét vízszintes, persp ecsevtónásokkal végezze. Kerülje a túlzottt érintkezést a légyszózzvettel. Nem kell felhaználnia az összes védőlakkot. Csak a kezelni kívánt terület vékony rétegű bevonásához elegendő mennyiségű védőlakkot használjon el.
- Alkalmazás után kérje meg a beteget, hogy csukja be a száját a védőlakk megkötéséhez. A felvitel után azonnali öblítés vagy szívás nem ajánlott. Előfordulhat, hogy a vékony bevonat szemmel is látható a fogak felszínén. A beteg érezheti a vékony bevonatot, amkor a nyelvet végigfuttatja a kezelt területen.
- A Clinpro White Varnish végzett kezelés ideje legalább 4 óra. A zavartalanul hagyott tartós bevonatból 24 óráig folyamatosan szabadul fel a fluorid, a kalcium és a foszfát.

- Kérjük, az alkalmazás utáni lehető leghőg előny kielvezése érdekében kérje meg a beteget, hogy tartsa be az alábbiakat:
 - A kezelés után legalább 4 órán át (de leginkább 24 órán át) ne mossa fogát és ne fogszímezzen.

- A kezelési idószak alatt fogata élelmiszereket fogyasztson.
 - A kezelési idószak alatt ne fogyasszon meleg italokat vagy alkoholt (szájjáblítrók).
 - A kezelési idószak után a beteg fogmosással vagy fogszímezéssel eltávolíthatja a védőlakkot.
- TÁROLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS**
- A jelen termék szobahőmérsékleten történő tárolása és felhasználása készült. A szoba-hőmérsékletű eltarthatósága 36 hónap. A 27 °C-ot/80 °F-ot rutinszerűen meghaladó, vagy a 10 °C-ot/50 °F-ot rutinszerűen el nem éró környezeti hőmérséklet csökkentheti az eltarthatóságot. A lejárati dátumért lásd a külső csomagolágot.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az ártalmatlanításra vonatkozó információért lásd a biztonsági adatlapot (a www.3M.com címen vagy a vállalat helyi leányvállalatán keresztül érhető el).

FOGÁSZTÓI INFORMÁCIÓK

A jelen utasításokat tartalmazó dokumentumban szereplő információktól eltérő információk szolgáltatása semmilyen személy számára sem engedélyezett.

Vigyzát: Az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvényeinek érteleben a jelen eszék kizárólag fogászati szakember által vagy fogászati szakember megrendelésére értékesíthető.

JÓTÁLLÁS

3M vállalat szavatolja, hogy a jelen termék anyag- és gyártási hibáktól mentes. A 3M VÁLLALAT NEM VÁLLAL TÖVÁBBI JÓTÁLLÁST, IDERTVE AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY EGY BIZONYOS CELRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMÉZETT JÓTÁLLÁST. A felhasználó felelőssége eldönteni, hogy a termék megfelel-e a felhasználó által kívánt alkalmazásra. A termék jóttállási idószak alatt megvesztéséért az Ön kizárólagos jogvonalata és a 3M vállalat kizárólagos kötelezettsége a 3M termék javítása vagy cseréje.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A törvény által tiltott esetek kivételével a 3M vállalat nem vállal felelősséget semmilyen, a jelen termékből fakadó következmény, közvetett, különleges, véletlenszerű vagy következményes károkozásért vagy károkok, tekintet nélkül a felhózott érvekre, ideértve a jóttállást, a szerződést, a gondatlanságot és az objektív felelősséget.

POLSKI

INFORMACJE OGÓLNE

Lakier zawierający 5% fluorku sodu Clinpro™ White Varnish 3M™ ESPE™ to preparat z fluorkiem o stężeniu 22 600 ppm, nakładany na szkliwo i zębiny, aby wesprzeć remineralizację, zapobieganie próchnicy i leczenie nadwrażliwości zębów. Clinpro White Varnish aktywuje się w kontakcie z wilgocią i śliną. Lakier rozprzestrzenia się i przylega do wilgotnych zębów. Clinpro White Varnish jest alkoholowym roztworem zmodyfikowanej kalafonii. Produkt jest słodzony ksylitolem. Clinpro White Varnish zawiera innowacyjny fosforan trójwapienny (TCP), który stosowany wyłącznie w produktach 3M. Po nałożeniu na zęby składnik ten służy jako źródło biologicznie dostępnego sodu, wapnia i fosforanu. Jony wapnia i fosforanu to naturalnie występujące składniki śliny, które od dawna utożsamia się z utrzymaniem zdrowych zębów. Clinpro White Varnish to preparat cechujący się przedłużonym uwalnianiem fluorku, wapnia i fosforanu przez 24 godziny po nałożeniu.

Produkt jest dostarczany w opakowaniach jednostkowych zawierających 0,5 ml (0,5 g) lakieru.

WSKAZANIA

Clinpro White Varnish to preparat zawierający 5% fluorku sodu, prowadzący do mechanicznego zamknięcia kanału zębinywnych zębinywnych w leczeniu nadwrażliwości zębów. Lakier Clinpro White Varnish wspomaga remineralizację oraz pomaga zapobiegać próchnicy.

PRZECIWWSKAZANIA

Wzróżdziejące zapalenie dziąseł i zapalenie jamy ustnej

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI dla pacjentów

W celu ograniczenia ilości pokniętego preparatu należy stosować tylko taką ilość lakieru, aby uzyskać cienką warstwę w miejscu poddawanych zabiegowi. Pacjent powinien zaprzestać stosowania innych przepisanych preparatów fluorkowych (np. zębne, płyny do płukania) na 24 godziny po nałożeniu lakieru Vanish. U dzieci przyjmujących suplementy zawierające fluorek należy przerwać stosowanie tych środków na 2-3 dni po zabiegu. U pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kalafonię należy unikać niniejszego produktu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI dla personelu stomatologicznego

Karte charakterystyki substancji niebezpiecznej 3M można uzyskać pod adresem www.3M.com lub w miejscowej filii firmy.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

Dostarczany produkt jest materiałem fatwopalnym. Po nałożeniu na zęby produkt nie jest już łatwopalny.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Ogólne instrukcje nakładania:

1. Profilaktyka nie jest konieczna. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy minimalnie oczyścić zęby, aczkolwiek Clinpro White Varnish można stosować w miejscach, gdzie znajduje się płytka nazębna.

2. Otworzyć jednorazowe opakowanie Clinpro White Varnish i wyszcinać całą zawartość. Użyć pedzelka, aby dokładnie wymieszać lakier, gdyż podczas przechowywania poszczególne składniki lakierów zawierających fluorek sodu mogą ulec rozdzieleniu.

3. Nanieść cienką warstwę produktu na powierzchnię zębów za pomocą dostarczonego pedzelka. Nakładac lakier poziomymi pociągnięciami pedzelka. Unikać nadmiernego kontaktu z tkankami miękkimi. Nie jest konieczne, aby zużył całość lakieru. Stosować tylko tyle lakieru, aby stworzyć cienką warstwę w miejscu poddawany zabiegowi.

4. Po nałożeniu pacjent powinien zamknąć usta, aby utrwalił lakier. Płukanie lub odsysanie natychmiast po nałożeniu nie jest zalecane. Można zaobserwować cienką warstwę na zębach. Pacjent może poczuć cienką powłokę, dotykając miejsce nałożenia lakieru językiem.

5. Czas zabiegu w przypadku Clinpro White Varnish wynosi ok najmniej 4 godziny. Pozostawiona trwata powłoka będzie uwalniać fluorek, wapń i fosforan przez 24 godziny.

6. W celu zapewnienia maksymalnych korzyści po nałożeniu prosimy o poinstruowanie pacjenta, aby postępował zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie szczotkować zębów ani nie stosować nici dentystycznej przez co najmniej 4 godziny, a najlepiej przez 24 godziny po zabiegu.
- W tym czasie należy spożywać pokarmy o miękkiej konsystencji.
- W tym czasie nie należy spożywać gorących napojów ani alkoholu (płyny do płukania ust).
- Po upływie czasu zabiegu pacjent może usunąć lakier poprzez zczotkowanie zębów i zastosowanie nici dentystycznej.

PRZECHOWYWANIE I UŻYCIE

Ten produkt należy przechowywać i stosować w temperaturze pokojowej. Okres przechowywania w temperaturze pokojowej wynosi 36 miesięcy. Temperatura otoczenia stałe powyżej 27°C/80°F lub poniżej 10°C/50°F może skrócić okres przydatności. Data ważności znajduje się na opakowaniu zewnętrznym.

UTYLIZACJA

Informacje dotyczące utylizacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (dostępna na stronie www.3M.com lub w miejscowej filii firmy).

INFORMACJA DLA KLIENTA

Nikt nie jest upoważniony do udzielania informacji niezgodnych z informacjami zawartymi w tej instrukcji.

Uwaga: Prawo federalne w Stanach Zjednoczonych ogranicza sprzedaż tego wyrobu do sprzedaży przez lub na zamówienie stomatologów.

GWARANCJA

Firma 3M gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI, W TYM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOROZUMIANYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CEŁÓW. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktu w konkretnym przypadku. W przypadku stwierdzenia wady produktu w okresie gwarancyjnym, wyłącznym zadaniem klienta i klienta i wyłącznym zobowiązaniem firmy 3M jest naprawa lub wymiana produktu firmy 3M.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ile nie stoi to w sprzeczności z prawem, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikłe z użycia produktu, w tym bezpośrednie, pośrednie, specjalne, zamierzone lub przypadkowe, bez względu na podany, zawierzone, gwarancje, umowę, zaniebdanie lub całkowitą odpowiedzialność.

ROMÂNĂ

INFORMAȚII GENERALE

Lacul alb 3M™ ESPE™ Clinpro™ 5% Sodium Fluoride White Varnish este un lac cu 22.600 ppm fluoruri pentru aplicarea pe smalt și dentină pentru a susține remineralizarea, a ajuta la prevenirea carililor și în tratamentul hipersensibilității dentare. Lacul Clinpro White Varnish este activat de umiditate și salivă. Acesta se va distribui pe dentură și va adera pe dinții umide.

Lacul Clinpro White Varnish este o soluție pe bază de alcool cu rășină modificată. Produsul este indicat cu xilitol. Lacul Clinpro White Varnish conține un ingredient fosfat tricalcic (TCP) inovator, produs exclusiv de 3M. Ingredientul TCP este utilizat ca sursă de fosfat bioactiv și ionii de fosfat sunt componente produse în mod natural în salivă, asociate de mult timp cu menținerea sănătății dentare. Lacul Clinpro White Varnish are o formulă cu eliberare prelungită care eliberează fluor, calciu și fosfat timp de 24 de ore de la aplicare.

Acest produs este furnizat în ambalaje unidoză ce conțin 0,5 ml (0,5 g) de lac de acoperire.

INDICAȚII

Lacul Clinpro White Varnish este un lac cu 5% fluorură de sodiu care produce ocuzia mecanică a micro-tuburilor dentinare în tratamentul hipersensibilității dentare. Clinpro White Varnish susține remineralizarea și contribuie la prevenirea carilor.

CONTRAINDICAȚII

Gingivită ulcerativă și stomatită

INFORMAȚII PRIVIND MĂSURIILE DE PRECAUȚIE pentru pacienți

Pentru a limita ingerarea, utilizați doar o cantitate de lac suficientă pentru a aplica un strat subțire pe zona de tratament vizată. Întrerupeți utilizarea alor preparate cu fluor (adică geluri, soluții pentru clătire) pe bază de prescripție timp de 24 de ore de la aplicarea lacului Clinpro White Varnish. Copii care iau suplimente cu fluor trebuie să întrerupă utilizarea acestora timp de 2-3 zile după tratament. Pacienții cu sensibilitate cunoscută la colofoniu/rășină trebuie să evite acest produs.

INFORMAȚII PRIVIND MĂSURIILE DE PRECAUȚIE pentru personalul cabinetului stomatologic

Informațiile despre fișele tehnice de securitate 3M pot fi obținute de pe site-ul www.3M.com sau puteți contacta filiala locală.

INFORMAȚII PRIVIND PERICOLELE

Acest produs, așa cum este comercializat, este un material inflamabil. După ce materialul a aderat pe dinți, produsul nu mai este inflamabil.

(TCP) inovator, produs exclusiv de 3M. Ingredientul TCP este utilizat ca sursă de fosfat bioactiv și ionii de fosfat sunt componente produse în mod natural în salivă, asociate de mult timp cu menținerea sănătății dentare. Lacul Clinpro White Varnish are o formulă cu eliberare prelungită care eliberează fluor, calciu și fosfat timp de 24 de ore de la aplicare.

Acest produs este furnizat în ambalaje unidoză ce conțin 0,5 ml (0,5 g) de lac de acoperire.

INDICAȚII

Lacul Clinpro White Varnish este un lac cu 5% fluorură de sodiu care produce ocuzia mecanică a micro-tuburilor dentinare în tratamentul hipersensibilității dentare. Clinpro White Varnish susține remineralizarea și contribuie la prevenirea carilor.

CONTRAINDICAȚII

Gingivită ulcerativă și stomatită

INFORMAȚII PRIVIND MĂSURIILE DE PRECAUȚIE pentru pacienți

Pentru a limita ingerarea, utilizați doar o cantitate de lac suficientă pentru a aplica un strat subțire pe zona de tratament vizată. Întrerupeți utilizarea alor preparate cu fluor (adică geluri, soluții pentru clătire) pe bază de prescripție timp de 24 de ore de la aplicarea lacului Clinpro White Varnish. Copii care iau suplimente cu fluor trebuie să întrerupă utilizarea acestora timp de 2-3 zile după tratament. Pacienții cu sensibilitate cunoscută la colofoniu/rășină trebuie să evite acest produs.

INFORMAȚII PRIVIND MĂSURIILE DE PRECAUȚIE pentru personalul cabinetului stomatologic

Informațiile despre fișele tehnice de securitate 3M pot fi obținute de pe site-ul www.3M.com sau puteți contacta filiala locală.

INFORMAȚII PRIVIND PERICOLELE

Acest produs, așa cum este comercializat, este un material inflamabil. După ce materialul a aderat pe dinți, produsul nu mai este inflamabil.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Instrucțiuni generale de aplicare:

1. Profilaxia nu este necesară. Pentru rezultate optime, dinții au nevoie de o curățare minimă, însă lacul Clinpro White Varnish poate fi aplicat și peste placa bacteriană.

2. Desfaceți ambalajul unidoză al lacului Clinpro White Varnish și scoateți țip pentru conținutul. Utilizați pensula aplicatoare pentru a amesteca bine lacul, deoarece componentele tuturor lacurilor cu fluorură de sodiu se pot separa pe durata depozitării.

3. Aplicați produsul în strat subțire pe dinți folosind pensula furnizată. Aplicați lacul prin mișcări orizontale ale pensulei. Evitați contactul excesiv cu țesuturile moi. Nu este necesar să utilizați tot lacul furnizat. Utilizați o cantitate suficientă de lac pentru a obține un strat subțire pe zona de tratament vizată.

4. După aplicare, recomandați pacientului să închidă gura pentru fixarea lacului. Clătirea sau aspirația imediat după aplicare, nu este recomandată. Este posibil să observați un strat subțire pe dinți. Pacientul poate simți acest strat subțire atunci când îi trece limba peste zona tratată.

5. Perioada de tratament pentru lacul Clinpro White Varnish este de minimum 4 ore. Dacă este lăsat să acționeze, stratul durabil va continua să elibereze fluor, calciu și fosfat timp de 24 de ore. Pentru a obține beneficii maxime după aplicare, recomandați pacientului să urmeze instrucțiunile de mai jos:

- Nu periați dinții și nu folosiți ajei dentară timp de cel puțin 4 ore și de preferință timp de până la 24 de ore după tratamen.
- Consumați alimente moi pe perioada tratamentului.
- Nu consumați băuturi fierbinți sau alcool (soluții pentru clătirea gurii) pe perioada tratamentului.
- După perioada de tratament, pacientul poate îndepărta lacul prin periaj și folosirea ajei dentare.

PĂSTRARE ȘI UTILIZARE

Acest produs trebuie păstrat și utilizat la temperatura ambiantă. Durata de valabilitate la temperatura ambiantă este de 36 de luni. Temperaturile ambiante care sunt frecvent peste 27 °C/80 °F sau sub 10 °C/50 °F pot reduce durata de valabilitate a produsului. Consultați ambalajul exterior pentru data expirării.

ELIMINARE

Consultați fișa tehnică de securitate (disponibilă pe www.3M.com sau la filiala locală) pentru informații despre eliminare.

INFORMAȚII PENTRU CLIEȚI

Nimeni persoană nu este autorizată să furnizeze alte informații decât cele furnizate în această fișă cu instrucțiuni.

Atenție: Legislația federală din S.U.A. restricționează distribuirea acestui produs de către un medic stomatolog sau la comanda acestuia.

GARANȚIE

3M garantează acest produs ca fiind fără defecte de material și de manipulare. 3M NU OFERĂ ALTE GARANȚII, INCLUSIV ORICE GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Utilizatorul este responsabil pentru determinarea caracterului adecvat al produsului pentru aplicarea respectivă. Dacă acest produs se defectează în perioada de garanție, soluția dvs. exclusivă și unica obligație care îi revine companiei 3M va fi repararea sau înlocuirea produsului 3M.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Cu excepția cazurilor în care legea interzice acest lucru, 3M nu va fi făcută responsabilă pentru nicio pierdere sau daună care poate apărea în urma utilizării acestui produs, fie ea directă, indirectă, specială, incidentală sau de consecință, indiferent de teoria invocată, inclusiv bazată pe garanție, contract, neglijență sau răspundere obiectivă.

SLOVENSKY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Biely lak 3M™ ESPE™ Clinpro™ s 5 % fluoriidu sodného je lak určený na aplikáciu na sklovinu obsahujúci 22 600 ppm fluoriidu

a dentín, ktorý pomáha pri remineralizácii, podporuje prevenciu zubného kazu a ošetruje precitlivčité zuby. Biely lak Clinpro sa aplikuje na zdravé a sliam. Rozprostrie sa po povrchu vlhkých zubov a príne k nim. Biely lak Clinpro je alkoholový roztok modifikovanej živice. Produkt je osladený xylitolom. Biely lak Clinpro obsahuje inovatívnu prísladu trikalciumpfosfát (TCP), ktorú vyhrádne dodáva spoločnosť 3M. Prísada TCP slúži po nanesení laku na zuby ako zdroj biologicky dostupných vápníkových a fosfátových iónov. Ióny vápnika a fosforečnanu tvoria prirodzené zložky sliny, ktoré sa už dlo spájajú s udržiavaním zdravých zubov. Zloženie Biely lak Clinpro podporuje predĺžené uvoľňovanie, vďaka ktorému sa fluór, vápnik a fosfát uvoľňujú počas 24 hodín po aplikácii.

Tento produkt sa dodáva v baleníach jednotkovej dávky obsahujúcich 0,5 ml (0,5 gramu) laku.

INDIKÁCIE

Biely lak Clinpro je lak s 5 % fluoriidu sodného, ktorý spôsobuje mechanické uzavretie dentinových tubulov pri liečbe precitlivenosti zubov. Biely lak Clinpro podporuje remineralizáciu a pomáha predchádzať zubnému kazu.

KONTRAINDIKÁCIE

Ulcerozná gingivitída a stomatitída

PREVENTÍVNE INFORMÁCIE pre pacientov

Aby sa znížila možnosť poškôti, používajte iba množstvo laku dostatočné na vytvorenie tenkého povlaku na požadovanej ošetrovanej oblasti. Počas 24 hodín po aplikácii Biely lak Clinpro

vyššie uvedené ďalších predpisných fluoriidových prípravkov (t.j. gélov, fluoridových pastiek, horizontálnymi gíbi. Izogubaje se prekomeromno dotiku z mehkím tkaním). Pri nanosu ni treba porabiť celotne glazure. Uporabite le toliko glazure, da je bo dovolj za tanko oblogo na zelenem predelu za zdravljenje.

3. Tanpo nanosu naročite bolniku, naj zapre usta, da se glazura posuši. Splakovanje ani sesanje tanko po nanosu ni priporočeno. Na zobeh bo lahko vida tanka obloga. Bolnik lahko med otipavanjem zdravljenjave predela z jezikom čuti tanko oblogo.

4. Obdobje zdravljenja z glazuro Clinpro White traja najmanj 4 ure. Če ostane nanos nedotaknjen, bo trajnostna obloga naslednjih 24 ur sproščala fluorid, kalcij in fosfat.

6. Za doseganje najboljših rezultatov po nanosu naročite bolniku, naj v naslednje slevetla navodila:

INFORMÁCIE O RIZIKU

Tento produkt je pred použitím hořlavý materiál. Keď materiál príle k zubom, tento produkt už nie je hořlavý.

NAVÓD NA POUŽITIE

Všeobecné pokyny pre aplikáciu:

- Nie je nutná profylaxia. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku by sa zuby mali aspoň vyčistiť, ale Biely lak Clinpro je možné nanášať aj tam, kde je prítomný povlak.
- Otvorte balenie jednotkovej dávky Biely lak Clinpro a vytlačte celý obsah. Pomocou aplikáčného štetca lak dôkladne premiešajte, pretože zložky všetkých lakov s fluoriidom sodným sa počas skladovania môžu oddeliť.
- Naneste na zuby tenkú vrstvu tohto produktu pomocou dodaného štetca. Lak nanášajte dlhšími horizontálnymi ťahmi štetca. Vyvarujte sa nadmerného kontaktu s mäkkým tkanivom. Nie je nutné použiť všetok dodaný lak. Použite iba množstvo laku dostatočné na vytvorenie tenkého povlaku na požadovanej ošetrovanej oblasti.

4. Po nanesení produktu inštruujte pacienta, aby zavrel ústa, než dôjde k stuhnutiu laku. Vypalchovanie alebo odsávanie bezprostredne po aplikácii sa nedoporuča. Na zuboch môžete vidieť tenký povlak. Pacient môže tento tenký povlak cítiť, keď prechádza ošetrovanú oblasť jazykom.

5. Dĺžka ošetrorenia je v prípade Biely lak Clinpro minimálne 4 hodiny. Keď je trvanlivý povlak ponechaný v pokoji, bude ďalej uvoľňovať fluór, vápnik a fosfát počas 24 hodín.

6. Aby sa po aplikácii laku dosiaho maximálne využitie, inštruujte, prosím, pacienta, aby dodržiaval nižšie uvedené pokyny:

- Nečistite zuby kefkou ani zubnou nitou minimálne 4 hodiny a najlepšie až 24 hodín po ošetrení.
- Počas ošetrorenia jedzte mäkké jedlá.
- Počas ošetrorenia nepožívajte teple nápoje ani alkohol (ústne vody).
- Po skončení ošetrorenia môže pacient lak odstrániť zubnou kefkou a zubnou nitou.

USKLADNENIE A POUŽITIE

Tento produkt je určený na uskladnenie a použitie pri izbovej teplote. Lehota použiteľnosti pri izbovej teplote je 36 mesiacov. Uchovávanie pri okolitej teplote pohybujúcej sa bežne nad 27 °C/80 °F alebo pod 10 °C/50 °F môže skladovaci lehotu produktu skrátiť. Dátum expirácie je uvedený na vonkajšom obale.

LKIVIDÁCIE

Informácie o likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov (k dispozícii na webe www.3M.com alebo ju získate prostredníctvom miestnej pobočky).

INFORMÁCIE PRE ZÁKÁZNIKOV

Znáda osoba nie je oprávnená poskytovat akékoľvek informácie odlišné od informácií uvedených v tomto návode.

Upozornenie: Federálne zákony USA obmedzujú predaj tohto prostriedku na stomatológa alebo na základe objednávky stomatológa.

ZÁRUKA

Spoločnosť 3M sa zaručuje, že na tomto produkte sa nebudú vyskytovať materiálové ani výrobné chyby. SPOLČNOST 3M NEDAVA ŽADNE INE ZÁRUKY VRÁTANE AKYCHKOLVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHDNOSTI NA KONKRETNÝ ÚČEL. Používatel je zodpovedný za určenie vhodnosti produktu na konkrétne použitie. Ak sa pri tomto výrobku počas záručnej lehoty prejaví chyba, vašim výlučným opravným prostriedkom a jedinou povinnosťou spoločnosti 3M bude oprava alebo výmena výrob

HOIDMINE JA KASUTAMINE
Preparaati tuleb kasutada ka kasutatada toatemperatuuril. Kõlblikkuseeg on toatemperatuuril 98 kuud. Kõlblikkuseaga võib lühendada ümbritseva keskkonna temperatuur, mis on sageli kõrgem kui 27 °C või madalam kui 10 °C. Kõlblikkusaeg on trükitud välispakendile.

KASUTUSEL KÕRVALDAMINE
Kasutades kõrvaldastite puudulava teabega tutvumiseks vaadake ohutuskaarti (esedajal veebilehel www.3M.com või küsige piirkondlikust tütarettevõttest).

KLIENDITEAVE

Kellelgi ei ole volitusi anda selles infolehes sisalduvast teabest erinevat teavet.

Tähelepanu! Ameerika Ühendriikide föderaalseadus lubab seia meditsiinsivahendit müüa üksnes hambaravispetsialistil või hambaravispetsialisti tellimusel.

GARANTII
3M garanteerb, et sellel tootel puuduvad materjali- ja tootmisvead. 3M EI ANNA ÜHTEGI TEIST GARANTIID, SEALHULGAS KAUPADE OSTEVAEGE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE MIS TÄHES KAUSDEST GARANTIIID. Toote konkreetses kasutuses sobivuse kindlaksmääramise eest vastutab kasutaja. Kui toode ostute garantiipeatuse ajal vigaseks, on teie ainus kahju hüvitamise vahend j ettevõtte 3M ainukohustus parandada või asendada ettevõtte 3M toode.

PIIRATUD VASTUTUS

Välja arvatud seadusega keelatud juhud, ei vastuta 3M sellest tootest tuleneva ohtuse, kaude, erakorralise, juhusliku või kasava mis tahes kahju mi vasteta eest, olenemata selle väidetavast õiguslikust alusest, sealhulgas garantii, lepingi, hooletus või absoluutne vastutus.

LATVIEŠU

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

3M™ ESPE™ Clinpro™ 5 % nātrija fluorida baltā laka satur 22 600 ppm fluorida un paredzēta uzklāšanai emaljās un dentīna virsmās, remineralizācijas uzlabošanai, kariesa profilaksei un hipersensitīvību zobu ārstēšanai. Mitrumā ir siekalās veidojas labāka fluoriidu jonu aktivizācija. To uzklāj viegli mitrām zobu virsmām, tad veidojas labāka adhēzija. Laka ir modificētu sveķu – spirta bāzes šķīdums Izstrādājums ir saldināts ar ksilitolu. Laka satur inovatīvu trikalciya fosfātu (TCP), vielu, kuru ražo tikai 3M. trikalciya fosfāts ir bioloģisks savienojums un zoba virsmas pastiprināti izdala kalciju un fosfātu jonus. Kalcija fosfāta joni ir dabiski siekalu komponenti, kas jau sen tiek saistīti ar veselu zobu uzturēšanu. Lakas darbības laiks: 24 stundas pēc uzklāšanas tā izdala fluoriidu, kalciju un fosfātu.

Ražotājs izstrādājumu piedāvā devas vienības paciņās, kurās ir 0,5 ml (0,5 grami) laka pārklājuma.

INDIKĀCIJAS

5 % nātrija fluorida laka, kas veido mehānisku dentīna kanālu noslēgšanu, pastiprināta zobu jutīguma ārstēšanai. Clinpro baltā laka veicina remineralizācijas procesu un palīdz kariesa profilāksē.

KONTRINDIKĀCIJAS

Ulceratīvs gingivīts un stomatīts.

INFORMĀCIJA PAR PIESARĪŽĪBAS PASĀKUMIEM

Lai ierobežotu lakas norišanas iespēju, izmantojiet vien tik daudz lakas, lai vēlamajā apstrādes zonā veidotos plāns pārklājums. Pēc Clinpro baltās lakas uzklāšanas 24 stundas nelietojiet citus izraskstius fluoriida preparātus (piemēram, gēlus, skalošanas līdzekļus). Bērniem, kas lieto fluoriida produktus, to lietošana jāpārtrauc nākamās 2–3 dienas pēc apstrādes. Ne šīs izstrādājuma izmantošanas jāizvairās pacientiem, kam ir zināma alerģija pret kolofoņiju.

INFORMĀCIJA PAR PIESARĪŽĪBAS PASĀKUMIEM zobārstniecības speciālistiem

3M materiālu drošuma datus var uzziņāt vietnē www.3M.com vai saziņā ar vietējo pārstāvisību.

INFORMĀCIJA PAR BĪSTĀMĪBU

Pārdotās šīs izstrādājuma ir uzliesmojošs materiāls. Tiklīdz pacienta piesaistīties zobiem, šīs izstrādājums vairs nav uzliesmojošs.

LĪETOŠANAS PAMĀCĪBA

Vispārīgā norādījumi par uzklāšanu

1. Profikske nav vajadzīga. Lai nodrošinātu labākos iespējamos rezultātus, zobiem jābūt minimāli tīriem, taču Clinpro balto laku var uzklāt arī zonām ar aplikumu.

2. Atveriet paciņu ar Clinpro baltās lakas devas vienību un izspiediet visu saturu. Ar uzklāšanas birstīti rūpīgi samaisiet laku, jo visas nātrija fluoriida laka sastāvdaļas glabāšanas gaitā varētu būt atslāpojušās.

3. Ar komplektā ievietoto birstīti izstrādājumu plānā kārtīgi uzklājiet uz zobiem. Uzklājiet laku ar plāsiem horizontāliem birstītes triepieniem. Izvairieties no pārmērīgas saskares ar mīkstajiem audiem. Nav obligāti jāizieto visa laka no paciņas. Izmantojiet vien tik daudz lakas, lai vēlamajā apstrādes zonā veidotos plāns pārklājums.

4. Pēc uzklāšanas lūdziet pacientam aizvērt mūti, lai laka nostabilizētos. Uzreiz pēc uzklāšanas nav ieteicams ne skatot, ne atskūknēt. Uz zobiem varētu saskārt plānu pārklājumu. Apstrādāto zobu mīkstajiem audiem, pacients šo plāno kārtīgu varētu sajaukt.

5. Clinpro baltās lakas iedarbības periods ir vismaz 4 stundas. Ja izturīgo pārklājumu atstāj neskartu, tas 24 stundas turpinā izdalt fluoriidu, kalciju un fosfātu.

6. Lai pēc uzklāšanas gūtu maksimālo iespējamo labumu, pacientam ir jāievēro tālāk redzamiem norādījumi.

• Zobus nedrīkst birstēt un diegot vismaz 4 stundas pēc apstrādes, bet vēlams to nedrīt 24 stundas pēc apstrādes.

• Ārstēšanas periodā esit mīksts pārtikas produktus.

• Ārstēšanas periodā nelietot karstus dzērienus un spirtu (mutes skalošanas līdzekļus).

• Pēc ārstēšanas perioda pacients laku var notīrīt ar zobu birsti un zobu zobgu.

GLABĀŠANA UN IZMANTOŠANA

Izstrādājumu paredzēts glabāt un izmantot istabas temperatūrā. Glabāšanas ilgums istabas temperatūrā ir 36 mēneši. Glabāšanas ilgums var saīsināties, ja apkārtējās vides temperatūra pastāvīgi pārsniedz 27 °C/80 °F vai ir zemāka par 10 °C/50 °F. Derīguma termiņš norādīts uz ārējā iesaiojuma.

NODODĀŠANA ATKRITUMOS

Informāciju par nodošanu atkritumos skatiet Drošības datu lapā (tīmekļa vietnē www.3M.com vai vietējā pārstāvisībā).

INFORMĀCIJA KLIENIEM

Nevienam nav atļauts sniegt informāciju, kas atšķiras no datiem šajā norādījumā lapā.

Bridinājums: ASV Federālās likums nosaka: šo ierici drīkst pārdot tikai zobārstniecības speciālisti vai pēc zobārstniecības speciālista norādījuma.

GARANTĪJA

3M garantē, ka šim izstrādājumaam nebūs nekādu materiālu un ražošanas defektu. 3M NESNIEDZ NEKĀDAS CITĀS GARANTĪJAS. TOŠĀD NĒTĒŠU GARANTĪJU PAR PRECES PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Par izstrādājuma piemērotības izvērtēšanu savām

vajadzībām atbild lietotājs. Ja garantijas periodā šim izstrādājumam rodas bojājumi, vienīgais kompensācijas līdzeklis ir 3M vienīgais pienākums ir 3M izstrādājuma remonta vai maiņa.

ATBILDĪBAS IEROBŽOJUMS

Izņemot gadījumu, kad to neatļauj normatīvie akti, 3M neuzņemas atbildību ne par kādiem zaudējumiem vai bojājumiem šīs izstrādājuma izmantošanas dēļ nekad arī no tā, vai tie ir tieši, netieši, tīši, nejauši vai likumsakarīgi, lai kādā būtu izvirzītie apgalvojumi, tostarp par garantiju, līgumu, nolaidību vai stingru atbildību.

LIETUVIŠKAĻ

BENDRA INFORMACIJA

„3M™ ESPE™ Clinpro™ 5% Sodium Fluoride White Varnish“ – tai 22 600 ppm fluoriido turintis laka, skirtas naudoti ant emalio ir dentino siekiant palaikyti remineralizacijos procesą, apsaugoti nuo kariesio ir gydyti jautrius dantis. Baltą laką „Clinpro“ aktyvina drėgmė ir selėlis. Jis pasklis ir pilips prie drėgnų dantų. Baltas lakas „Clinpro“ – tai alkoholio pagrindo modifikuotas kanifolijos tirpalas. Gaminy s yra pasaldintas ksilitolu. Balto lako „Clinpro“ sudėtyje yra naujovios trikalcio fosfatu (TCP), kuris yra išskirtinai bendrovės „3M“ sudėdaomji dalis. TCP yra biologiškai prietnamo kalcio ir fosfato jonų šaltinis, kai laka užtepamas ant dantų. Kalcis ir fosfato jonai yra natūralūs selėse esančios elementai, jau seniai siejami su sveikų dantų išlaikimu. Baltas lakas „Clinpro“ pasiymi ilgalaikiu fluoriido, kalcio ir fosfato išskyrimu – 24 valandas po panaudojimo.

Šis gaminys tiekiamas vienos dozės pakuotėse, kuriose yra 0,5 ml (0,5 g) lako dangos.

INDIKACIJOS

Baltas lakas „Clinpro“ – tai 5 % natrio fluoriido laka, kuris mechanškai uždaro dentino kanalėlius ir taip sumažina padidėjusį dantų jautrumą. Baltas lakas „Clinpro“ palaiko remineralizacijos procesą ir padeda apsaugoti nuo karieso.

KONTRAINDIKACIJOS

Opinis gingivitis ir stomatitas

INFORMACIJA APIE ATSARGUMO PRIEMONES pacientams
Siekdami, kad kuo mažiau gaminio patektų į virškinimo sistemą, naudokite tik tiek laką, jog susidarytų plona plėvelė ant pageidaujamos gydymo srities. Nenaudokite kitų skirtų fluoriido preparatų (t. y. gelių, sklavimio skysčių) 24 valandas po balto lako „Clinpro“ panaudojimo. Fluoriido papildus vartojantis vaikai turėtų nenaudoti šio papildu 2–3 dienas po procedūros. Pacientai, žinanty, kad gali įjautrs kanifolijai, turėtų vengti šio gaminio.

INFORMACIJA APIE ATSARGUMO PRIEMONES odontologams
„3M“ SDL informaciją galima gauti interneto svetainėje www.3M.com arba susisiekius su savo vietinio atstovu.

INFORMACIJA APIE PAVOJŲUS

Šis gaminy s paruočiamas kaip degi medžiaga. Kai medžiaga prilimpa prie dantų, šis gaminy s jau nėra degus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Bendros naudojimo instrukcijos:

1. Profilaktinės priemonės nerikalingos. Norint pasiekti geriausių rezultatų, dantis turi būti minimaliai švarūs, bet baltą laką „Clinpro“ galima naudoti ir kai yra dantų akmenų.

2. Atidarykite balto lako „Clinpro“ vienos dozės pakuotę ir išspauskite iš jos visą turinį. Tepimo šepetėliu gerai išmaišykite laką, nes laikant visų natrio fluoriido lakų komponentai gali atsiskirti.

3. Pateikite šepetėliu užtepkite ploną sluoksnį gaminio ant dantų. Tepkite laką dideliais šepetėlio brūkštelėjimais horizontalia kryptimi. Stenkitės bereikalingai neliesti minkštųjų audinių. Nubūtina sunaudoti visą pateikto laką. Naudokite tik tiek laką, kad susidarytų plona plėvelė ant pageidaujamos gydymo srities.

4. Užtepus nurodykite pacientui užčiaupti burną, kad laka sukietėtų. Nerekomenduojama iškart po užtepimo skalauti burnos ar siurbti. Ant dantų bus galima matyti ploną dangą. Pacientas gali justi ploną dangą, liiesdamas apdorotą sritį liežuviu.

5. Balto lako „Clinpro“ gydymo laikotarpis yra mažiausiai 4 valandos. Palikus neliestą, patvari dangą 24 valandas išskirs fluoriidą, kalcį ir fosfatą.

6. Norėdami po naudojimo gauti maksimalią naudą, nurodykite pacientui laikytis toliau pateiktų nurodymų:

- nevalyti dantų šepetėliu ar dantų siūlu bent 4 valandas, o geriausiai iki 24 valandų po procedūros;
- gydymo laikotarpis valgyti minkštą maistą;
- gydymo laikotarpio nevertoti karštų gėrimų ar alkoholio (burnos skalavimo skysčio);
- praėjus gydymo laikotarpiui, pacientas gali pašalinti laką dantų šepetėliu ir dantų siūlais.

LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

Šis gaminy s skirtas laikyti ir naudoti kambario temperatūroje. Tinkamumo naudoti laikas kambario temperatūroje – 36 mėnesiai. Paprastai aukštesnė kaip 27°C/80°F ar žemesnė kaip 10°C/50°F ar kambario temperatūra gali sutrumpinti produkto trukmę. Galiojimo data nurodyta ant išorinės pakuotės.

ŠALINIMAS

Šalinimo informaciją rasite saugos duomenų lapę (ji galima rasti interneto svetainėje www.3M.com arba gauti iš vietinio atstovo).

INFORMACIJA NAUDOTOJUI

Joks asmuo negali pateikti jokios informacijos, kuri neatitinka informacijos, pateiktos šiame instrukcijoje lape.

Dėmesio! JAV federaliniai įstatymai numato, kad šį prietaisą gali įsigyti tik odontologijos specialistas arba jį galima įsigyti jo užsakyimu.

GARANTIJA

„3M“ garantuoja, kad šiame gaminyje nebus medžiagų ir gamybos defektų. „3M ESPE“ NETEIKIA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT IR BET KOKIĄ NUMANOMĄ PERKAMUMO AR TINKAMUMO NAUDOTI TAI TIKRAM TIKSLUI GARANTIJĄ. Naudotojas yra atsakingas nustatyti, ar gaminy s yra tinkamas naudotojo paskirčiai. Jei garantinio laikotarpio metu pasirodys, kad šiame produkte yra defektų, „3M“ išskirtinis įsipareigojimas bus tik pakeisti ar sutaisyti „3M“ gaminį.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Išskyrus įstatymais draudžiamus atvejus, „3M“ neatsako už jokius dėl šio gaminio patirtus nuostolius ar žalą, ar tai būtų tiesioginė, netiesioginė, specialii, tyčinė ar kaip pasekmė patirta žala, nepaisant patvirtintos teorijos, įskaitant garantiją, sutartį, apleidimą arba griežtą atsakomybę.

UKRAЇНСЬКА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Білий лак 3M™ ESPE™ Clinpro™ з 5%-м вмістом фториду натрію — це фторомісний лак (22 600 часток на мільйон) для нанесення на емаль і дентин, що застосовується з метою ремінералізації, попередження карієсу та лікування надмірної чутливості зубів. Білий лак Clinpro активує формування волюго та слиною. Він розподіляється по поверхні вологих зубів та фіксується на ній. Білий лак Clinpro — це спиртовий розчин модифікованих смол. Лак має солодкий смак завдяки ксилітолу. Білий лак Clinpro містить інноваційний компонент — трикальційфосфат (TCP), що використовується виключно компанією 3M. Для нас нанесення laku на зуби TCP слугує джерелом біодоступних іонів кальцію та фосфору. Кальцій та фосфор є природними компонентами слини, що тісно пов'язані зі збереженням здоров'я зубів. Формула Білого лаку Clinpro із подовженням вивільнення

активних речовин вивільняє фторид, кальцій і фосфат протягом 24 днин після нанесення. Цей виріб постачається в однодозових упаковках по 0,5 мл (0,5 г) лакового покриття.

ПОКАЗА ННЯ

Білий лак Clinpro — це лак з 5%-м вмістом фториду натрію, що забезпечує механічну оклюзію дентинових каналців у лікуванні надмірної чутливості зубів. Білий лак Clinpro забезпечує ремінералізацію та попереджає карієс.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Виразовий гінгівіт і стоматит.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ для пацієнтів

Щоб обмежити ковтання, використовуйте кількість лаку, необхідну тільки для створення тонкого шару на потрібній поверхні. Упродовж 24 годин після нанесення білого лаку Clinpro не застосовуйте жодних фтормісних препаратів (наприклад, гелів або засобів для полоскання ротової порожнини). Діти, які приймають фтормісні вітаміни, мають припинити їх прийом на 2–3 дні після лікування. Уникайте використання виробу на пацієнтах із чутливістю до каніфолі чи деревної смоли.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ для персоналу стоматологічних клінік
Паспорти безпеки 3M можна отримати на веб-сайті www.3M.com або в місцевому представництві.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ

Цей виріб продается як вогнебезпечний матеріал. Після фіксації на зубах він втрачає свої запальні властивості.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Загальні інструкції з нанесення.

- Проведення профілактичних заходів не потрібне. Для забезпечення найкращих результатів забезпечте базову чистоту зубів. Однак нанесення білого лаку Clinpro можливе й за наявності нальоту.
- Відкривайте однодозову упаковку білого лаку Clinpro і вичавіть невелику кількість. Аплікатором-пензликом ретельно перемішайте білого лаку Clinpro, оскільки компоненти лаків, що містять фторид натрію, можуть розштовпуватися під час зберігання.
- Нанесіть лак тонким шаром на зуби за допомогою пензлика, що входить до комплекту. Наносьте лак широкими горизонтальними рухами пензликом. Уникайте надмірного контакту з м'якою тканиною. Використання всієї дози лаку не обов'язкове. Використовуйте кількість лаку, необхідну тільки для створення тонкого шару на потрібній поверхні.

4. Після нанесення пацієнт має закрити рот для застигання лаку. Не рекомендується полоскати рот або відсмоктувати слину одразу ж після нанесення. Ви побачите на зубах тоненьку плівку. Пацієнт може відчути тонку плівку, якщо проведе язиком по обробленій ділянці.

5. Час лікування білим лаком Clinpro має бути не менше 4 годин. Стийке покриття продовжуємо виті виділяти фторид, кальцій і фосфат протягом 24 годин.

6. Для забезпечення найкращих результатів після нанесення пацієнт має дотримуватися наведених рекомендацій.

- Не чистити зуби щіткою або флосом принаймні 4 години (бажано до 24 годин) після нанесення.
- У період лікування споживати лише м'яку їжу.
- Не споживати гарячі напої або алкоголь (засоби для полоскання ротової порожнини) протягом періоду лікування.
- Після періоду лікування пацієнт може видалити лак, почистивши зуби щіткою та флосом.

ЗВЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Цей виріб розраховано на зберігання та використання за кімнатної температури. Термін зберігання за кімнатної температури становить 36 місяців. Якщо температура оточуючого середовища часто перевищує 27 °C (80 °F) або падає нижче 10 °C (50 °F), термін зберігання може скоротитись. Кінцеву дату використання див. на зовнішній упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Інформація щодо утилізації міститься в паспорті безпеки (його можна отримати на веб-сайті www.3M.com або в місцевому представництві компанії).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОКУПЦІВ

Забороною надавати інформацію, що відрізняється від даних у цій інструкції.

Застереження. Згідно з федеральним законодавством США цей продукт може продаватися й використовуватися виключно стоматологами або за їхнім замовленням.

ГАРАНТІЯ
Компанія 3M гарантує відсутність у цьому виробі дефектів матеріалів чи виробництва. КОМПАНІЯ 3M НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ОКРЕМА ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОВАРНОГО СТАНУ АБО ПРИДАТНОСТІ ЛАКУ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ. Крістуватим несе відповідальність за виняткову ситуацію, пов'язану з використанням цього лаку. У разі виявлення дефекту виробу протягом гарантійного періоду відшкодування й відповідальності компанії 3M обмінюються ремонтом або заміною цього виробу 3M.

Цей продукт може продаватися й використовуватися виключно стоматологами або за їхнім замовленням.

ГАНТІЯ
Компанія 3M гарантує відсутність у цьому виробі дефектів матеріалів чи виробництва. КОМПАНІЯ 3M НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ОКРЕМА ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОВАРНОГО СТАНУ АБО ПРИДАТНОСТІ ЛАКУ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ. Крістуватим несе відповідальність за виняткову ситуацію, пов'язану з використанням цього лаку. У разі виявлення дефекту виробу протягом гарантійного періоду відшкодування й відповідальності компанії 3M обмінюються ремонтом або заміною цього виробу 3M.

Цей продукт може продаватися й використовуватися виключно стоматологами або за їхнім замовленням.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ “3M Україна”, 03680, Україна, м.Київ, вул. Амосова 12.

Уповномочений представитель в Украине: ООО “3М Украина”, 03680, Украина, г.Киев, ул. Амосова 12.

한국어 일반 정보 3M™ ESPE™ Clinpro™ 5% Sodium Fluoride White Varnish 는 재광화, 충치 제거 및 과민성 치아 치료를 돕기 위해 범용성과 안정성이 도포하는 바니쉬로 22.600ppm의 불소가 포함되어 있습니다. Clinpro White Varnish는 수분 및 타액으로 활성화됩니다. 본 제품은 수분이 있는 치아에 확산되어 고착됩니다. Clinpro White Varnish는 개랑 로진을 함유한 알코올 계열 용액입니다. 본 제품은 치아 표면에 묻어 있어 단락을 나눕니다. Clinpro White Varnish는 3M 에서만 생산되는 혁신적인 재광인식결합(TCP) 성분을 함유하고 있습니다. TCP 성분은 혁신적인 치아에 도포될 때 생물학적으로 사용 가능한 칼슘 및 인산 이온의 완전 역할을 수행합니다. 칼슘 및 인산 이온은 오랜 기간 강한 치아를 유지하는 것과 관련되어 있는 자연적으로 발생하는 타액 성분입니다. Clinpro White Varnish는 도포 후 24시간 동안 불소, 칼슘 및 인산 성분을 방출하는 개선된 처방 용액입니다.

이 제품은 단위 용량 포장으로 제공되며 0.5 ml(0.5그램)의 바니쉬 코팅이 들어 있습니다.

지침

Clinpro White Varnish는 5% 플루오르화나트륨 바니쉬로, 과민성 치아의 치료에서 상악질 세관을 기계적으로 조합시킵니다. Clinpro White Varnish는 재광화와 충치 제거를 돕습니다.

금지

환상성 치은염 및 구내염

치과 의사화

과도하게 섭취하지 않도록 원하는 치료 부위에 얇은 코팅막이 형성될 정도만 바니쉬를 사용하십시오. Clinpro White Varnish

도포 후 24시간 동안 다른 처방의 불소 조제품(예: 젤, 세정제 등)을 사용하지 마십시오. 불소 보충제를 복용하는 어린이는 치료 후 2-3일 동안 보충제의 사용을 중단해야 합니다. 승진/로진에 민감한 환자에게는 이 제품을 사용하지 마십시오.

치과 의문 주의 사항

3M SDS 정보는 www.3M.com에서 다운로드하거나 현지 자회사를 통해 구할 수 있습니다.

유해성 정보

본 제품은 인화성 물질로 판매됩니다. 해당 물질이 치아에 부착되면 이 제품의 인화성이 사라집니다.

사용법 일반 사용 지침

- Prophylaxis가 필요 없습니다. 최고의 효과를 내기 위해 치아는 최소한의 청결도는 유지해야 하지만 Clinpro White Varnish는 플러그만 있으면 어디든 도포할 수 있습니다.
- Clinpro White Varnish의 단위 용량 포장을 열고 전체 내용물을 꺼냅니다. 도포 불소와 나트륨 성분이 보관 도중 분리를 수 있기 때문에 도포용 브러시를 사용하여 Varnish 바니쉬를 철저하게 혼합합니다.
- 제공된 브러시를 사용하여 제품을 얇게 치아에 도포합니다. 브러시를 수평으로 움직여 바니쉬를 도포합니다. 연조직에 과도하게 접촉되지 않도록 합니다. 제공된 바니쉬를 모두 사용할 필요는 없습니다. 원하는 치료 부위에 얇은 코팅막이 형성될 정도만 바니쉬를 사용하십시오.
- 도포 후에, 한자가 입을 닫아 바니쉬가 침착되도록 지시합니다. 도포 직후 세정 또는 흡입하지 않는 것이 좋습니다. 치아 위에 얇은 코팅 막을 볼 수 있을 것입니다. 한자가 혀로 도포 부위를 문지르면 얇은 코팅 막을 느낄 수 있습니다.
- Clinpro White Varnish의 사용 기간은 최소 4시간입니다. 다른 방법이 없다면 코팅은 24시간 동안 불소, 칼슘 및 인산 효과를 계속 방출합니다.
- 도포 효과를 최대화하기 위해 한자에게 다음과 같은 지침을 전달하십시오.
 - 시술 후 적어도 4시간 동안, 가능하면 24시간 동안 칫솔질이나 치실을 사용하지 마십시오.
 - 바니쉬를 도포하고 있는 동안에는 부드러운 음식을 섭취하십시오.