


Възстановителни решения

Filtek™ Ultimate

Универсален възстановителен материал



Най-ЛЕСНИЯТ начин

да пресъздадете реалността

3M ESPE

Изключителни възстановявания, по-лесни от когато и да било

You + 3M ESPE =
New ideas for dentistry

Ако искате да подражавате на природата (а ние сме сигурни в това), ще бъдете доволни от реалистичната естетиката на универсалния възстановителен материал Filtek™ Ultimate. Ние вече имаме опит с впечатляващата естетика на предшественика Filtek™ Supreme XT и сме подобрили полирните качества и флуоресцентността, за да можете да създавате най-естествено изглеждащите възстановявания правени някога.

Също така сме разширили цветовата гама от боди нюанси, за да имате повече възможности за избор на подходящ цвят. И тъй като този композит е изключително здрав, можете да го използвате както в задния, така и в предния сегмент.



Новите етикети са по-лесни за четене - с уголемени букви, спестявайки ви време за намиране на търсения цвят.

Простота



Предимствата на кратко

Лесна употреба

- Изключителна лекота при работа
- Повече боди нюанси за едноцветни възстановявания
- Уголемени, лесни за разпознаване, цветово-кодирани етикети

Натурална естетика

- Отлично полиране
- Широка гама от нюанси и опакитети
- Флуоресцентен

Уникална нанофилърна технология

- По-добро запазване на полираната повърхност
- По-износоустойчив от водещите конкуренти
- Изключително здрав за употреба в предния и заден сегмент на съзъбието

Дадохме
най-доброто
от нас, за да увеличим Вашите
ВЪЗМОЖНОСТИ!



Подмяна на възстановяване от амалга с Filtek™ Ultimate в задния сегмент, създаване на здрав и естетичен резултат.

Снимки с любезното съдействие на д-р Грант Шиз.

Новото поколение ви предлага всичко, което сте търсили

Ние знаем, че искате всяка ваша реставрация да бъде най-добра. Като перфекционисти, вие може да се възползвате от техниката с два цвята или от мулти-опацитетната техника; в такъв случай, вие ще се радвате на богатата палитра от нюанси на Filtek™ Ultimate. За да ви улесним още повече ние обновихме цветовата система. Нашите шприци са вече цветово-кодирани по опацитет. Освен това, етикетите са с по-големи букви за да намирате по-бързо точните цветове.

Отлични манипулативни качества и подобро запазване на полираните повърхности: качества, които впечатляват и най-взискателните стоматолози.

Зъболекарите дават положителна оценка на универсалния възстановителен материал Filtek™ Supreme XT за неговите отлични естетически и манипулативни качества. А отзивите за новия композит Filtek™ Ultimate са още по-обещаващи.

Основни подобрения

Забележително полиране

Възстановяването се полира още по-лесно и запазва гладкостта си като микрофил.

Работа с транслюценти

Новите транслюцентни нюанси не залепват и притежават същите невероятни манипулативни качества като стандартните маси.

Универсалният възстановителен материал Filtek™ Ultimate представлява система, която предоставя отлични естетични резултати независимо дали работите с техника с един, два или множество нюанси.




Възстановяване с три цвята (A3D, A3.5D, A1E) Filtek™ Ultimate Универсален възстановителен материал.

Фотография д-р Габриел Крастл, Университет Базел, Швейцария.

Универсалност

Независимо от
техниката, която ползвате –
резултатите ще отговарят
на вашите **цели**.



Дентин

Боди

Емайл

Транслучент

Опацитети: Посочените примери Дентин, Боди, Емайл и Транслучент се отнасят за различията в опацитетите.

Нанотехнологията на 3М ESPE – предимство, което не се пренебрегва

За да разберете защо възстановителният материал Filtek™ Ultimate демонстрира резултати, недостижими за другите композити, трябва да вникнете в нашата нанотехнологична основа и нейните предимства.

Полирането отразява
разликата.

Наука

Тайната е малка, но с огромен ефект: частици с нано-размери придават на Filtek™ Ultimate уникалната способност за запазване на полираната повърхност.


Първоначалният блясък на повечето възстановителни материали може да бъде много впечатляващ. Но вие със сигурност искате да знаете дали вашето възстановяване ще запази своята естествена бляскавост в продължение на години. Тестовите доказват, че Filtek™ Ultimate запазва полираната повърхност по-добре от други композитни материали, и е дори по-добър от микрофил. 3М ESPE „изгражда“ своите нанокомпозити въз основа на патентован процес, който създава уникални групи от нанометрови частици. В условията на износване, от нанокластерите могат да се отчупят отделни наночастици, с което гланцът се запазва. Това дава възможност възстановяването да запазва своя блясък за продължителен период. За сравнение, повечето други композитни материали, включително микро- и нанохидриди, включват по-големи по обем частици, които допринасят за по-значителната грапавост.




Трайно запазване на полираната повърхност. Тази снимка показва сравнение на полирана повърхност с водещ възстановителен материал и такава полирана с Filtek™ Ultimate след 6000 цикъла на симулирано миене на зъби.

Източник: 3М ESPE вътрешни данни

Запазване на полираната повърхност



SEM снимки със съдействие на д-р Дж. Пердигао, Университет на Минесота.



Този оптичен анализ сравнява повърхности на възстановителни материали Tetric EvoCeram™ и Filtek™ Ultimate (цветове дентин, емайл, боди) след абразия с четка за зъби.

Източник: 3М ESPE вътрешни данни

Нищо не отразява така устойчивостта на емайла, както нашата “истинска” нанотехнология.

Клинично проучване от последните 5 години* измерващо “износване на оклузалните контактни повърхности”, показва липсата на статистически значима разлика между възстановителния материал Filtek™ Supreme XT и емайла. Тъй като композитът Filtek™ Ultimate е основан на същата патентована нанотехнология, и данните от in vitro тестовите показват, че притежава същата износоустойчивост като тази на Filtek™ Supreme XT, вие може уверено да го ползвате както в предния, така и в задния сегмент на съзъбието.

* Източник: Професор Пол Ламбрехтс и колеги, Университет в Льовен, Белгия.

Пресъздаването на истинската красота - благодарение на Filtek™ Ultimate

Filtek™ Supreme XT вече е доказано и предпочитано средство за пресъздаване на истинските неща. **Но като водеща компания в композитните технологии, 3M ESPE винаги се стреми към подобряване на нашите продукти.** Ето и резултата: **Filtek™ Ultimate Универсален Възстановителен материал, следващото поколение нанокомпозит.**

Ако не сте ползвали досега композитните материали Filtek™ Supreme, на вас тепърва ви предстои да откриете защо те са впечатлявали стоматолозите през годините. Ако вече работите с Filtek™ Supreme XT, ще се радвате да разберете как сме подобрили неговите качества. **Подобрили сме запазването на полираните повърхности и флуоресцентността,** като с лекота може да създавате **естествено-изглеждащи и красиви възстановявания.**

Работата с Filtek™ Ultimate **е по-лесна** – с повече решения за техника с един цвят, увеличени етикети за лесно разчитане и богата гама цветове и опацитети.
Накратко: Пресъздаване на съвършенство!

Клинични случаи



Постериорно възстановяване с един цвят.

Снимки: с любезното съдействие на д-р Андреас Гиер, Залцбург



Възстановяване в предния сегмент с многослойна техника.

Снимки: с любезното съдействие на д-р Антонела Леоне, Палермо



Информация за поръчки

No.	Описание на продукта
3920S	Filtek™ Ultimate Универсален възстановителен материал Въвеждащ комплект за техника с един цвят - Шприци 4 - 4 г шприци: 2 от боди нюанси А2 и А3; Техническо ръководство; Инструкции за употреба
3920D	Filtek™ Ultimate Универсален възстановителен материал Въвеждащ комплект за техника с два цвята - Шприци 4 - 4 г шприци: 1 x Дентин А3, А4, и 1 x Емайл А2, А3; 1 диск за избор на цвят; Техническо ръководство; Инструкции за употреба
3920P	Filtek™ Ultimate Универсален възстановителен материал Професионален комплект - Шприци 12 - 4 г шприци, всяка от цветовете: Дентин: А2, А3, В3 Боди: А2, А3, А3.5, В2 Емайл: А1, А2, А3, W Транслучент: АТ; 1 диск за избор на цвят; Техническо ръководство; Инструкции за употреба

Създаването на естествено изглеждащи възстановявания е лесно с помощта на диска за избор на цвят 3M ESPE.

От ефективността зависи всичко в една натоварена стоматологична практика. Нашите уникални и лесни за използване разцветки, опростяват процеса на избор и служат като ръководство за работа с едно- или четирицветни комбинации от нюанси. За да ви помогнем да отговорите на потребностите на пациентите си, ние сме включили диск за избор на цвят във всеки комплект за техника с два цвята и професионален комплект.



Шприците и етикетите са цветово кодирани за по-лесен избор на цвят.

Опаковки за допълване

Цветове Дентин	Шприци
A1D	3920A1D
A2D	3920A2D
A3D	3920A3D
A4D	3920A4D
B3D	3920B3D
C4D	3920C4D
White	3920WD
Цветове Боди	Шприци
A1B	3920A1B
A2B	3920A2B
A3B	3920A3B
A3.5B	3920A3.5B
A4B	3920A4B
A6B	3920A6B
B1B	3920B1B
B2B	3920B2B
B3B	3920B3B
B5B	3920B5B
C1B	3920C1B
C2B	3920C2B
C3B	3920C3B
D2B	3920D2B
D3B	3920D3B
WB	3920WB
XWB	3920XWB
Цветове Емайл	Шприци
A1E	3920A1E
A2E	3920A2E
A3E	3920A3E
B1E	3920B1E
B2E	3920B2E
D2E	3920D2E
WE	3920WE
XWE	3920XWE
Цветове Транслучент	Шприци
CT	3920CT
BT	3920BT
GT	3920GT
AT	3920AT

Единичната опаковка включва 1- 4 г шприца; Инструкции за употреба.

3M ESPE

3M България E00Д
София 1766
Бизнес Парк София · сграда 4
innovation.bg@mmm.com
www.3mespe.com

You + 3M ESPE =
New ideas for dentistry

3M, ESPE и Filtek са търговски марки на 3M или 3M ESPE AG. Tetric EvoCeram не е търговска марка на 3M или 3M ESPE AG. ©3M 2010. Всички права запазени.