



3M™ Impression Tray

Einweg-Abformlöffel

Vereinfacht den Abformprozess

Indikationen:

- Präzisionsabformungen*
- Implantatabformungen
- Abformungen für temporäre Kronen und Brücken
- Gegenkiefer- und Studienmodellabformungen
- Kieferorthopädische Abformungen
- Abformungen für Schienen im Rahmen der Zahnaufhellung (Bleaching)
- Herstellung von Knirscherschienen

INDIZIERT FÜR
PRÄZISIONS-*
UND **SITUATIONS-**
ABFORMUNGEN.

* Nicht indiziert für Putty-Konsistenz

Spart Zeit und vereinfacht den Arbeitsablauf.

Die gebrauchsfertigen 3M™ Impression Trays verfügen über ein integriertes Retentionsvlies, welches das Abformmaterial zuverlässig im Löffel hält. Ein Löffeladhäsiv ist nicht erforderlich – dadurch sparen Sie wertvolle Vorbereitungszeit.

Optimale Passung und hohe Abformgenauigkeit.

3M Impression Trays sind in jeweils 3 optimierten Größen für Ober- und Unterkiefer erhältlich, um eine sehr gute Passung für nahezu jeden erwachsenen Patienten zu bieten. Das besondere Löffeldesign bewirkt einen höheren Stempeldruck während der Abformung und vermindert die Bildung von strömungsbedingten Fließfahnen.

Einfach zu individualisieren.

3M Impression Trays können einfach individualisiert werden, wodurch sie sich auch ideal für Implantatabformungen eignen. Sie ermöglichen genaue Abformungen des Weich- und Hartgewebes sowie der Abformkappen des Implantatsystems.


Volle Infektionskontrolle.

Die hygienischen 3M Impression Trays sind Einwegartikel.

Hoher Patientenkomfort.

Das Auffangreservoir und der umlaufende Retentionsrand verhindern, dass überschüssiges Material in den Rachen fließt.

3M™ Impression Tray bietet Ihnen:



Bestellinformationen



Art.-Nr. Produktbeschreibung

3M™ Impression Tray Refills – Oberkiefer

71615 10 Impression Trays, Größe S

71616 10 Impression Trays, Größe M

71617 10 Impression Trays, Größe L

3M™ Impression Tray Refills – Unterkiefer

71618 10 Impression Trays, Größe S

71619 10 Impression Trays, Größe M

71620 10 Impression Trays, Größe L



3M Deutschland GmbH
ESPE Platz · 82229 Seefeld

Freecall: 0800-2753773
Freefax: 0800-3293773
E-Mail: info3mespe@mmm.com
Webseite: 3m.de/oralcare

3M Schweiz GmbH
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüslikon

Telefon: (044) 7249331
Telefax: (044) 7249238
E-Mail: 3mespech@mmm.com
Webseite: 3mschweiz.ch/oralcare

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien

Telefon: (01) 86686434
Telefax: (01) 86686330
E-Mail: dental-at@mmm.com
Webseite: 3maustria.at/oralcare