

**3M** Science.  
Applied to Life.™

## 3M™ Red Dot™ Elektroder

Välj smarta, flexibla lösningar som ger dig och patienten en enklare vardag

Olika kombinationer av 3M Red Dot elektroder kan bidra till att optimera ditt specifika kliniska behov och samtidigt begränsa antalet elektroder och hålla kostnaderna nere.

### Vi kan häftämnen

3M är ledande på häftämnen. Vi har häftämnen för alla ändamål – från flygplansvingar till den känsligaste spädbarnshud. På våra elektroder använder vi olika varianter av häftämnen som är skonsamma mot huden, sitter väl på plats och designats utifrån ett specifikt behov. Därför har vi elektroder som kan sitta på de minsta patienternas hud i flera dygn utan att orsaka hudirritation, elektroder som har häftämne som absorberar fukt och hudfett vilket gör att de sitter bra även på svettiga patienter, elektroder som kan fästas och omplaceras samt elektroder som kan sitta i upp till 5 dagar utan att lossna.

### Våra elektroder är så flexibla att du täcker alla dina behov med några få produkter

3Ms elektroder är utvecklade utifrån önskemål från sjukvården om att kunna standardisera elektrodubudet för att förenkla val och användning av produkt samt reducera logistik och antalet produkter i lager.

### Optimal signalkvalitet är avgörande för korrekt diagnostik

3Ms elektroder har häftämne över en stor del av elektrodens yta vilket minskar impedansen. Ju lägre impedans desto bättre signalkvalitet, vilket säkerställer de bästa förutsättningarna för korrekt diagnostik.

Ryggmaterialen i elektroderna är framtagna för att anpassa sig väl efter kroppskonturer så att fullständig hudkontakt uppnås vilket också är avgörande för signalkvaliteten.

### Pediatrika / neonatala elektroder

Alla våra elektroder har hög tillförlitlighet vilket är extra avgörande vid monitorering av prematura, nyfödda barn och spädbarn. Sortimentet av pediatrika och neonatala elektroder har extra skonsamma häftämnen och ryggmaterial som passar känslig hud. Bland dessa elektroder finns även neonatala elektroder med kabel (DIN).

3M Svenska AB  
Infection Prevention Division  
Bollstanäsvägen 3  
191 89 SOLLENTUNA  
Tel: 08-92 21 00 vxl  
[www.3M.se/IPD](http://www.3M.se/IPD)

# 3M™ Red Dot™ Elektroder

## Vilande diagnostiskt EKG



**2228BA Skum**  
Klibbande gel. 3 dygn.  
Banankontakt 4 mm.



**2330 Polyester**  
Konduktiv klibbande gel.  
2 dygn. För krokodilklämma.



**2238 / 2255 Mjuk textil**  
Fast gel. 2 dygn.  
Finns med slippapper  
(2255).



Extra  
hudvänlig!

**2239 / 2249 Micropore**  
Fast gel. 2 dygn.  
Finns med slippapper  
(2249).

## Lång-/korttidsövervakning/stresstest



**2660 Textil**  
Konduktiv klibbande gel. 3  
dygn. Röntgentransparent.  
Kan användas i MR miljö.

Kan  
flyttas och  
återfästas



**2670 Textil**  
Konduktiv klibbande gel,  
extra kraftig häfta. 3 dygn.  
Röntgentransparent.  
Kan användas i MR miljö.



**2228 Skum**  
Klibbande gel. 3 dygn.



**2244 Skum**  
Klibbande gel. 3 dygn.  
Röntgentransparent.  
Kan användas i MR miljö.

## Lång- och korttidsövervakning barn och nyfödda



Extra  
hudvänlig!

**2248 Micropore**  
Fast gel. Barn. 2 dygn.



**2268-3 Mjuk textil**  
Fast gel. Spädbarn, 2 dygn.  
Röntgentransparent.




**2560 Skum**  
Klibbande gel. 5 dygn.

Kan sitta upp  
till 5 dagar



**2570 Skum**  
Klibbande gel. 5 dygn.  
Röntgentransparent.  
Kan användas i MR miljö.



**2282E Mjuk textil**  
Konduktiv klibbande gel. 2  
dygn. DIN kontakt.