

Incognito™ Appliance System

インコグニト™ アプライアンス システム

Ⅱ級患者の治療の もう一つのオプション

フォーサス™ 固定式Ⅱ級矯正装置用の“ラビアルアタッチメント”のオーダーが可能となりました。

- 患者の協力が不要な治療オプションです。
- ワンステップで装着ができます。
- ハーブスト アプライアンスの使用時には必要だった
“下顎リング装着”と“下顎ブラケットの付け外し”の必要がありません。

※フォーサス™ 固定式Ⅱ級矯正装置は別途、購入が必要です。

フォーサス™ EZ2 モジュール


クリップで固定ができます。シンプルかつ、
しっかりとした取り付けが可能です。

フォーサス™ 固定式Ⅱ級矯正装置のために カスタマイズされたラビアルアタッチメント

プッシュロッドを装着するために特殊な形状のラビアルアタッチメントが製作されます。

フォーサス™ L-ピン モジュール

術者の手でピンを曲げて
固定をします。



フォーサス™ 固定式Ⅱ級矯正装置とは…?

3M ユニテックが販売をしているⅡ級コレクター製品です。
スプリングと内筒(テレスコープ構造)から構成されており、
内筒の中をプッシュロッドが動く仕組みで持続的な矯正力を発揮します。

- 頬粘膜の刺激が軽減される、装着感のいいメカニズム。
- 開口がスムーズに行えます。
- スプリング形状になっていることで、口腔内の衛生保持に寄与します。
- 左右で独立していますので、必要に応じて、片方だけの装着も可能です。




オーダー方法

ラボオーダーフォームは下記の要領でご記入ください。

- Remarksに「Forsus Appliance」とご記入ください。
- 上顎両側6番のリングベースになりますので、
咬合面内に「○」をご記入ください。
- 下顎両側3番の唇側に「L」とご記入ください。
ラビアルアタッチメントのオーダーになります。

〈記入例〉



● ワイヤースークエンス例

Set of archwires		MAX		MDB	
Wires required (please tick)		straight lat. sec.	indiv. lat. sec.	straight lat. sec.	indiv. lat. sec.
SE NiTi	12 Ø				
	14 Ø		X N	E	X N
	16 Ø	E			
	16 x 22	E	X N	E	X N
	17 x 25				
	18 x 25	E	X N	E	X N
Steel	16 x 22				
	16 x 22 ET*				
	16 x 24		N	E	X N
	16 x 24 ET**	E	X		
	18 x 25				
	18 x 25 (red.)				
Beta III Titanium	17,5 x 17,5				
	17 x 25				
	18,2 x 18,2		E X N		E X N
	18,2 x 25				

● フォーサス™ 固定式Ⅱ級矯正装置専用のラビアルアタッチメント

希望医院価格：15,000円／個

● 鑄造リング

希望医院価格：9,700円／個

※フォーサス™ 固定式Ⅱ級矯正装置本体は別売りです。

※両側に使用する場合は、2つ分の注文となります。

販売名:フォーサス™ 固定式Ⅱ級矯正装置 認証番号:220AKBZX00119000

●掲載の情報は、2015年7月現在のものです。●希望医院価格はすべて税抜き本体価格です。

3M、Unitek、Incognito、FORSUS、ユニテック、インコグニト、フォーサスは、3M社またはその関連会社の商標です。

3M Unitek

スリーエム ジャパン株式会社

ヘルスケアカンパニー

ユニテック製品部

<http://www.mmm.co.jp/uniteck>

Please Recycle. Printed in Japan.
Copyright © 2015 3M. All Rights Reserved.
UTK-167-A(081501)PN

当事業部取扱製品のお問い合わせは

カスタマー サービス

0120-296-303

※受付時間/9:00~17:00 月~金(土・日・祝を除く)

※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-6409-3064をご利用ください。