

# Incognito™ Appliance System



## アラスチック™ リングル リガチャー

### より簡便な結紮を

簡便な  
結紮のための  
新デザイン

従来のチェーンモジュールで行うオーバータイと同等の  
歯牙のコントロールが可能となる結紮用モジュールです。\*

従来の結紮法に比べ簡便な作業が可能となります

ゴールドブラケット装着時に  
見やすいブルー色



両方向からの結紮が可能




しっかりと保持できるタブを採用



一般的なモジュールによるオーバータイと同等の結紮力を発揮します

理想的な結紮力を発揮する最適化された横断面のデザイン


ワイヤーとブラケットの結紮力を比較したグラフ※



— アラスチック™ リングル リガチャーによるシングルタイ  
— オーバータイ：一般的なモジュールによるオーバータイ  
— シングルタイ：一般的なモジュールによるシングルタイ

※出展：3M UNITEK社内評価より

このグラフは、各結紮法の角度と力の関係を比較したものです。  
アラスチック™ リングル リガチャーは、一般的なモジュールに  
よるオーバータイと同等の結紮力があります。



ワイヤーを3つのブラケットにモジュールで結紮。  
中心のブラケットのみを回転させ、必要となった力 (Force) を計測。  
必要となった力が多いほど、結紮力が高いと予想される。

製品番号	包装単位	入れ目	希望医院価格 (消費税別)
406-993	1パック	144個入 (12スチック)	2,500円/パック

※本製品は、3Mオンラインストアでの購入またはクレジットカードによる決済は承っておりません。

掲載の情報は、2016年3月現在のものです。

3M、Unitek、Incognito、Alastik、ユニテック、アラスチックは、3M社またはその関連会社の商標です。

**3M**

スリーエム ジャパン株式会社

ヘルスケアカンパニー

ユニテック製品部

http://www.mmm.co.jp/uniteck

Please Recycle. Printed in Japan.  
Copyright © 2016 3M. All Rights Reserved.  
UTK-183-B(031602)PN

販売名：アラスチック モジュール  
認証番号：220AKBZX00039000  
一般的な名称：歯列矯正用エラスチック器材

当事業部取扱製品のお問い合わせは  
カスタマー サービス

**0120-296-303**

※受付時間 / 9:00~17:00 月~金 (土・日・祝を除く)

※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-6409-3064をご利用ください。