

3M™ Cavilon™
Niet-prikkende Barrièrefilm
Duurzame Barrièrecrème



Betrouwbaar Duurzaam & Uniek



Niet-prikkende Barrièrefilm

Herkenbaar aan de blauwe verpakking, ter bescherming van de beschadigde of intacte huid. De unieke alcoholvrije formule bevat polymeren die zorgen voor een beschermende barrièrelaag. Deze beschermt de huid tegen lichaamsvloeistoffen, kleefkrachten en frictie tot wel 72 uur. De barrièrelaag is ademend en transparant zodat men de huid constant kan monitoren. Het is flexibel en vormt zich naar de huid gedurende beweging en positiewisselingen.



Duurzame Barrièrecrème

Herkenbaar aan de paarse verpakking, ter bescherming van de intacte of fragiele huid. 3M™ Cavilon™ Barrièrecrème is een unieke hydraterende barrièrecrème die snel door de huid wordt opgenomen. Hierdoor heeft de crème geen invloed op absorberend materiaal en is de huid goed zichtbaar gedurende de behandeling.





3M™ Cavilon™ Niet-prikkende Barrièrefilm

Bescherming rondom tubes



Bescherming tegen vochtletsel



Bescherming tegen frictie en kleefkrachten



Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	ZI-Nummer (NL)	CNK-Code (BE)
3344 (E/P)	Niet-prikkende Barrièrefilm 1 ml Wipes	30 wipes	15709299	2883-486
3343 (E/P)	Niet-prikkende Barrièrefilm 1 ml Swabs	5 swabs	14160064	1437-268
3345 (E/P)	Niet-prikkende Barrièrefilm 3 ml Swabs	5 swabs	14708949	1437-718
3346 (E/P)	Niet-prikkende Barrièrefilm Sprayflacon	28 ml spray	14122316	1437-267

3M™ Cavilon™ Duurzame Barrièrecrème

Bescherming tegen vochtletsel



Huidverzorging onder zwachtels



Verzorging van handen en/of droge huid



Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	ZI-Nummer (NL)	CNK-Code (BE)
3392GS	Duurzame Barrièrecrème	2 g zakje	14862514	3119-575
3391G	Duurzame Barrièrecrème	28 g per tube	14882930	3119-609
3392G	Duurzame Barrièrecrème	92 g per tube	14862506	3119-591

Wilt u meer te weten komen over de 3M™ Cavilon™ Huidbeschermingsproducten? Bezoek dan onze website.



3M Nederland B.V.
3M Health Care
 Postbus 1002
 2600 BA Delft
 Tel: 015 782 23 33
www.cavilon.nl

3M Belgium bvba/sprl
3M Health Care
 Hermeslaan 7
 1831 Diegem
 Tel: 02 722 53 51
www.cavilon.be