

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**Esthetic Restoration Solution**

**Et vakkert smil  
deles gjerne.**



# Fordi du ønsker at alle pasienter skal få et vakkert smil.

De fleste pasienter er svært opptatt av hvordan en høyglanspolert restaurering både kjennes og fremstår estetisk. Men det å lage en naturtro restaurering kan være tidkrevende.

Så hva gjør du....? Ofrer du estetikk for produktivitet? Eller setter du av nødvendig tid til å skape det perfekte smiler - for det er bare slik det er?

Estetiske, naturtro restaureringer behøver ikke lenger være en tidkrevende prosess. Med vår løsning vil du se hvor enkelt det kan gjøres. Gi restaureringen en glans som ved polering med diamantpasta - uten pasta!

Ikke bli overrasket hvis det blir snakket om ditt gode arbeid ... for et vakkert smil er verdt å dele.



Det har stor betydning hvilken kompositt du bruker. Du kan bruke mye tid på polering, for så å finne ut at poleringsresultatet ikke varer lenge.



Eller du kan skape smil ved hjelp av 3Ms nanoteknologi som pasientene vil elske. Filtek™ Supreme XTE universalkompositt har svært gode poleringsegenskaper med god holdbarhet.



I tillegg bidrar nanoteknologien til at Filtek Supreme XTE universalkompositt er ypperlig å håndtere, er slitesterk og kan brukes overalt til hvilken som helst klasse.



En allsidig kompositt - enkelt og greit!



## Nanoteknologi. For vakre, sterke restaureringer ... overalt.

# Diamantpartikler. Gir en glans som ved polering med diamantpasta - uten pasta!

## En synlig forandring!

Det estetiske inntrykket av en restaurering avhenger av farge og form, og glansen som oppnås ved den avsluttende poleringen.

Med 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ Diamond Polishing System oppnås en glans som ved polering med diamantpasta - men med bekvemmeligheten et gummipolerer-system tilbyr.

Sof-Lex™ Pre-Polishing Spiral (beige) glatter og fjerner riper som oppstår i restaureringer under konturering og forbereder overflaten for høyglanspolering. Sof-Lex™ Diamond Polishing Spiral (rosa) gir den avsluttende høyglanspoleringen.

Du behøver ikke stoppe arbeidet for å bytte mellom tradisjonelle points, kopper, skiver og børster.

De fleksible spiralhjulene tilpasser seg alle overflater: anteriort og posteriort, konvekst og konkavt.

Spiralenehjulene kan steriliseres og brukes flere ganger. Det er viktig at spiralhjulene brukes vått.



Filtek™ Supreme XTE  
Universal kompositt polert  
med Sof-Lex™ Diamond  
Polishing System



TPH Spectra® Universal  
kompositt polert med  
Enhance® Finishing System  
og PoGo® Polishing System

Legg merke til den klare refleksjonen når  
Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative er  
polert med Sof-Lex™ Diamond Polishing System.

## Estetiske restaureringer kan være lett som 1, 2, 3 ...

3Ms enestående historie og erfaring med slipeteknologi er et fantastisk utgangspunkt for suksess. Vi utnyttet denne kompetansen til å skape en poleringsløsning som maksimerer de estetiske fordelene med Filtek™ Supreme XTE universalkompositt på en enkel måte.

Filtek™ Supreme XTE  
Universal kompositt

1



Sof-Lex™  
Pre-Polishing Spiral

2



Sof-Lex™ Diamond  
Polishing Spiral

3





## Bestillingsinformasjon



### Enkel estetikk

Filtek™ Supreme XTE universalkompositt er kjent for sitt brede utvalg av farger og opasiteter, men de fleste én-farge restaureringer er laget ved hjelp av én av de 8 bodyfargene.

A1B A2B A3B A3.5B

B1B B2B C1B C2B

### Filtek™ Supreme XTE Universal kompositt

Varenr. Produktinformasjon

**4911S** Filtek™ Supreme XTE Universal kompositt, én-farge introduksjonssett—Kapsel  
Inkludert: 40 – 0.2g kapsler; 20 av hver av bodyfargene A2, A3; Teknikkguide; Brukerveiledning

**4910S** Filtek™ Supreme XTE Universal kompositt, én-farge introduksjonssett—Sprøyte  
Inkludert: 4 – 4g sprøyter; 2 hver av bodyfargene A2, A3; Teknikkguide; Brukerveiledning

#### DENTINFARGER

Refill	Varenr. Sprøyte	Varenr. Kapsel
Farge		
A1D	4910A1D	4911A1D
A2D	4910A2D	4911A2D
A3D	4910A3D	4911A3D
A4D	4910A4D	4911A4D
B3D	4910B3D	4911B3D
C4D	4910C4D	4911C4D
Hvit	4910WD	4911WD

#### ENAMEL SHADE REFILLS

Refill	Varenr. Sprøyte	Varenr. Kapsel
Shade		
A1E	4910A1E	4911A1E
A2E	4910A2E	4911A2E
A3E	4910A3E	4911A3E
B1E	4910B1E	4911B1E
B2E	4910B2E	4911B2E
D2E	4910D2E	4911D2E
Hvit	4910WE	4911WE
Ekstra hvit	4910XWE	4911XWE

#### SPRØYTE FARGE REFILL:

Inkludert 1 – 3g sprøyte; Brukerveiledning

#### KAPSEL FARGE REFILL:

Dentin-, emalje- eller translucent -refill  
Inkludert 10 – 0.2g kapsler; Brukerveiledning  
Bodyfarge - refill  
Inkludert 20 – 0.2g kapsler; Brukerveiledning

#### BODYFARGER

Refill	Varenr. Sprøyte	Varenr. Kapsel
Farge		
A1B	4910A1B	4911A1B
A2B	4910A2B	4911A2B
A3B	4910A3B	4911A3B
A3.5B	4910A3.5B	4911A3.5B
B1B	4910B1B	4911B1B
B2B	4910B2B	4911B2B
C1B	4910C1B	4911C1B
C2B	4910C2B	4911C2B
A4B	4910A4B	4911A4B
A6B	4910A6B	4911A6B
B3B	4910B3B	4911B3B
B5B	4910B5B	4911B5B
C3B	4910C3B	4911C3B
D2B	4910D2B	4911D2B
D3B	4910D3B	4911D3B
Hvit	4910WB	4911WB
Ekstra hvit	4910XWB	4911XWB

#### TRANSLUCENT SHADE REFILLS

Refill	Varenr. Sprøyte	Varenr. Kapsel
Farge		
Klar	4910CT	4911CT
Blå	4910BT	4911BT
Grå	4910GT	4911GT
Gul	4910AT	4911AT

### Sof-Lex™ Diamond Polishing System

Varenr. Produktinformasjon

**5092-I** Sof-Lex™ Diamond Polishing System—Introduksjonssett  
Inkludert: 5 Sof-Lex™ Pre-Polishing Spirals (Beige); 5 Sof-Lex™ Diamond Polishing Spirals (Rosa); Brukerveiledning; Teknikkguide

**5090** Sof-Lex™ Pre-Polishing Spirals—Refill  
Inkludert: 15 Sof-Lex Pre-Polishing Spirals (Beige)

**5091** Sof-Lex™ Diamond Polishing Spirals—Refill  
Inkludert: 15 Sof-Lex Diamond Polishing Spirals (Rosa)



www.3MESPE.no

3M Norge AS  
3M Oral Care Solutions Division  
Hvamsveien 6, 2013 Skjetten  
Postboks 100, 2026 Skjetten

Telefon 0 6384  
www.3MESPE.no

3M, 3M Science. Applied to Life., ESPE, Filtek og Sof-Lex er varemerker til 3M eller 3M Deutschland GmbH. Brukt under lisens i Canada.  
© 3M 2016. Alle rettigheter.  
BR61-NO46-1.0/2016-04