

Wählen Sie das Stethoskop, das Ihnen hilft ihr Bestes zu erreichen.

3M™ Littmann® Stethoskope bieten hervorragende akustische Leistungen, gleichbleibende hohe Qualität und einen hervorragenden Wert. Fast alle Litmann-Stethoskope verwenden die Dual-Frequency Technologie, eine 3M Erfindung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, verschiedene Frequenztöne ohne Wenden und Neupositionieren des Bruststücks zu hören.

Erleben Sie die Dual-Frequency Technologie.



LEICHTER ANPRESSDRUCK:

Halten Sie das Bruststück mit leichtem Anpressdruck auf die Auskultationsstelle, um tiefere Frequenzen zu hören.



FESTER ANPRESSDRUCK:

Drücken Sie das Bruststück mit erhöhtem Anpressdruck auf die Auskultationsstelle um höhere Frequenzen wahrzunehmen.

Elektronisch

Lightweight

Classic

Akustische

Leistung

Zuverlässiges klinisches Werkzeug für die körperliche Untersuchung und Überwachung Ihrer Patienten.

Cardiology

Akustische Leistung

Entworfen, um den Bedürnissen von anspruchsvollen Klinikern, gerecht zu werden. Es bietet eine hervorragende akustische

Sensibilität, um Ihnen zu helfen, ausführliche diagnostische Auskultationen durchzuführen.

JETZT VERFÜGBAR

Akustische Leistung

Hochleistungsauskalkulation. Hören Sie mehr von dem. was sie hören sollten, mit der Erweiterung, dass störende Umgebungsgeräusche vermindert wurden.

Lightweight II S.E. Stethoskop

Select Stethoskop Classic II Kinder- und Säuglingsstethoskop

Classic II S.E. Stethoskop

Master Classic II™ Stethoskop

Cardiology III™ Stethoskop

Cardiology IV™ Stethoskop

Master Cardiology™ Stethoskop

Stethoskop Model 3100 **Elektronisches** Stethoskop **Model 3200**



Beidseitiges Bruststück 118 Gramm Abstimmbare Membran

2 Jahre Garantie Bruststück: 5,4cm



Einseitiges Bruststück 120 Gramm Abstimmbare Membran

2 Jahre Garantie

Bruststück: 4.4cm



Beidseitiges 105, 95 Gramm

3 Jahre Garantie

Bruststück: Kinder 3,3cm 2,5cm Säuglinge 2,7cm 1,9cm



Beidseitiges Bruststück

135 Gramm Abstimmbare

Membran 3 Jahre

Garantie Bruststück: 4,4cm



Classic III™

Stethoskop

Doppelseitiges Bruststück

150 Gramm

Einteilige Membran auf beiden Seiten des Bruststücks

Umwandelbarer offener Trichter 5 Jahre Garantie

Erwachsenenseite

Bruststück:

4.3cm Kinderseite 3,3cm



Einseitiges Bruststück

160 Gramm

Abstimmbare Membran

4,4cm

3 Jahre Garantie Bruststück:

> 5 Jahre Garantie Bruststück: Erwachsenenseite

Beidseitiges Bruststück

180 Gramm

Zwei abstimmbare Membrane

Integriertes Doppelschlauchsystem

4,3cm Kinderseite 3,3cm



Beidseitiges Bruststück

177 Gramm

Einteilige abstimmbare Membran auf beiden Seiten des

Integriertes Doppelschlauchsystem

Bruststücks

7 Jahre Garantie Bruststück:

Erwachsenenseite 4,3cm Kinderseite 3,3cm



Einseitiges Bruststück

185 Gramm Abstimmbare Membran

Integriertes Doppelschlauchsystem 7 Jahre Garantie

Bruststück: 5,1cm





185 Gramm 2 Jahre Garantie

5,1cm

Technologie Aufnahme und Bruststück: Wiedergabe

> 2 Jahre Garantie Bruststück:

185 Gramm

Bluetooth®

kabellose

5,1cm

www.3m.de/littmann





3M™ Littmann® Stethoskop Bestellinformationen und Farb-Guide

Q U A	S _{TM}	Schwarz	Burgund	Marineblau	Dunkelgrün	Pflaume	Schokolade	Grau	Tannengrün	Hellblau	Violett	Himbeerrot	Karibikblau	Orange	Seafoam Grün	Rot	Lila	Königsblau	Ozeanblau	Pfirsich	Rosa	Koralle	Olivgrün	Sand	Lavendel	Türkis	Zitronengelb	Limettengrün	Smaragd	Rosa Pink
Modell 3200	69 cm	3200BK27	3200BU	3200NB				3200T																						
Modell 3100	69 cm	3100BK27	3100BU	3100NB																										
Master Cardiology™	69 cm	2160 2161¹ 2175² 2176⁴	2163	2164	2165 2183²	2167							2178										21824							
Cardiology IV™	69 cm	6152	6153	6154	6155	6156						6158	6157																	6161
Cardiology III™		3128 3131BE ¹ 3128BRS ² 3157SM ⁴ 3152RBW ⁶	3129	3130	3134	3135	3137 3137CPR ³	3136		3146		3148	3138			3140						3149	31664		3158 ⁶	31594	31614			3164
Master Classic II™	69 cm	2144L 2141¹	2146	2147	2632				2634	2633	2143		2630											2636¹						
Classic III™	69 cm	5620 5803¹ 5811⁴	5627	5622	5624	5831	5809 ³	5621		5630		5626 5806 ⁵	5623 5807 ⁵	5629							5633		58124		5832	5835	5839	5829	5840	5639
Classic II S.E.	71 cm	2201	2211	2205						2813		2210								2822	2817									
Classic II Pediatric	71 cm	2113		2123					2131			2122	2119 2153 ⁵	2155		2113R		2136		2154	2115									
Classic II Infant	71 cm	2114										2125 2157 ⁵	2124	2179		2114R		2156		2158	2120									
Select	71 cm	2290	2293						2305	2301	2294	2296	2291					2298	2306	2310	2292									
Lightweight II S.E.	71 cm	2450	2451							2454			2452		2455		2453				2456									

3M Medica Zweigniederlassung der 3M Deutschland GmbH Hammfelddamm 11 41453 Neuss Telefon +49 (0 21 31)14-0 Telefax +49 (0 21 31)14 44 32 3mmedica.de@mmm.com

www.3MMedica.de

3M (Schweiz) GmbH Medizin

Eggstrasse 93 8803 Rüschlikon Telefon +41 (0)44 724 92 31 Telefax +41 (0)44 724 92 38 medical.ch@mmm.com www.3M.com/ch/healthcare 3M Österreich GmbH Medizin

Kranichberggasse 4 1120 Wien Telefon +43 (0)86 686-0 Telefax +43 (0)86 686-330 medizin-at@mmm.com www.3M-medizin.at

3M, Littmann, das L-Littmann-Logo, L, Master Cardiology, Cardiology III, Cardiology IV, Stethoskop-Bruststücks sind eingetragene Schutzmarken von 3M. Verwendet unter Lizenz in Kanada. Bitte recyclen. © 3M 2016. Alle rechte vorbehalten.

Die Farbdarstellung ist ähnlich dem Original.

Spezielle Bruststück- und Ohrbügel-Editionen sind in begrenzter Anzahl an Schlauchfarben erhältlich.

Smoke Edition -



Black Edition -Schwarzes Bruststück und Ohrbügel



Messing Edition -Messingfarbenes Bruststück und Ohrbügel



Kupfer Edition -Kupferfarbenes Bruststück und Ohrbügel

Bruststück und Ohrbügel

in dunkler Rauchoptik







⁵ Regenbogen Edition – Bruststück in Regenbogenoptik und messingfarbene Ohrbügel



Regenbogen Edition -Bruststück in Regenbogenoptik und schwarze Ohrbügel