

# Solutions éprouvées

pour chaque besoin en matière de scellement



## Ciments à base de résine



### Résine adhésive RelyX<sup>MC</sup> Ultimate

- Rapide et facile – Seulement deux composants (seringue Automix et bouteille d'adhésif)
- Polyvalente – Convient à l'auto-mordançage, au mordançage sélectif et au mordançage total
- Apparence esthétique de calibre mondial grâce à une fluorescence d'apparence naturelle
- Idéale pour les restaurations CAO/FAO et les restaurations en vitrocéramique



### Ciments autoadhésifs RelyX<sup>MC</sup> Unicem ET Unicem 2

- Ciment autoadhésif le plus reconnu à l'échelle mondiale
- Économie de temps grâce à l'élimination des étapes de mordançage, d'apprêt et de liaison
- Sensibilité postopératoire pratiquement nulle
- Résistance et tolérance à l'humidité
- Embout endodontique qui facilite et améliore le scellement des tenons

## Ciment pour facettes prothétiques



### Ciment pour facettes prothétiques RelyX<sup>MC</sup>

- Nuancier préféré des dentistes
- Système de photopolymérisation qui offre une excellente stabilité des couleurs
- Pâtes d'essai qui offrent une excellente harmonisation des teintes à la résine durcie finale
- Facilité de distribution, d'application, de mise en bouche et de nettoyage

## Ciments de scellement en verre ionomère modifié à la résine



### Ciment de scellement RelyX<sup>MC</sup> Plus ET ciment de scellement RelyX<sup>MC</sup>

- Seringue Automix qui offre une distribution précise et élimine le dosage, le mélange à la main et le chargement
- Ciment Automix avec option de photopolymérisation pour un nettoyage plus facile et plus rapide
- Formule pâte/pâte dans le distributeur Clicker<sup>MC</sup> permettant d'obtenir des ratios de mélange uniformes
- Ciment à libération continue de fluorure pour les patients plus sujets aux caries
- Produit à sensibilité postopératoire pratiquement nulle

## Ciments de scellement en verre ionomère traditionnels



### Ciment de scellement radio-opaque Ketac<sup>MC</sup> Cem ET ciment de scellement en verre ionomère Ketac<sup>MC</sup> Cem en capsules Aplicap<sup>MC</sup> et Maxicap<sup>MC</sup>

- Liaison chimique à l'émail et à la dentine
- Libération continue de fluorure
- Pellicule extrêmement mince qui favorise l'intégrité marginale
- Produit radio-opaque
- Distribution par capsule – offre une manipulation simple, des caractéristiques de travail uniformes et une qualité fiable

## Ciments temporaires



### Ciment temporaire RelyX<sup>MC</sup> Temp NE

- Adhérence solide temporaire
- Retrait rapide et facile des résidus
- Ajustement optimal
- Retrait provisoire facile

**3M** ESPE

# Ciments 3M ESPE. Faciles à choisir. Faciles à utiliser.

Indications recommandées*	Résine adhésive RelyX <sup>MC</sup> Ultimate	Ciments autoadhésifs RelyX <sup>MC</sup> Unicem ET Unicem 2	Ciment pour facettes prothétiques RelyX <sup>MC</sup>	Ciment de scellement RelyX <sup>MC</sup> Plus ET ciment de scellement RelyX <sup>MC</sup>	Ciment de scellement radio-opaque Ketac <sup>MC</sup> Cem ET ciment de scellement en verre ionomère Ketac <sup>MC</sup> Cem en capsules Aplicap <sup>MC</sup> et Maxicap <sup>MC</sup>	Ciment temporaire RelyX <sup>MC</sup> Temp NE
						
CAO/FAO restaurations en céramique et composite	●	●				
Nanocéramique en résine	●					
Métal et composite céramo-métallique	●	●		●	●	
Incrustations, incrustations de surface et couronnes en porcelaine et en céramique	●	●				
Facettes prothétiques	●		●			
Zircone	●	●		●		
Implants	●	●		●		
Tenons	●	●				
Couronnes préfabriquées en métal et en composite				●	●	
Ponts Maryland en métal et en composite	●	●				
Cimentation temporaire • restaurations provisoires • couronnes, ponts, incrustations et incrustations de surface						●

## Méthode de distribution



\* Pour obtenir une liste complète des indications, consulter les directives d'utilisation du produit.

Centre de communication-client : 1 888 363-3685 [www.3MESPE.ca/RelyX](http://www.3MESPE.ca/RelyX)

**3M ESPE**

Distribué par :

**3M Canada**  
C.P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
Canada  
1 888 363-3685

**Produits dentaires 3M ESPE Dental Products**  
Building 275-2SE-03  
St. Paul, MN 55144-1000  
É.-U.

**3M Deutschland GmbH**  
Produits dentaires  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss, Allemagne

3M, ESPE, Aplicap, Clicker, Ketac, Maxicap et RelyX sont des marques de commerce de 3M ou de 3M Deutschland GmbH, utilisées sous licence au Canada. © 3M, 2012. Tous droits réservés. 1211-03080 F