

# Préparation

## Sachet d'enrichissement 3M<sup>MC</sup> avec eau peptonée tamponnée ISO maintenant offert dans une nouvelle version améliorée de sac filtrant.

L'eau peptonée tamponnée ISO est un milieu d'enrichissement utilisé pour la récupération des micro-organismes dans les échantillons alimentaires et environnementaux.

- Il suffit d'ajouter un échantillon, de mélanger uniformément et d'incuber
- Contient 225 ml de bouillon prémesuré
- Cette solution est conforme à la formule spécifiée dans la norme ISO 6579
- Le filtre non tissé durable s'étend sur toute la largeur du sachet et est fixé sur les côtés et dans le bas pour faciliter le pipetage
- Il suffit de placer l'échantillon de produit d'un côté du filtre et de pipetter de l'autre côté
- La conception du filtre permet aux micro-organismes de circuler, mais fait obstacle aux grosses particules de nourriture
- Les sachets robustes multistratifiés résistent aux perforations
- Sachet autoportant robuste
- Les languettes à fil métallique gardent le sachet ouvert afin de pouvoir ajouter facilement un échantillon
- Conforme à la méthode de la norme ISO 11133:2014

Le sachet d'enrichissement 3M<sup>MC</sup> avec eau peptonée tamponnée ISO est compatible avec la salmonelle pour analyse par détection moléculaire 3M<sup>MC</sup> et *E. coli* O157 (y compris H7) pour analyse par détection moléculaire 3M<sup>MC</sup> et convient parfaitement à une utilisation avec les bâtonnets-éponges 3M<sup>MC</sup>, les éponges hydratées 3M<sup>MC</sup>, les écouvillons rapides 3M<sup>MC</sup> et les écouvillons échantillonneurs 3M<sup>MC</sup>.

N° de référence	Description	Qté
QEBPWIS225	Sachet d'enrichissement 3M <sup>MC</sup> avec eau peptonée tamponnée ISO	32
<b>Nouveau!</b> QEBPWI225F	Sachet d'enrichissement 3M <sup>MC</sup> avec eau peptonée tamponnée ISO et filtre	32

## Fiabilité éprouvée Système complet de manipulation d'échantillons 3M

Compagnie 3M Canada  
C.P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
Canada

1 800 364-3577  
3M.com/foodsafety

3M Sécurité alimentaire  
3M Center, Building 275-5W-05  
St. Paul, MN 55144-1000 É.-U.

1 800 328-6553

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant des ventes de 3M Sécurité alimentaire de votre région ou consulter le site [3M.com/foodsafety](http://3M.com/foodsafety).

3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada.  
© 2016, 3M. Tous droits réservés. 1603-05174E

**Nouveau  
sac filtrant  
amélioré**

