

Bioluminescens – Overvåker hygien på produksjonslinjen.


3M™ Clean-Trace™-systemet for hygieneovervåkning og -kontroll



Møt den nye vokteren av produksjonslinjen.

Vi lanserer det nye 3M™ Clean-Trace™-systemet for hygieneovervåkning og -kontroll

Når det gjelder hygieneovervåkning, er det mye som står på spill – og nøyaktig informasjon er avgjørende. Men ikke alle systemer er like. Sørg for å holde ting i gang med Clean-Trace-systemet for hygieneovervåkning og -kontroll, som nå kommer i en ny og enda mer pålitelig utgave. Systemet hjelper deg med raskt å bli klar for og bestå kontroller. Det er utviklet for å gi deg ro i sinnet med større nøyaktighet og banebrytende teknologi.



Det er klart når du trenger det

3M™ Clean-Trace™ ATP-tester

Kast ikke bort tiden på ineffektive tester – det du trenger er å hente ut prøver raskt og enkelt. Clean-Trace ATP-testene har en intuitiv design som er enkelt å bruke og implementere, og den lange, fleksible formen gjør det enkelt å ta prøver selv på vanskelig tilgjengelige steder. De slanke, lette svaberne er enkle å bruke med én hånd.

Fleksible utforming gjør det enkelt å ta prøver på vanskelig tilgjengelige steder

Testen aktiveres lett og øker dermed effektiviteten

Forhåndsfuktet og klar for bruk



Hygieneovervåkning har fått en ny løsning



3M™ Clean-Trace™-luminometer

Clean-Trace-luminometeret har fått en ny og mer brukervennlig utforming som gir raskere svar og kan betjenes med én hånd. Den ergonomiske designen gjør testingen enkel og reduserer både opplæringstiden og kostnadene. Med en høyere grad av repeterbarhet og bransjens laveste variabilitet er du garantert nøyaktige resultater som du kan stole på.

Enkel betjening med én hånd gjør det mulig å løse flere oppgaver samtidig

Trådløse funksjoner med Bluetooth®

Ny ergonomisk design som ligger godt i hånden



Effektiv – fleksibel – uunnværlig.

3M™ Clean-Trace™-programvaren for hygienekontroll

Kast ikke bort tiden på å lete etter rapporter. Ved hjelp av det nye kontrollpanelet kan du raskt og enkelt opprette, lagre og hente rapporter i Clean-Trace-programvaren, som gjør data om til informasjon som kan hjelpe deg med å finne de bakenforliggende problemene og løse dem raskt. Det nye designet har gjort systemet enda mer brukervennlig og intuitivt, og har nå støtte for trådløse funksjoner og nettverksforbindelse. La dataene arbeide for deg, slik at du kan identifisere tendenser på arbeidsplassen, oppnå økt produktivitet og skape merverdi i prosessen.

Data som arbeider for deg

Data er bare data – før de blir forenklet, strømlinjeformet og presentert som informasjon som hjelper deg med å ta bedre beslutninger på et sikrere grunnlag. Med Clean-Trace-programvaren for hygienekontroll kan du raskt finne ut hvor et hygieneproblem har oppstått, og løse det. Finn problemområder eller forutsi hvor det eventuelt kan oppstå problemer. Oppnå en høyere rengjøringsstandard med bedre kontroll og minimalt behov for gjentatt rengjøring. Dette gir kortere driftsavbrudd og raskere gjenoppstartning av produksjonen. Vær proaktiv og forebygg små problemer før de vokser seg store.




- Intuitiv, brukervennlig programvare optimaliserer produktiviteten
- Redesignet kontrollpanel samler informasjonen
- Trådløs dataoverføring gir strømlinjeformet arbeidsbelastning
- Automatisert dataoverføring, rapportgenerering og levering

Testen som går i dybden

Når du har ansvaret for å identifisere og håndtere risikoer, trenger du nøyaktig informasjon. For å kunne ta riktige risikorelaterte beslutninger, trenger du mer enn kun en visuell inspeksjon. Du har bruk for raskere resultater enn det mikrobiologiske tester kan levere. Du trenger et pålitelig, komplett system til å hjelpe deg med hygieneovervåkingen – slik at du kan gripe inn og ta riktige beslutninger.

	Visuell inspeksjon	Mikrobiologiske tester	ATP-tester
Rask	+	-	+
Følsom	-	+	+
Kvantitativ	-	+	+
Oppdag produktrester	+	-	+
Enkel	+	-	+

Mikrober og produktrester inneholder adenosintrifosfat (ATP), som er en indikator for biologiske rester som enkelt kan spores for raskt å måle hygienivået. Og i motsetning til andre metoder er ATP-testen en rask, følsom, kvantitativ, effektiv og enkel testmetode.



Støtte du kan stole på

Å sikre at maten som produseres er trygg, er et stort ansvar, men du trenger ikke å ta det alene. Våre medarbeidere kan støtte deg lokalt ved å gi deg teknisk hjelp og ypperlig service. Det er vår jobb å hjelpe deg med å begrense risikoer og forbedre produksjonen – hver batch, hvert skift og hver dag.

Hvis du vil vite mer om hvordan 3M™ Clean-Trace™-systemet for hygieneovervåking og -kontroll kan hjelpe deg med å beskytte varemereket og virksomheten din, kan du kontakte den lokale 3M-representanten eller gå til 3M.com/foodsafety/Clean-Trace.



3M Norge AS,
avd. Food Safety
Hvamveien 6, 2013 Skjetten
P.b. 100, 2026 Skjetten
Telefon: 06384

Bestillingsinformasjon

- ▶ 3M™ Clean-Trace™-luminometer og -programvare for datatrending*

Produktnr.	Beskrivelse
LM1	1/stk.

* Datamaskin er ikke inkludert.

- ▶ 3M™ Clean-Trace™ ATP-overflatetest

Produktnr.	Beskrivelse
UXL100	100/eske

- ▶ 3M™ Clean-Trace™ Water Plus – ATP-totaltest

Produktnr.	Beskrivelse
AQT200	100/eske

- ▶ 3M™ Clean-Trace™ Water-Free ATP-test

Produktnr.	Beskrivelse
AQF100	100/eske



emeafoodsafety@mmm.com
www.3mnorge.no

© 3M 2016. Med enerett. 3M og Clean-Trace er varemerker som tilhører 3M-konsernet. Bluetooth™-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av 3M er på lisens.

70-2011-5084-7 EMEA