

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ テガダーム™ フィルム ドレッシング製品一覧



3M™ テガダーム™ CHG ドレッシング

高度管理医療機器 / 抗菌性カテーテル被覆・保護材
承認番号: 22200BZX00663000 販売名: テガダーム CHG ドレッシング

EOG減菌

製品番号	外形サイズ (cm)	貼付方式	主な用途	備考	枚 / 箱
1657R	8.5×11.5 透明ゲルパッド:3×4	ウインドウアウト	各種カテーテル固定	固定用テープ(滅菌済)1本 記録用ラベル1枚	25
1658R	10×12 透明ゲルパッド:3×4				
1659R	10×15.5 透明ゲルパッド:3×7				
1660R	7×8.5 透明ゲルパッド:2×2				

3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング

一般医療機器 / カテーテル被覆・保護材
届出番号: 13B1X10109000232 販売名: テガダーム I.V. コンフォート フィルム ドレッシング

ガンマ線減菌

製品番号	外形サイズ (cm)	貼付方式	主な用途	備考	枚 / 箱
1681	7×8	ウインドウアウト	各種カテーテル固定	固定用テープ(滅菌済)2本 記録用ラベル1枚	100
1683	6.5×7				
1685	8.5×11.5				
1689	10×15.5				

3M™ テガダーム™ コンフォート フィルム ドレッシング

一般医療機器 / 救急絆創膏 (カテーテル被覆・保護材)
届出番号: 13B1X10109000233 販売名: テガダーム コンフォート フィルム ドレッシング

ガンマ線減菌

製品番号	外形サイズ (cm)	貼付方式	主な用途	備考	枚 / 箱
1674	4.4×4.4	ウインドウアウト	創傷保護 / 各種カテーテル固定	—	100
1679	10×11.5			記録用ラベル1枚 楕円	50
1684	6×7			記録用ラベル1枚	100
1686	10×12			固定用テープ(滅菌済)1本 記録用ラベル1枚	50
1688	10×12				

3M™ テガダーム™ I.V. トランスペアレント ドレッシング

一般医療機器 / カテーテル被覆・保護材
届出番号: 13B1X10109000128 販売名: テガダーム I.V. トランスペアレント ドレッシング

ガンマ線減菌

製品番号	外形サイズ (cm)	貼付方式	主な用途	備考	枚 / 箱
1610	5×5.7	ウインドウアウト	各種カテーテル固定	固定用テープ(滅菌済)2本 小児用絵入り	100
1633	7×8.5	ウインドウイン		固定用テープ(滅菌済)2本 記録用ラベル1枚	
1635	8.5×10.5	ウインドウアウト		固定用テープ(滅菌済)1本 記録用ラベル1枚	100
9525HP	6.5×7			100	

3M™ テガダーム™ トランスペアレント ドレッシング (周囲テープ付き)

管理医療機器 / 粘着性透明創傷被覆・保護材 (カテーテル被覆・保護材)
承認番号: 20400BZY00983000 販売名: テガダーム トランスペアレント ドレッシング

ガンマ線減菌

製品番号	外形サイズ (cm)	貼付方式	主な用途	備考	枚 / 箱
1614	6×7	ウインドウアウト	創傷保護 / 各種カテーテル固定	記録用ラベル1枚	100

3M™ テガダーム™ トランスペアレント ドレッシング

管理医療機器 / 粘着性透明創傷被覆・保護材 (カテーテル被覆・保護材)
承認番号: 20400BZY00983000 販売名: テガダーム トランスペアレント ドレッシング

ガンマ線減菌

製品番号	外形サイズ (cm)	貼付方式	主な用途	備考	枚 / 箱	
1620	6×7	ファーストエイド	創傷保護 / 各種カテーテル固定	補強用ラベル2枚	100	
1621	10×12	ウインドウアウト		—	50	
1622W	4.4×4.4			—	100	
1622W HD	4.4×4.4			透析留置針用	200	
1623W	6×7			記録用ラベル1枚 切れ込み入り	100	
1624W	6×7			記録用ラベル1枚		
9505W	6×7			記録用ラベル1枚 1624Wの入れ目違いです	20	
1626W	10×12			記録用ラベル1枚	50	
9506W	10×12			記録用ラベル1枚 1626Wの入れ目違いです	10	
1634	6×7			ウインドウイン	記録用ラベル1枚	100
1626	10×12				—	50
1627	10×25	—			20	
1628	15×20	—			—	10
1629	20×30					

3M™ テガダーム™ HP トランスペアレント ドレッシング

一般医療機器 / 救急絆創膏 (カテーテル被覆・保護材)
届出番号: 13B1X10109000129 販売名: テガダーム HP トランスペアレント ドレッシング

ガンマ線減菌

製品番号	外形サイズ (cm)	貼付方式	主な用途	備考	枚 / 箱
9519HP	6×6	ウインドウアウト	創傷保護 / 各種カテーテル固定	記録用ラベル1枚	100
9534HP	6×7			記録用ラベル1枚 角形	
9534SP	6×7			記録用ラベル1枚 角形 9534HPの入れ目違いです	20
9536HP	10×12			記録用ラベル1枚 角形	50
9536SP	10×12			記録用ラベル1枚 角形 9536HPの入れ目違いです	10
9543HP	11.5×12			仙骨部	12
9545HP	5.4×6.4			楕円	50
9546HP	10×11.5			記録用ラベル1枚 楕円	
9548HP	14×16.5			楕円	10

3M™ テガダーム™ スムース フィルム ロール

未減菌

製品番号	外形サイズ (cm×m)	貼付方式	主な用途	備考	ロール / 箱
16002JP	5×12	キャリアタイプ	褥瘡対策 / 防水カバー 2次ドレッシング	ロール	1
16004JP	10×12				
16006JP	15×12				

3M™ テガダーム™ ロール トランスペアレント フィルム ロール

未減菌

製品番号	外形サイズ (cm)	貼付方式	主な用途	備考	枚 / 箱
16002	5×10	キャリアタイプ	褥瘡対策 / 防水カバー 2次ドレッシング	ロール	1
16004	10×10				
16006	15×10				

カテーテル固定

カテーテルやチューブをしっかりと保持するための切り込みが入ったユニークな形状で、末梢静脈、末梢動脈、中心静脈カテーテルの固定に適しています。



1685



末梢静脈カテーテルの固定

1683



ポート専用穿刺針の固定

1688




中心静脈カテーテルの固定

1658R

末梢静脈／動脈カテーテル固定	Standard	Comfort
	<p>1614 6cmx7cm</p> <p>Window 5cmx3.4cm</p> <p>1633 7cmx8.5cm</p> <p>9519HP 6cmx6cm</p> <p>9525HP 6.5cmx7cm</p> <p>1610 5cmx5.7cm</p>	<p>1681 7cmx8cm</p> <p>Window 3.5cmx4.8cm</p> <p>1683 6.5cmx7cm</p> <p>Window 2.5cmx4.7cm</p>
中心静脈カテーテル固定	Standard	Comfort
	<p>1635 8.5cmx10.5cm</p> <p>1689 10cmx15.5cm</p> <p>Window 9.1cmx6.3cm</p>	<p>1685 8.5cmx11.5cm</p> <p>Window 5.5cmx5.0cm</p> <p>1688 10cmx12cm</p> <p>Window 6.5cmx8.3cm</p>
	Antimicrobial	
	<p>1660R 7cmx8.5cm</p> <p>Window 4cmx4.5cm</p> <p>1657R 8.5cmx11.5cm</p> <p>Window 5.5cmx5.0cm</p> <p>1659R 10cmx15.5cm</p> <p>Window 9.1cmx6.3cm</p> <p>1658R 10cmx12cm</p> <p>Window 6.5cmx8.3cm</p>	<p>1686 10cmx12cm</p> <p>Window 5.5cmx5.0cm</p> <p>1659R 10cmx15.5cm</p> <p>Window 9.1cmx6.3cm</p> <p>1658R 10cmx12cm</p> <p>Window 6.5cmx8.3cm</p>

創傷保護／各種カテーテル固定

創の被覆及び保護、身体の創傷部位の支持及び注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付して、その固定に用います。



褥瘡対策／防水カバー／2次ドレッシング

好きなサイズに切って使用できるロール状の透明粘着フィルムです。入浴時の防水カバーや褥瘡対策(ずれ・摩擦対策)に使用できます。



創傷保護／各種カテーテル固定	Comfort	Low friction	Standard
	<p>1674 4.4cmx4.4cm</p> <p>1684 6cmx7cm</p> <p>1679 10cmx11.5cm</p> <p>1686 10cmx12cm</p>	<p>9545HP 5.4cmx6.4cm</p> <p>9534HP 6cmx7cm</p> <p>9536HP 10cmx12cm</p> <p>9546HP 10cmx11.5cm</p> <p>9543HP 11.5cmx12cm</p> <p>9548HP 14cmx16.5cm</p>	<p>1622W 4.4cmx4.4cm</p> <p>1623W 6cmx7cm</p> <p>1624W 6cmx7cm</p> <p>1634 6cmx7cm</p> <p>1626W 10cmx12cm</p> <p>1626 10cmx12cm</p> <p>1627 10cmx25cm</p> <p>1628 15cmx20cm</p> <p>1629 20cmx30cm</p>
		First Aid Type	
		<p>1620 6cmx7cm</p> <p>1621 10cmx12cm</p>	
末滅菌ロール	Low friction		
	<p>16002JP 5cmx12m</p> <p>16004JP 10cmx12m</p> <p>16006JP 15cmx12m</p>		<p>16002 5cmx10m</p> <p>16004 10cmx10m</p> <p>16006 15cmx10m</p>

3M、Tegaderm、テガダームは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部


<http://go.3m.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.
HPM-418-K(111803)DN

2018年11月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます