

**3M** Science.  
Applied to Life.™

## 3M™ テガダーム™ フィルム ドレッシング製品一覧



### 3M™ テガダーム™ CHG ドレッシング

高度管理医療機器 / 抗菌性カテーテル被覆・保護材  
承認番号: 22200BZX00663000 販売名: テガダーム CHG ドレッシング

EOG滅菌

製品番号	外形サイズ (cm)	主な用途	付属品	備考	枚 / 箱		
1657R	8.5×11.5	透明ゲルパッド: 3×4	各種カテーテル固定	固定用テープ 1本 記録用ラベル 1枚	滅菌済み	-	25
1658R	10×12	透明ゲルパッド: 3×4					
1659R	10×15.5	透明ゲルパッド: 3×7					
1660R	7×8.5	透明ゲルパッド: 2×2					

### 3M™ テガダーム™ I.V. コンフォートフィルム ドレッシング

一般医療機器 / カテーテル被覆・保護材  
届出番号: 13B1X10109000232 販売名: テガダーム I.V. コンフォートフィルム ドレッシング

ガンマ線滅菌

製品番号	外形サイズ (cm)	主な用途	付属品	備考	枚 / 箱	
1680	3.8×4.5	各種カテーテル固定	固定用テープ 2本 記録用ラベル 1枚	小児用絵入り	100	
1681	7×8			滅菌済み		-
1682	5×5.7		固定用テープ 1本 記録用ラベル 1枚	滅菌済み	小児用絵入り	50
1683	6.5×7				-	
1685	8.5×11.5				-	
1689	10×15.5				-	

### 3M™ テガダーム™ コンフォートフィルム ドレッシング

一般医療機器 / 救急絆創膏 (カテーテル被覆・保護材)  
届出番号: 13B1X10109000233 販売名: テガダーム コンフォートフィルム ドレッシング

ガンマ線滅菌

製品番号	外形サイズ (cm)	主な用途	付属品	備考	枚 / 箱	
1674	4.4×4.4	傷の保護 / 各種カテーテル固定	-	-	100	
1679	10×11.5		-	楕円	50	
1684	6×7		記録用ラベル 1枚	滅菌済み	-	100
1686	10×12		-	-	-	50
1688	10×12		固定用テープ 1本 記録用ラベル 1枚	滅菌済み	-	50

### 3M™ テガダーム™ I.V. トランスペアレント ドレッシング

一般医療機器 / カテーテル被覆・保護材  
届出番号: 13B1X10109000128 販売名: テガダーム I.V. トランスペアレント ドレッシング

ガンマ線滅菌

製品番号	外形サイズ (cm)	主な用途	付属品	備考	枚 / 箱	
1610	5×5.7	各種カテーテル固定	固定用テープ 2本	滅菌済み	小児用絵入り	100
1633	7×8.5		固定用テープ 2本 記録用ラベル 1枚	滅菌済み	-	50
1635	8.5×10.5		固定用テープ 1本 記録用ラベル 1枚	滅菌済み	-	100
9525HP	6.5×7		-	-	-	-

### 3M™ テガダーム™ トランスペアレント ドレッシング (周囲テープ付き)

管理医療機器 / 粘着性透明創傷被覆・保護材 (カテーテル被覆・保護材)  
認証番号: 20400BZY00983000 販売名: テガダーム トランスペアレント ドレッシング

ガンマ線滅菌

製品番号	外形サイズ (cm)	主な用途	付属品	備考	枚 / 箱	
1614	6×7	創傷保護 / 各種カテーテル固定	記録用ラベル 1枚	滅菌済み	-	100

### 3M™ テガダーム™ トランスペアレント ドレッシング

管理医療機器 / 粘着性透明創傷被覆・保護材 (カテーテル被覆・保護材)  
認証番号: 20400BZY00983000 販売名: テガダーム トランスペアレント ドレッシング

ガンマ線滅菌

製品番号	外形サイズ (cm)	主な用途	付属品	備考	枚 / 箱	
1622W	4.4×4.4	創傷保護 / 各種カテーテル固定	-	-	100	
1622W HD	4.4×4.4		-	透析留置針用	200	
1623W	6×7		記録用ラベル 1枚	滅菌済み	切れ込み入り	100
1624W	6×7				-	-
1626W	10×12		-	-	50	
1626	10×12		-	-	50	
1627	10×25		-	-	20	
1628	15×20		-	-	10	
1629	20×30		-	-	-	

### 3M™ テガダーム™ HP トランスペアレント ドレッシング

一般医療機器 / 救急絆創膏 (カテーテル被覆・保護材)  
届出番号: 13B1X10109000129 販売名: テガダーム HP トランスペアレント ドレッシング

ガンマ線滅菌

製品番号	外形サイズ (cm)	主な用途	付属品	備考	枚 / 箱	
9519HP	6×6	傷の保護 / 各種カテーテル固定	記録用ラベル 1枚	滅菌済み	-	100
9534HP	6×7				9534HPの入れ目違いです	20
9534SP	6×7				-	50
9536HP	10×12				9536HPの入れ目違いです	10
9536SP	10×12				-	50
9546HP	10×11.5				楕円	-

### 3M™ テガダーム™ スムースフィルムロール

未滅菌

製品番号	外形サイズ (cm×m)	主な用途	付属品	備考	ロール / 箱
16002JP	5×12	褥瘡対策 / 防水カバー 2次ドレッシング	-	ロール	1
16004JP	10×12				
16006JP	15×12				

### 3M™ テガダーム™ ロール トランスペアレントフィルムロール

未滅菌

製品番号	外形サイズ (cm)	主な用途	付属品	備考	枚 / 箱
16002	5×10	褥瘡対策 / 防水カバー 2次ドレッシング	-	ロール	1
16004	10×10				
16006	15×10				



## カテーテル固定

カテーテルやチューブをしっかりと保持するための切り込みが入ったユニークな形状で、末梢静脈、末梢動脈、中心静脈カテーテルの固定に適しています。



1685



末梢静脈カテーテルの固定

1683



中心静脈カテーテルの固定


1657R







ポート専用穿刺針の固定

1688

末梢静脈／動脈カテーテル固定



中心静脈カテーテル固定



## 傷の保護／各種カテーテル固定

傷の被覆及び保護、身体の創傷部位の支持及び注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付して、その固定に用います。



## 創傷保護／各種カテーテル固定

滲出液の少ない創傷において、創の保護、感染の防止及び上皮再生の促進を目的とし、それにより疼痛の軽減を図ります。また、注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付して、その固定に用います。




## 褥瘡対策／防水カバー／2次ドレッシング


好きなサイズに切って使用できるロール状の透明粘着フィルムです。入浴時の防水カバーや褥瘡対策(ずれ・摩擦対策)に使用できます。




傷の保護／各種カテーテル固定



創傷保護／各種カテーテル固定



未滅菌ロール



3M、Tegaderm、テガダームは3M社の商標です。

2023年12月発行



スリーエム ヘルスケア ジャパン合同会社  
<http://go.3m.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2023. All Rights Reserved.  
HPM-418-N(1223)JT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-000-470**

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)