

3M™ リットマン™ ステソスコープ クラシック III™
3M™ Littmann® Stethoscope Classic III™

2017年 新色追加



Introducing
the next generation
of a clinical icon.

3M™リットマン™ ステソスコープは、発売後50年以上多くの医療従事者に選ばれ続けています。

3M™リットマン™ ステソスコープ クラシック III™ は、医師から看護師まで幅広くご使用いただいているクラシックラインの次世代モデルです。

初めて使う方にもおすすめできるスタンダードな聴診器です。

3M™リットマン™ステソスコープの詳細情報は…

<http://www.littmann.jp/>

3M

3M™ Littmann® Stethoscope Classic III™

3M™ リットマン™ ステソスコープ クラシック III™

3M™ リットマン™ ステソスコープ クラシック III™ は、成人・小児2つのサスペンデッド・ダイアフラムを有するクラシックラインの新モデルです。



New chestpiece design

新しさと伝統の両方をあわせ持つ曲線的なデザイン

成人用と小児用ダイアフラムを両面に搭載した新しいデザインのチェストピースです。成人から小児までこれ一器で診察が可能な一般診察用聴診器です。



Suspended diaphragms

小児用サスペンデッド・ダイアフラムの追加

成人用と小児用の両面に搭載したサスペンデッド・ダイアフラムは、チェストピースを皮膚にあてたまま、押さえつける力の強弱で低周波数と高周波数のモード切り替えができます。小児用ダイアフラム面は、小児だけでなくくも膜下出血の患者様の聴診にも役立ちます。



Single-piece diaphragm

お手入れが簡単に行える、段差の少ない"一体成型"ダイアフラム

新開発の一体成型ダイアフラムを採用しています。ダイアフラムとリムの段差が少なく、お手入れが簡単です。



Next-generation tubing

皮脂に強い新しいシングルチューブ

皮脂に強くなった新しい厚めのシングルチューブを使用しています。



Colors and finishes

豊富なカラーバリエーション

幅広いカラーバリエーションと特殊表面仕上げをしたチェストピースのモデルからお選びいただけます。

Copper Edition
銅色加工

Black Edition
黒色加工

Edition Model

金属部に表面仕上げを施したエディションモデル



聴診面の確認方法

チェストピースの柄の部分にくぼみがあり、聴診可能な面を見分けることができます。聴診したい面にくぼみを向けるように回転させてください。



ソフトシーリング・イヤーチップ

ソフトシーリング・イヤーチップは、快適なフィット感だけでなく、優れた遮音特性も提供します。イヤーチップと耳の間隙を通じて侵入する騒音を遮断します。

3M™ リットマン™ ステソスコープ クラシック III™ にはソフトシーリング・イヤーチップが付属していますので、ご自身の耳のサイズに合う方をお選びいただけます。

ソフトシーリング・イヤーチップ小 (付属)

ソフトシーリング・イヤーチップ大 (標準装着)



新色登場!



3MTM リットマンTM ステスコープ クラシック IIITM

★ 2017年 新色

チェストピース: 成人・小児両用型チェストピース (ステンレス)
 ダイアフラム: サスペンデット・ダイアフラム
 (直径: 成人用 約45mm 小児用 約35mm)
 チューブ: シングルチューブ バイノーラル
 全長/重さ: 約69cm/約150g
 販売名: リットマン ステスコープ
 一般医療機器 届出番号: 13B1X10109000218



製品番号	チューブ色	チェストピース表面加工	全長	重さ	バイノーラル
5620	ブラック	シルバー	約 69 cm	約 150 g	シングルチューブ バイノーラル
5621	グレー				
5622	ネイビーブルー				
5623	カリビアンブルー				
5624	ハンターグリーン				
5626	ラズベリー				
5627	バーガンディー				
5629	オレンジ				
5630	セイルブルー				
5633	パールピンク				
5639	ローズピンク				
5829	ライムグリーン				
5831	プラム				
5832	ラベンダー				
5835	ターコイズ	レインボウ加工 (レインボウエディション)	約 69 cm	約 150 g	シングルチューブ バイノーラル
5839	レモンライム				
5840	エメラルド				
5806	ラズベリー	レインボウ加工 (レインボウエディション)	約 69 cm	約 150 g	シングルチューブ バイノーラル
5807	カリビアンブルー				
★ 5870	ブラック				

希望本体価格 (税抜き) ¥18,500

5803	ブラック	黒色加工 (ブラックエディション)	約 69 cm	約 150 g	シングルチューブ バイノーラル
★ 5867	ネイビーブルー				
★ 5868	バーガンディー				
★ 5869	カリビアンブルー				
5811	ブラック	スモーク加工 (スモークエディション)	約 69 cm	約 150 g	シングルチューブ バイノーラル
5812	ダークオリーブグリーン				
★ 5871	ラズベリー				
5809	チョコレート	銅色加工 (銅カラーエディション)	約 69 cm	約 150 g	シングルチューブ バイノーラル

希望本体価格 (税抜き) ¥21,000

3MTM リットマンTM ステスコープには天然ゴムを使用しておりません。

- 各製品には「添付文書」「取扱説明書 (日本語)」「保証書 (取扱説明書最終ページ)」が同封されております。
- 3MTM リットマンTM ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、お買い上げ日より1年間は無償で交換させていただきます。
- 本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により販売中止になることがあります。
- 本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、実際の製品と色が異なる場合があります。
- 価格は全てメーカー希望小売価格です。

詳細は取扱店までお問合せください。

取扱店

3M、Classic III、Littmann、クラシック III、リットマンは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
 ヘルスケアカンパニー
 感染管理製品事業部
<http://www.littmann.jp/>

Please Recycle. Printed in Japan
 Copyright © 2017 3M. All Rights Reserved.
 HPM-645-C (061705) IT 848999

2017年6月発行

カスタマーコールセンター
 製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
 ナビダイヤル[®] 市内通話料金でご利用いただけます。
 受付時間 / 8:45~17:15 月~金 (土・日・祝・年末年始は除く)