



## 3M™ Impression Tray

Einweg-Abformlöffel

# Vereinfacht den Abformprozess

### Indikationen:

- Präzisionsabformungen\*
- Implantatabformungen
- Abformungen für temporäre Kronen und Brücken
- Gegenkiefer- und Studienmodellabformungen
- Kieferorthopädische Abformungen
- Abformungen für Schienen im Rahmen der Zahnaufhellung (Bleaching)
- Herstellung von Knirscherschienen

INDIZIERT FÜR  
**PRÄZISIONS-\***  
UND **SITUATIONS-**  
**ABFORMUNGEN.**

\* Nicht indiziert für Putty-Konsistenz

### Spart Zeit und vereinfacht den Arbeitsablauf.

Die gebrauchsfertigen 3M™ Impression Trays verfügen über ein integriertes Retentionsvlies, welches das Abformmaterial zuverlässig im Löffel hält. Ein Löffeladhäsiv ist nicht erforderlich – dadurch sparen Sie wertvolle Vorbereitungszeit.

### Optimale Passung und hohe Abformgenauigkeit.

3M Impression Trays sind in jeweils 3 optimierten Größen für Ober- und Unterkiefer erhältlich, um eine sehr gute Passung für nahezu jeden erwachsenen Patienten zu bieten. Das besondere Löffeldesign bewirkt einen höheren Stempeldruck während der Abformung und vermindert die Bildung von strömungsbedingten Fließfahnen.

### Einfach zu individualisieren.

3M Impression Trays können einfach individualisiert werden, wodurch sie sich auch ideal für Implantatabformungen eignen. Sie ermöglichen genaue Abformungen des Weich- und Hartgewebes sowie der Abformkappen des Implantatsystems.


### Volle Infektionskontrolle.

Die hygienischen 3M Impression Trays sind Einwegartikel.

### Hoher Patientenkomfort.

Das Auffangreservoir und der umlaufende Retentionsrand verhindern, dass überschüssiges Material in den Rachen fließt.

# 3M™ Impression Tray bietet Ihnen:



## Bestellinformationen



### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### 3M™ Impression Tray Refills – Oberkiefer

**71615** 10 Impression Trays, Größe S

**71616** 10 Impression Trays, Größe M

**71617** 10 Impression Trays, Größe L

#### 3M™ Impression Tray Refills – Unterkiefer

**71618** 10 Impression Trays, Größe S

**71619** 10 Impression Trays, Größe M

**71620** 10 Impression Trays, Größe L



**3M Deutschland GmbH**  
ESPE Platz · 82229 Seefeld

Freecall: 0800-2753773  
Freefax: 0800-3293773  
E-Mail: [info3mespe@mmm.com](mailto:info3mespe@mmm.com)  
Webseite: [3m.de/dental](http://3m.de/dental)

**3M (Schweiz) GmbH**  
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüslikon

Fax: (044) 7249480  
E-Mail: [3mespech@mmm.com](mailto:3mespech@mmm.com)  
Webseite: [3mschweiz.ch/dental](http://3mschweiz.ch/dental)

**3M Österreich GmbH**  
Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien

Tel.: (01) 86686434  
Fax: (01) 86686330  
E-Mail: [dental-at@mmm.com](mailto:dental-at@mmm.com)  
Webseite: [3maustria.at/dental](http://3maustria.at/dental)