

3M
Littmann®
Stethoscopes



3M™ リットマン™ ステソスコープ パーツ & アクセサリーガイド

3M™ Littmann® Stethoscope



Contents

2 3M™ リットマン™ ステソスコープの各部名称

3 製品別交換部品表


10 パーツ別交換部品表

- 10 バイノーラル
- 12 チェストピース
- 13 一体成型ダイアフラム
(サスペンデッド・ダイアフラム用の部品)
- 14 ダイアフラム
(サスペンデッド・ダイアフラムでないタイプの部品)
- 15 リム
(サスペンデッド・ダイアフラムでないタイプの部品)
- 16 電子聴診器用ダイアフラム
- 16 ノンチルスリーブ
- 17 イアーチップ／スペアパーツキット
- 18 ネームタグ

3M™ リットマン™ ステソスコープの各部名称


ツートンワン・チューブ タイプ

マスターカーディオロジー™ ステソスコープ
 カーディオロジー S.T.C. ステソスコープ
 カーディオロジー III™ ステソスコープ
 カーディオロジー IV™ ステソスコープ



シングル・チューブ タイプ

マスタークラシック II™ ステソスコープ
 クラシック III™ ステソスコープ
 クラシック II S.E. ステソスコープ
 クラシック II ステソスコープ
 セレクト ステソスコープ
 ライトウェイト II S.E. ステソスコープ




シングルサイド型




コンビネーション型 / 2ウェイ型



成人・小児両用型



本体



イアーチップ



製品別交換部品表

表中の価格表記の上に記載されている数字は、各部品の製品番号です。

モデル名	製品番号	バイノーラルの色 本体の全長	バイノーラル	チェスト ピース	リム	ダイヤフラム	ノンチル スリーブ	イアーチップ 標準装備 ソフトシーリング (大/1.3cm径)	イアーチップ 付属品 ソフトシーリング (小/1.2cm径)					
マスターカーディオロジー™ ステスコープ	2159	ブラック 22インチ/約55cm ショートレンジ用	65825 ¥28,600	98597 ¥32,120	89919 ¥1,155 (色:ブラック)	00186 ¥825 (色:ブラック)	—	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)					
	2160	ブラック (金属部分銀色) 27インチ/約68cm	65833 ¥28,600											
	2169	チョコレート 27インチ/約68cm	—											
	2161	ブラック (金属部分黒色) 27インチ/約68cm	66211 ¥33,660	11342 ¥35,530										
	2175	ブラック (金属部分真鍮色) 27インチ/約68cm	10870 ¥33,660	—										
	2176	ブラック (金属部分スモーク色) 27インチ/約68cm	15861 ¥33,660	—										
	2163	パーガンディー 27インチ/約68cm	65866 ¥28,600	07407 ¥32,120						89901 ¥1,155 (色:グレー)	00202 ¥825 (色:グレー)	—	37812 ¥1,320 (色:グレー)	37810 ¥1,320 (色:グレー)
	2164	ネイビーブルー 27インチ/約68cm	65858 ¥28,600											
	2165	ハンターグリーン 27インチ/約68cm	65874 ¥28,600											
	2167	プラム 27インチ/約68cm	03578 ¥28,600											
	2168	グレー 27インチ/約68cm	—											
2178	カリビアンブルー 27インチ/約68cm	10896 ¥28,600												
カーディオロジー S.T.C. ステスコープ	4471	ブラック 27インチ/約68cm	65833 ¥28,600	—	—	—	—	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)					
	4472	パーガンディー 27インチ/約68cm	65866 ¥28,600	—	—	—	—	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)					
	4473	ネイビーブルー 27インチ/約68cm	65858 ¥28,600	—	—	—	—	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)					
	4475	プラム 27インチ/約68cm	03578 ¥28,600	—	—	—	—	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)					

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

モデル名	製品番号	バイノーラルの色 本体の全長	バイノーラル	チェスト ピース	一体成型 ダイヤフラム (成人用面)	ノンチル スリーブ	イアーチップ 標準装備 ソフトシーリング (大/1.3cm径)	イアーチップ 付属品 ソフトシーリング (小/1.2cm径)
トラディショナル ステスコープ	3141	ブラック 27インチ/約68cm	65833 ¥28,600	—	33474 ¥1,430 (色:ブラック)	36570 ¥1,100 (色:ブラック)	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)
	3142	ネイビーブルー 27インチ/約68cm	65858 ¥28,600		33475 ¥1,430 (色:グレー)	36571 ¥1,100 (色:グレー)	37812 ¥1,320 (色:グレー)	37810 ¥1,320 (色:グレー)
	3143	パーガンディー 27インチ/約68cm	65866 ¥28,600		33475 ¥1,430 (色:グレー)	36571 ¥1,100 (色:グレー)	37812 ¥1,320 (色:グレー)	37810 ¥1,320 (色:グレー)

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

モデル名	製品番号	バイノーラルの色 本体の全長	バイノーラル	チェスト ピース	小児用面 (リム、ダイヤ フラム)	一体成型 ダイヤフラム (成人用面)	ノンチル スリーブ	イアーチップ 標準装備 ソフトシーリング (大/1.3cm径)	イアーチップ 付属品 ソフトシーリング (小/1.2cm径)	
カーディオロジーIII™ ステスコープ	3127	ブラック 22インチ/約55cm ショートレンジ用	65825 ¥28,600	69777 ¥19,910	《リム》 36550 ¥1,210 (色:ブラック)	33474 ¥1,430 (色:ブラック)	36570 ¥1,100 (色:ブラック)	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)	
	3128	ブラック 27インチ/約68cm	65833 ¥28,600							
	3137	チョコレート 27インチ/約68cm	—							
	3128BRS	ブラック (金属部分真鍮色) 27インチ/約68cm	10870 ¥33,660	—						《ダイヤフラム》 39853 ¥660 (色:ブラック)
	3137CPR	チョコレート (金属部分銅色) 27インチ/約68cm	—							
	3131BE	ブラック (金属部分黒色) 27インチ/約68cm	66211 ¥33,660							

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

製品別交換部品表

表中の価格表記の上に記載されている数字は、各部品の製品番号です。

モデル名	製品番号	バイノーラルの色 本体の全長	バイノーラル	チェスト ピース	小児用面 (リム、ダイヤ フラム)	一体成型 ダイヤフラム (成人用面)	ノンチル スリーブ	イアーチップ 標準装備 ソフトシーリング (大/1.3cm径)	イアーチップ 付属品 ソフトシーリング (小/1.2cm径)
カーディオロジーIII™ ステスコープ	3129	パーガンディー 27インチ/約68cm	65866 ¥28,600	69785 ¥19,910	《リム》 36551 ¥1,210 (色:グレー) 《ダイヤフラム》 69801 ¥660 (色:グレー)	33475 ¥1,430 (色:グレー)	36571 ¥1,100 (色:グレー)	37812 ¥1,320 (色:グレー)	37810 ¥1,320 (色:グレー)
	3130	ネイビーブルー 27インチ/約68cm	65858 ¥28,600						
	3134	ハンターグリーン 27インチ/約68cm	65874 ¥28,600						
	3135	プラム 27インチ/約68cm	03578 ¥28,600						
	3136	グレー 27インチ/約68cm	—						
	3138	カリビアンブルー 27インチ/約68cm	10896 ¥28,600						
	3140	レッド 27インチ/約68cm	—						
	3146	セイルブルー 27インチ/約68cm	—						
	3148	ラズベリー 27インチ/約68cm	—						
	3149	ピンク 27インチ/約68cm	—						

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

モデル名	製品番号	バイノーラルの色 本体の全長	バイノーラル	チェスト ピース	一体成型 ダイヤフラム (小児用面)	一体成型 ダイヤフラム (成人用面)	ノンチル スリーブ	イアーチップ 標準装備 ソフトシーリング (大/1.3cm径)	イアーチップ 付属品 ソフトシーリング (小/1.2cm径)	
カーディオロジーIV™ ステスコープ	6151	ブラック 22インチ/約55cm ショートレンジ用	65825 ¥28,600	41438 ¥20,350	33472 ¥1,430 (色:ブラック)	33474 ¥1,430 (色:ブラック)	37972 ¥550 (色:ブラック)	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)	
	6152	ブラック 27インチ/約68cm	65833 ¥28,600							
	6153	パーガンディー 27インチ/約68cm	65866 ¥28,600	41446 ¥20,350	33473 ¥1,430 (色:グレー)	33475 ¥1,430 (色:グレー)	37980 ¥550 (色:グレー)	37812 ¥1,320 (色:グレー)	37810 ¥1,320 (色:グレー)	
	6154	ネイビーブルー 27インチ/約68cm	65858 ¥28,600							
	6155	ハンターグリーン 27インチ/約68cm	65874 ¥28,600							
	6156	プラム 27インチ/約68cm	03578 ¥28,600							
	6157	カリビアンブルー 27インチ/約68cm	10896 ¥28,600							
	6158	ラズベリー 27インチ/約68cm	—							
	6161	ローズピンク 27インチ/約68cm	—							
	6165	ブラック (金属部分黒色) 27インチ/約68cm	66211 ¥33,660							41578 ¥20,350
	6205	プラム (金属部分黒色) 27インチ/約68cm	—							
	6163	ブラック (金属部分黒色) 27インチ/約68cm	66211 ¥33,660	41453 ¥22,000	33472 ¥1,430 (色:ブラック)	33474 ¥1,430 (色:ブラック)	37972 ¥550 (色:ブラック)	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)	
	6200			—						
	6201			—						
	6203			—						
	6168	ネイビーブルー (金属部分黒色) 27インチ/約68cm	41883 ¥33,660	41453 ¥22,000	41479 ¥22,000	33472 ¥1,430 (色:ブラック)	33474 ¥1,430 (色:ブラック)	37972 ¥550 (色:ブラック)	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)
	6162	ブラック (金属部分スモーク) 27インチ/約68cm	15861 ¥33,660							
	6166	プラム (金属部分スモーク) 27インチ/約68cm	45959 ¥33,660							
	6171	ターコイズ (金属部分スモーク) 27インチ/約68cm	34136 ¥33,660							
	6178	ラズベリー (金属部分スモーク) 27インチ/約68cm	45967 ¥33,660							
6164	ブラック (金属部分スモーク) 27インチ/約68cm	15861 ¥33,660	41461 ¥22,000							

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

製品別交換部品表

表中の価格表記の上に記載されている数字は、各部品の製品番号です。

モデル名	製品番号	バイノーラルの色 本体の全長	バイノーラル	チェスト ピース	一体成型 ダイヤフラム (小児用面)	一体成型 ダイヤフラム (成人用面)	ノンチル スリーブ	イアーチップ 標準装備 ソフトシーリング (大/1.3cm径)	イアーチップ 付属品 ソフトシーリング (小/1.2cm径)
カーディオロジ-IV™ ステスコープ	6169	カリビアンブルー 27インチ/約68cm	—	41487 ¥22,000	33472 ¥1,430 (色:ブラック)	33474 ¥1,430 (色:ブラック)	37972 ¥550 (色:ブラック)	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)
	6170	バーガンディー 27インチ/約68cm	—						
	6177	ブラック 27インチ/約68cm	65833 ¥28,600						
	6176	バーガンディー (金属部分黒色) 27インチ/約68cm	—	74256 ¥22,000					
	6190	カリビアンブルー (金属部分黒色) 27インチ/約68cm	—	46015 ¥22,000					
	6179	ブラック (金属部分スモーク) 27インチ/約68cm	15861 ¥36,660						
	6202	ネイビーブルー (金属部分黒色) 27インチ/約68cm	41883 ¥36,660	—					
	6204	ブラック (金属部分黒色)	66211 ¥36,660	—					
	6232	27インチ/約68cm		—					
	6234	カリビアンブルー (金属部分黒色) 27インチ/約68cm	—	—					
	6238	グレー (金属部分黒色) 27インチ/約68cm	—	—					
	6206	ハンターグリーン (金属部分ハイポリッシュ シャンパン) 27インチ/約68cm	—	—					
	6240	ブラック (金属部分スモーク) 27インチ/約68cm	15861 ¥36,660	—					
	6241	ラズベリー (金属部分スモーク)	45967 ¥36,660	—					
6242	ネイビーブルー (金属部分スモーク) 27インチ/約68cm	—	—						
クラシック III™ ステスコープ	5620	ブラック (金属部分銀色) 27インチ/約69cm	99273 ¥10,890	37394 ¥12,870	33472 ¥1,430 (色:ブラック)	33474 ¥1,430 (色:ブラック)	37972 ¥550 (色:ブラック)	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)
	5621	グレー 27インチ/約69cm	34888 ¥10,890	37402 ¥12,870	33473 ¥1,430 (色:グレー)	33475 ¥1,430 (色:グレー)	37980 ¥550 (色:グレー)	37812 ¥1,320 (色:グレー)	37810 ¥1,320 (色:グレー)
	5622	ネイビーブルー 27インチ/約69cm	97442 ¥10,890						
	5623	カリビアンブルー (金属部分銀色) 27インチ/約69cm	86508 ¥10,890						
	5624	ハンターグリーン 27インチ/約69cm	86516 ¥10,890						
	5626	ラズベリー (金属部分銀色) 27インチ/約69cm	36024 ¥10,890						
	5627	バーガンディー 27インチ/約69cm	97459 ¥10,890						
	5629	オレンジ 27インチ/約69cm	—						
	5630	セイルブルー 27インチ/約69cm	03586 ¥10,890						
	5633	パールピンク 27インチ/約69cm	35968 ¥10,890						
	5639	ローズピンク 27インチ/約69cm	34904 ¥10,890						
	5829	ライムグリーン 27インチ/約69cm	37162 ¥10,890						
	5831	ブラム 27インチ/約69cm	37154 ¥10,890						
	5832	ラベンダー 27インチ/約69cm	34912 ¥10,890						

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

製品別交換部品表

表中の価格表記の上に記載されている数字は、各部品の製品番号です。

モデル名	製品番号	バイノーラルの色 本体の全長	バイノーラル	チェスト ピース	一体成型 ダイアフラム (小児用面)	一体成型 ダイアフラム (成人用面)	ノンチル スリーブ	イアーチップ 標準装備 ソフトシーリング (大/1.3cm径)	イアーチップ 付属品 ソフトシーリング (小/1.2cm径)
クラシック III™ ステスコープ	5835	ターコイズ 27インチ/約69cm	34961 ¥10,890	37402 ¥12,870	33473 ¥1,430 (色:グレー)	33475 ¥1,430 (色:グレー)	37980 ¥550 (色:グレー)	37812 ¥1,320 (色:グレー)	37810 ¥1,320 (色:グレー)
	5839	レモンライム 27インチ/約69cm	34953 ¥10,890						
	5840	エメラルド 27インチ/約69cm	34938 ¥10,890						
	5806	ラズベリー (金属部分真鍮色) 27インチ/約69cm	35851 ¥10,890	38137 ¥15,730	33472 ¥1,430 (色:ブラック)	33474 ¥1,430 (色:ブラック)	37972 ¥550 (色:ブラック)	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	37809 ¥1,320 (色:ブラック)
	5807	カリビアンブルー (金属部分真鍮色) 27インチ/約69cm	36255 ¥10,890						
	5870	ブラック (金属部分黒色) 27インチ/約69cm	11375 ¥15,400	48326 ¥15,730					
	5803	ブラック (金属部分黒色) 27インチ/約69cm	11375 ¥15,400	37410 ¥15,730					
	5867	ネイビーブルー (金属部分黒色) 27インチ/約69cm	48151 ¥15,400						
	5868	パーガンディー (金属部分黒色) 27インチ/約69cm	48136 ¥15,400						
	5869	カリビアンブルー (金属部分黒色) 27インチ/約69cm	48144 ¥15,400						
	5809	チョコレート (金属部分銅色) 27インチ/約69cm	35869 ¥15,400	37428 ¥15,730					
	5811	ブラック (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	34896 ¥15,400	37436 ¥15,730					
	5812	ダークオリブグリーン (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	35877 ¥15,400						
	5871	ラズベリー (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	48128 ¥15,400						
	5872	ターコイズ (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	発売未定	発売未定					
	5873	グレー (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	発売未定	発売未定					
	5875	ライムグリーン (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	発売未定	発売未定					
	5862	ラズベリー (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	48128 ¥15,400	74306 ¥15,730					
	5863	ネイビーブルー (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	発売未定						
	5959	セイルブルー (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	発売未定						
	5960	プラム (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	発売未定	発売未定					
	5962	パールピンク (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	発売未定	発売未定					
	5874	カリビアンブルー (金属部分シルバー) 27インチ/約70cm	発売未定	発売未定					
	5861	ブラック (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	34896 ¥15,400	74314 ¥15,730					
	5864	パーガンディー (金属部分スモーク) 27インチ/約69cm	発売未定						

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

製品別交換部品表

表中の価格表記の上に記載されている数字は、各部品の製品番号です。

モデル名	製品番号	バイノーラルの色 本体の全長	バイノーラル	チェスト ピース	一体成型ダイアフラム (成人用)	ノンチル スリーブ	イアーチップ 標準装備 ソフトシーリング (大/1.3cm径)	イアーチップ 付属品 ソフトシーリング (小/1.2cm径)
クラシック II S.E. ステスコープ	2201	ブラック 28インチ/約71cm	85271 ¥7,480	65056 ¥12,100	33474 ¥1,430 (色:ブラック)	36544 ¥550 (色:ブラック)	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	—
	2203	グレー 28インチ/約71cm	—	65064 ¥12,100	33475 ¥1,430 (色:グレー)	36545 ¥550 (色:グレー)	37812 ¥1,320 (色:グレー)	—
	2205	ネイビーブルー 28インチ/約71cm	—					
	2206	カリビアンブルー 28インチ/約71cm	86367 ¥7,480					
	2209	パープル 28インチ/約71cm	—					
	2210	ラズベリー 28インチ/約71cm	86359 ¥7,480					
	2211	パーガンディー 28インチ/約71cm	—					
	2215	ロイヤルブルー 28インチ/約71cm	—					
	2812	オレンジ 28インチ/約71cm	—					
	2813	セイルブルー 28インチ/約71cm	—					
	2814	シーフォームグリーン 28インチ/約71cm	—					
	2817	ピンク 28インチ/約71cm	—					
	2818	パイングリーン 28インチ/約71cm	—					
	2819	オーシャンブルー 28インチ/約71cm	—					
	2822	ピーチ 28インチ/約71cm	—					
2218BE	ブラック (金属部分黒色) 28インチ/約71cm	—	発売未定	33474 ¥1,430 (色:ブラック)	36544 ¥550 (色:ブラック)	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	—	
2201BRS	ブラック (金属部分真鍮色) 28インチ/約71cm	—						
2820CPR	チョコレート (金属部分銅色) 28インチ/約71cm	—						
2823	カリビアンブルー (金属部分真鍮色) 28インチ/約71cm	15879 ¥7,480						
マスタークラシック II ™ ステスコープ	2144L	ブラック (金属部分銀色) 27インチ/約69cm	99273 ¥10,890	58473 ¥13,310	33474 ¥1,430 (色:ブラック)	—	37811 ¥1,320 (色:ブラック)	—
	2142G	ブラック (金属部分金色) 27インチ/約69cm	—	60875 ¥23,760				
	2141	ブラック (金属部分黒色) 27インチ/約69cm	11375 ¥15,400	60883 ¥16,500				
	2143	パープル 27インチ/約69cm	58465 ¥10,890	58481 ¥13,310	33475 ¥1,430 (色:グレー)	—	37812 ¥1,320 (色:グレー)	—
	2146	パーガンディー 27インチ/約69cm	97459 ¥10,890					
	2147	ネイビーブルー 27インチ/約69cm	97442 ¥10,890					
	2630	カリビアンブルー 27インチ/約69cm	86508 ¥10,890					
	2632	ハンターグリーン 27インチ/約69cm	86516 ¥10,890					
	2633	セイルブルー 27インチ/約69cm	03586 ¥10,890					
	2634	パイングリーン 27インチ/約69cm	08361 ¥10,890					
1392	ネイビーブルー 32インチ/約81cm	33831 ¥10,890						

※価格は、メーカー希望価格 (税込み) です。

製品別交換部品表

表中の価格表記の上に記載されている数字は、各部品の製品番号です。

モデル名	製品番号	バイノーラルの色 本体の全長	バイノーラル	チェスト ピース	リム	ダイヤフラム	ノンチル スリーブ	イアーチップ 標準装備 ソフトシーリング (大/1.3cm程)				
クラシックII ステテスコープ (小児用)	2113	ブラック 28インチ/約71cm	85271 ¥7,480	57671 ¥12,100	36550 ¥1,210 (色：ブラック)	36560 ¥550	36546 ¥550 (色：ブラック)	37811 ¥1,320 (色：ブラック)				
	2113R	レッド 28インチ/約71cm	85321 ¥7,480	57663 ¥12,100	36551 ¥1,210 (色：グレー)		57812 ¥550 (色：グレー)	37812 ¥1,320 (色：グレー)				
	2115	ピンク 28インチ/約71cm	—									
	2119	カリビアンブルー 28インチ/約71cm	86367 ¥7,480									
	2122	ラズベリー 28インチ/約71cm	86359 ¥7,480									
	2123	ネイビーブルー 28インチ/約71cm	—									
	2131	パイングリーン 28インチ/約71cm	—	57663 ¥12,100	36551 ¥1,210 (色：グレー)		57812 ¥550 (色：グレー)	37812 ¥1,320 (色：グレー)				
	2153	カリビアンブルー (金属部分真鍮色) 28インチ/約71cm	15879 ¥7,480						発売未定	36550 ¥1,210 (色：ブラック)	36546 ¥550 (色：ブラック)	37811 ¥1,320 (色：ブラック)
	2136	ロイヤルブルー 28インチ/約71cm	—									
	2154	ピーチ 28インチ/約71cm	—									
	2155	オレンジ 28インチ/約71cm	—	57655 ¥12,100	36552 ¥880 (色：ブラック)		36561 ¥330	36547 ¥550 (色：ブラック)	37811 ¥1,320 (色：ブラック)			
2114	ブラック 28インチ/約71cm	85271 ¥7,480										
2114R	レッド 28インチ/約71cm	85321 ¥7,480										
2120	ピンク 28インチ/約71cm	—										
2124	カリビアンブルー 28インチ/約71cm	86367 ¥7,480										
2125	ラズベリー 28インチ/約71cm	86359 ¥7,480										
2126	ライラック 28インチ/約71cm	—										
2132	パイングリーン 28インチ/約71cm	—										
2157	ラズベリー (金属部分真鍮色) 28インチ/約71cm	—	発売未定			36552 ¥880 (色：ブラック)				36547 ¥550 (色：ブラック)	37811 ¥1,320 (色：ブラック)	
2156	ロイヤルブルー 28インチ/約71cm	—	57648 ¥12,100			36553 ¥880 (色：グレー)				58430 ¥550 (色：グレー)	37812 ¥1,320 (色：グレー)	
2158	ピーチ 28インチ/約71cm	—										
2179	オレンジ 28インチ/約71cm	—										

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

製品別交換部品表

表中の価格表記の上に記載されている数字は、各部品の製品番号です。

モデル名	製品番号	バイノーラルの色 本体の全長	バイノーラル	チェストベース	一体成型ダイアフラム	イアーチップ 標準装備 ソフトシーリング (大/1.3cm径)
セレクト ステスコープ	2290	ブラック 28インチ/約71cm	85271 ¥7,480	58408 ¥9,680	33474 ¥1,430 (色：ブラック)	37811 ¥1,320 (色：ブラック)
	2291	カリビアンブルー 28インチ/約71cm	86367 ¥7,480	58416 ¥9,680	33475 ¥1,430 (色：グレー)	37812 ¥1,320 (色：グレー)
	2292	ピンク 28インチ/約71cm	—			
	2293	パーガンディー 28インチ/約71cm	—			
	2294	パープル 28インチ/約71cm	—			
	2296	ラズベリー 28インチ/約71cm	86359 ¥7,480			
	2298	ロイヤルブルー 28インチ/約71cm	—			
	2301	セイルブルー 28インチ/約71cm	—			
	2303	ライラック 28インチ/約71cm	—			
	2305	パイングリーン 28インチ/約71cm	—			
	2306	オーシャンブルー 28インチ/約71cm	—			
2310	ビーチ 28インチ/約71cm	—				

※価格は、メーカー希望価格（税込み）です。

モデル名	製品番号	バイノーラルの色 本体の全長	バイノーラル	チェストベース	リム	ダイアフラム	ノンチルスリーブ	イアーチップ 標準装備 ソフトシーリング (大/1.3cm径)
ライトウェイトII S.E. ステスコープ	2450	ブラック 28インチ/約71cm	98776 ¥5,280	98719 ¥7,700	98628 ¥440 (色：ブラック)	00400 ¥660 (色：ブラック)	40020* ¥2,530 (色：ブラック)	37811 ¥1,320 (色：ブラック)
	2451	パーガンディー 28インチ/約71cm	98784 ¥5,280	98701 ¥7,700	95285 ¥440 (色：ライトブラウン)	00392 ¥660 (色：ライトブラウン)	95293 ¥330 (色：ライトブラウン)	40021* ¥2,530 (色：ライトブラウン)
	2452	カリビアンブルー 28インチ/約71cm	98792 ¥5,280					
	2453	ライラック 28インチ/約71cm	98826 ¥5,280					
	2454	セイルブルー 28インチ/約71cm	98800 ¥5,280					
	2455	シーフォームグリーン 28インチ/約71cm	98818 ¥5,280					
	2456	パールピンク 28インチ/約71cm	98834 ¥5,280					

※価格は、メーカー希望価格（税込み）です。

※ソフトシーリングイアーチップ（大）、リム、ダイアフラム、ノンチルスリーブが入った3M™リットマン™ステスコープスベアパーツキットです（P18参照）

パーツ別交換部品表

バイノーラル



バイノーラルの構造



①②③
ツーンワン・
チューブ
バイノーラル

チューブ同士の接触によるノイズが少ない
一体化ツーンワン・チューブタイプ。

- ① マスターカーディオロジー™ ステスコープ
カーディオロジー S.T.C. ステスコープ
カーディオロジー III™ ステスコープ
カーディオロジー IV™ ステスコープ
- ② マスターカーディオロジー™ ステスコープ
カーディオロジー III™ ステスコープ (ブラック・エディション用)
カーディオロジー IV™ ステスコープ
- ③ マスターカーディオロジー™ ステスコープ
カーディオロジー III™ ステスコープ (全長55cm、ショートレンジス用)
カーディオロジー IV™ ステスコープ



④⑤
シングル・
チューブ
バイノーラル

軽量で扱いやすいシングル・チューブタイプ。

- ④ マスタークラシック II™ ステスコープ
- ⑤ カーディオロジー III™ ステスコープ
クラシック II S.E. ステスコープ
クラシック II ステスコープ
セレクト ステスコープ

製品番号	対象製品ライン	チューブの色	全長	対象器種	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)				
② 66211	マスターカーディオロジー™ ステスコープ	ブラック (金属部分黒色)	約68cm (スタンダード レンジス用)	2161、3131BE	1	4550309129439	33,660				
15861		ブラック (金属部分スモーク色)		2176、3157SM	1	4550309169435					
10870		ブラック (金属部分真鍮色)		3128BRS、2175	1	4550309169411					
① 65833	カーディオロジー S.T.C. ステスコープ	ブラック		約68cm (スタンダード レンジス用)	2160、4471、3128、3141	1	4550309169701	28,600			
① 65858		ネイビーブルー			2164、4473、3130、3142	1	4550309169718				
① 65874		ハンターグリーン			2165、3134	1	4550309169732				
① 65866		バーガンディー			2163、3129、4472、3143	1	4550309169725				
① 03578		プラム			2167、4475、3135	1	4550309169398				
① 10896		カリビアンブルー			3138、2178	1	4550309169428				
① 18576		ラズベリー			3148	1	4550309169459				
③ 65825		販売終了： カーディオロジー II ステスコープ カーディオロジー II S.E. ステスコープ			ブラック	約55cm (ショート レンジス用)	2159、3127		1	4550309169695	
③ 65825		カーディオロジー IV™ ステスコープ			ブラック 22インチ/約55cm ショートレンジス用	約55cm (ショート レンジス用)	6151		1	4550309169695	28,600
① 65833					ブラック	約68cm	6152、6177		1	4550309169701	
① 65866	バーガンディー		6153	1	4550309169725						
① 65858	ネイビーブルー		6154	1	4550309169718						
① 65874	ハンターグリーン		6155	1	4550309169732						
① 03578	プラム		6156	1	4550309169398						
① 10896	カリビアンブルー		6157	1	4550309169428						

※価格は、メーカー希望価格 (税込み) です。

※麻酔科用のバイノーラルは販売しておりません。

※販売を終了しましたカーディオロジー II ステスコープ、カーディオロジー II S.E. ステスコープのバイノーラルは、写真①のバイノーラルを使用できます。

※スペシャリティには交換用バイノーラルはありません。

パーツ別交換部品表

バイノーラル

製品番号	対象製品ライン	チューブの色	全長	対象器種	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)	
15861	カーディオロジーⅣ™ ステソスコープ	ブラック (金属部分スモーク色)	約68cm	6162、6164、6240	1	4550309169435	33,660	
34136		ターコイズ (金属部分スモーク色)		6171	1	4549395892600		
45959		プラム (金属部分スモーク色)		6166	1	4549395892754		
45967		ラズベリー (金属部分スモーク色)		6178、6241	1	4549395892761		
2 66211		ブラック (金属部分黒色)		製品別交換部品表参照	1	4550309129439		
2 41883		ネイビーブルー (金属部分黒色)		6168、6202	1	4549395892747		
4 99273	マスタークラシックⅡ™ ステソスコープ	ブラック	約69cm	2144L	1	4987580032682	10,890	
4 97459		バーガンディー		2146	1	4987580032620		
4 97442		ネイビーブルー		2147	1	4987580032613		
4 58465		パープル		2143	1	4550309169688		
4 86508		カリビアンブルー		2630	1	4550309129460		
4 86516		ハンターグリーン		2632	1	4550309132033		
4 03586		セイルブルー		2633	1	4550309129262		
4 11375		ブラック(黒色プレート用)		2141	1	4987580032811		15,400
4 08361		パイングリーン		2634	1	4550309169404	10,890	
33831		ネイビーブルー		約81cm	1392	1		4550309129354
5 85271	クラシックⅡ S.E. ステソスコープ	ブラック	約71cm	2201、2113、2114、2290	1	4987580010857	7,480	
5 85321		クラシックⅡ(小児用)		レッド	2113R、2114R	1		4987580010895
5 86367		ステソスコープ		カリビアンブルー	2206、2119、2124、2291	1		4550309169763
5 86359		クラシックⅡ(新生児用)		ラズベリー	2210、2122、2125、2296	1		4550309169756
15879		ステソスコープ セレクト		カリビアンブルー(金属部分真鍮色)	2153、2823	1		4550309169442
98776	ライトウェイトⅡ S.E. ステソスコープ	ブラック	約71cm	2450	1	4550309132071	5,280	
98784		バーガンディー		2451	1	4550309132088		
98792		カリビアンブルー		2452	1	4550309132095		
98826		ライラック		2453	1	4550309132125		
98800		セイルブルー		2454	1	4550309132101		
98818		シーフォームグリーン		2455	1	4550309132118		
98834		ピンク		2456	1	4550309132132		

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

※麻酔科用のバイノーラルは販売しておりません。

※販売を終了しましたカーディオロジーⅡ ステソスコープ、カーディオロジーⅡ S.E ステソスコープのバイノーラルは、写真①のバイノーラルを使用できます。

※スペシャルティには交換用バイノーラルはありません。

パーツ別交換部品表

バイノーラル

製品番号	対象製品ライン	チューブの色	全長	対象器種	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)
4 99273	クラシック III™ ステテスコープ	ブラック	約69cm	5620	1	4987580032682	10,890
4 34888		グレー		5621	1	4550309169473	
4 97442		ネイビーブルー		5622	1	4987580032613	
4 86508		カリビアンブルー		5623	1	4550309129460	
4 86516		ハンターグリーン		5624	1	4550309132033	
4 36024		ラズベリー		5626	1	4550309169572	
4 97459		バーガンディー		5627	1	4987580032620	
4 03586		セイルブルー		5630	1	4550309129262	
4 35968		パールピンク		5633	1	4550309104405	
4 34904		ローズピンク		5639	1	4550309169497	
4 37162		ライムグリーン		5829	1	4550309169602	
4 37154		プラム		5831	1	4550309169596	
4 34912		ラベンダー		5832	1	4550309169503	
4 34961		ターコイズ		5835	1	4550309169534	
4 34953		レモンライム		5839	1	4550309169527	
4 34938		エメラルド		5840	1	4550309169510	
4 35851		ラズベリー (金属部分真鍮色)		5806	1	4550309169541	
4 36255		カリビアンブルー (金属部分真鍮色)		5807	1	4550309169589	
4 35869		チョコレート (金属部分銅色)		5809	1	4550309169558	
4 11375		ブラック (金属部分黒色)		5803、5870	1	4987580032811	15,400
4 34896		ブラック (金属部分スモーク色)		5861、5811	1	4550309169480	
4 35877		ダークオリーブグリーン (金属部分スモーク色)		5812	1	4550309169565	
4 48128		ラズベリー (金属部分スモーク色)		5862、5871	1	4549395892785	
4 48144		カリビアンブルー (金属部分黒色加工)		5869	1	4549395892808	
4 48151		ネイビーブルー (金属部分黒色加工)		5867	1	4549395892815	
4 48136		バーガンディー (金属部分黒色加工)		5868	1	4549395892792	

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

※麻酔科用のバイノーラルは販売しておりません。

※販売を終了しましたカーディオロジー II ステテスコープ、カーディオロジー II S.E ステテスコープのバイノーラルは、写真①のバイノーラルを使用できます。

※スペシャルリティには交換用バイノーラルはありません。

パーツ別交換部品表

チェストピース



製品番号	対象製品ライン	リムの色	材質	対象器種	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)	
1 11342	マスターカーディオロジー™ ステスコープ	ブラック	黒色加工タイプ	2161	1	4987580032804	35,530	
1 98597		ブラック	ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4987580011250	32,120	
1 07407		グレー	ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4987580078192		
2 69777	カーディオロジー III™ ステスコープ	ブラック	ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4550309131999	19,910	
2 69785		グレー	ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4550309132002		
9 41438	カーディオロジー IV™ ステスコープ	ブラック	ステンレス	6151、6152	1	4549395892679	20,350	
9 41446		グレー	ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4549395892686		
9 41578		ブラック	レインボウ加工タイプ	6165	1	4549395892730		
9 41479		ブラック	スモーク加工タイプ	製品別交換部品表 参照	1	4549395892716	22,000	
9 41453		ブラック	ブラック加工タイプ	6163、6168	1	4549395892693		
9 41461		ブラック	プラス加工タイプ	6164	1	4549395892709		
9 74256		ブラック	シャンパン加工タイプ	6176、6190	1	4549395892839		
9 46015		ブラック	シャンパン加工タイプ ステム部分スモーク	6179	1	4549395892778		
9 41487		ブラック	ミラー加工タイプ	製品別交換部品表 参照	1	4549395892723		
3 60875		マスタークラシック II™ ステスコープ	ブラック	金色加工タイプ	2142G	1		4550309131739
3 60883	ブラック		黒色加工タイプ	2141	1	4550309131746		16,500
3 58473	ブラック		ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4550309169336	13,310	
3 58481	グレー		ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4550309131654		

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

※チューブの色が黒、チェストピース材質がステンレス以外の加工の3M™リットマン™ステスコープにはリムの色がブラックのチェストピースをお求めください。チューブの色が黒以外でチェストピース材質がステンレスの3M™リットマン™ステスコープにはリムの色がグレーまたはライトブラウンのチェストピースをお求めください。詳しくはP3～P6の製品別交換部品表を参照してください。

※カーディオロジー S.T.C. ステスコープは、チューブの色にかかわらず、リムの色がブラックのチェストピースのみとなります。

※同一製品のバイノーラルにしか適用できません。

※麻酔科用のチェストピースは販売しておりません。

パーツ別交換部品表

チェストピース

製品番号	対象製品ライン	リムの色	材質	対象器種	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)
10 37394	クラシック III™ ステススコープ	ブラック	ステンレス	5620	1	4549395892617	12,870
10 37402		グレー	ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4549395892624	
10 38137		ブラック	レインボウ加工タイプ (真鍮色ステム)	5806、5807	1	4549395892662	15,730
10 48326		ブラック	レインボウ加工タイプ (黒色ステム)	5870	1	4549395892822	
10 37410		ブラック	黒色加工タイプ	製品別交換部品表 参照	1	4549395892631	
10 37436		ブラック	スモーク加工タイプ	製品別交換部品表 参照	1	4549395892655	
10 37428		ブラック	銅色加工タイプ	5809	1	4549395892648	
10 74306		ブラック	ミラー加工タイプ	製品別交換部品表 参照	1	4549395892846	
10 74314		ブラック	シャンパン加工タイプ	製品別交換部品表 参照	1	4549395892853	
4 65056		クラシック II S.E. ステススコープ	ブラック	ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	
4 65064	グレー		ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4550309131982	
5 57671	クラシック II ステススコープ (小児用)	ブラック	ステンレス	2113	1	4987580030435	12,100
5 57663		グレー	ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4987580030428	
6 57655	クラシック II ステススコープ (新生児用)	ブラック	ステンレス	2114	1	4987580030411	12,100
6 57648		グレー	ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4987580030404	
7 58408	セレクト ステススコープ	ブラック	ステンレス	2290	1	4550309131630	9,680
7 58416		グレー	ステンレス	製品別交換部品表 参照	1	4550309131647	
8 98719	ライトウェイト II S.E. ステススコープ	ブラック	プラスチック	2450	1	4987580137356	7,700
8 98701		ライトブラウン	プラスチック	製品別交換部品表 参照	1	4987580137349	

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

※チューブの色が黒、チェストピース材質がステンレス、プラスチック以外の加工の3M™ リットマン™ ステススコープにはリムの色がブラックのチェストピースをお求めください。チューブの色が黒以外でチェストピース材質がステンレス、プラスチックの3M™ リットマン™ ステススコープにはリムの色がグレーまたはライトブラウンのチェストピースをお求めください。詳しくはP3～P6の製品別交換部品表を参照してください。

※カーディオロジー S.T.C. ステススコープは、チューブの色にかかわらず、リムの色がブラックのチェストピースのみとなります。

※同一製品のバイノーラルにしか適用できません。

※麻酔科用のチェストピースは販売しておりません。

一体成型ダイアフラム (サスペンデッド・ダイアフラム用の部品)

チェストピースのタイプ	 2ウェイ型	
一体成型ダイアフラムのタイプ	 	●ダイアフラムとリムの段差が少なく、お手入れが簡便です。


製品番号	対象製品ライン	色	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)
1 33472	クラシック III™ ステススコープ (小児用面)	ブラック	1	4549395427017	1,430
1 33473	カーディオロジー IV™ ステススコープ (小児用面)	グレー	1	4549395427024	
2 33474	クラシック III™ ステススコープ (成人用面)、 カーディオロジー IV™ ステススコープ (成人用面)、 マスタークラシック II™ ステススコープ、スペシャルティ ステススコープ、 クラシック II S.E. ステススコープ、	ブラック	1	4549395427031	1,430
2 33475	カーディオロジー III™ ステススコープ (成人用)、 カーディオロジー II S.E. ステススコープ、セレクト ステススコープ、 トラディショナル ステススコープ	グレー	1	4549395427048	

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

パーツ別交換部品表

ダイヤフラム／リム (サスペンデッド・ダイヤフラムでないタイプの部品)

チェストピースのタイプ	 コンビネーション型	 シングルサイド型	 2ウェイ型	 両用型
-------------	--	---	--	--



ダイヤフラム

製品番号	対象製品ライン	色	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)
① 00186	マスターカーディオロジー™ ステススコープ	ブラック	1	4550309131098	825
① 00202		グレー		4550309131104	825
② 39853	カーディオロジーIII™ ステススコープ (小児用面)	ブラック	1	4550309131401	660
② 69801		グレー		4550309132019	660
③ 00400	ライトウエイトII S.E. ステススコープ	ブラック	1	4550309169121	660
③ 00392		グレー		4550309131111	660
④ 36560	クラシックII ステススコープ (小児用)	ふちに色なし	1	4550309169145	550
⑤ 36561	クラシックII ステススコープ (新生児用)	ふちに色なし	1	4987580036550	330

※価格は、メーカー希望価格 (税込み) です。

リム

製品番号	対象製品ライン	色	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)
① 89919	マスターカーディオロジー™ ステススコープ	ブラック	1	4550309132057	1,155
① 89901		グレー		4550309132040	1,155
② 36550	カーディオロジーIII™ ステススコープ (小児用面)、 クラシックII ステススコープ (小児用)	ブラック	1	4987580036475	1,210
② 36551		グレー		4987580036482	1,210
③ 98628	ライトウエイトII S.E. ステススコープ	ブラック	1	4550309169855	440
③ 95285		ライトブラウン		4550309132064	440
④ 36552	クラシックII ステススコープ (新生児用)	ブラック	1	4987580036499	880
⑤ 36553		グレー	1	4987580053687	880

※価格は、メーカー希望価格 (税込み) です。

※チューブの色が黒、チェストピース材質がステンレス、プラスチック以外の加工の3M™ リットマン™ ステススコープにはブラックの製品をお求めください。チューブの色が黒以外でチェストピースの材質がステンレスの3M™ リットマン™ ステススコープにはグレーの製品をお求めください。詳しくはP3～P6の製品別交換部品表を参照してください。

パーツ別交換部品表

電子聴診器用ダイヤフラム


電子聴診器用ダイヤフラムの タイプ	①	②
		
	3100用	3200用

製品番号	対象製品ライン	色	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)
① 13197	モデル3100	グレー	1	4550309169138	2,750
② 13205	モデル3200	ブラック	1	4550309131166	

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

ノンチルスリーブ

ノンチルスリーブ



皮膚にチェストピースをあてる際に患者様に冷感を与えないためのリングです。

ノンチルスリーブ

製品番号	対象製品ライン	色	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)
① 36570	カーディオロジーIII™ ステススコープ	ブラック	1	4550309131395	1,100
② 36571	(本体販売終了：カーディオロジーII ステススコープ、 カーディオロジーII S.E. ステススコープ、トラディショナル ステススコープ)	グレー	1	4550309169886	
③ 36544	クラシックII ステススコープ、クラシックII S.E. ステススコープ	ブラック	1	4987580036413	550
④ 36545	(本体販売終了：ライトウェイト ステススコープ)	グレー	1	4987580036420	
⑤ 36546	クラシックII ステススコープ (小児用)	ブラック	1	4987580036437	550
⑥ 57812		グレー	1	4987580030466	
⑦ 36547	クラシックII ステススコープ (新生児用)	ブラック	1	4987580036444	550
⑧ 58430		グレー	1	4987580030497	
95293	ライトウェイトII S.E. ステススコープ	ライトブラウン	1	4987580137325	330
⑨ 37972	クラシックIII™ ステススコープ、カーディオロジーIV™ ステススコープ	ブラック	1	4550309169893	550
⑩ 37980		グレー	1	4550309169909	

※価格は、メーカー希望価格(税込み)です。

※チューブの色が黒、チェストピース材質がステンレス、プラスチック以外の加工の3M™ リットマン™ ステススコープにはブラックの製品をお求めください。チューブの色が黒以外でチェストピースの材質がステンレス、プラスチックの3M™ リットマン™ ステススコープにはグレーまたはライトブラウンの製品をお求めください。詳しくはP3～P7の製品別交換部品表を参照してください。

パーツ別交換部品表


イアーチップ

現在3M™ リットマン™ ステスコープは、新しくデザインされた「スナップタイプ (差し込み式)」のものをご提供しております。このスナップタイプのイアーチップは脱落が少なく、交換時の取り付け方も簡単です。

※全ての種類の3M™ リットマン™ ステスコープに、現在販売中の全てのタイプのイアーチップが適合いたします。

※1994年以前に販売しておりました「ネジ式」の3M™ リットマン™ ステスコープにつきましても、現在販売中の全てのタイプのイアーチップが適合いたします。

※「ネジ式」のバイノーラルおよび「ネジ式」のイアーチップは販売しておりません。



ソフトシーリング・イアーチップ



製品番号	種類	サイズ	色	出荷単位 (対/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/対)
1 37811	ソフトシーリング・イアーチップ・スナップ	1.3cm 径 (大)	ブラック	1	4987580067318	1,320
2 37812		1.3cm 径 (大)	グレー	1	4987580067325	
3 37809		1.2cm 径 (小)	ブラック	1	4987580067288	
4 37810		1.2cm 径 (小)	グレー	1	4987580067301	

※価格は、メーカー希望価格 (税込み) です。

※現在販売中の全てのイアーチップは、3M™ リットマン™ ステスコープ全器種 (販売終了品を含む) に適合いたします。

パーツ別交換部品表

スペアパーツキット



製品番号	対象製品ライン	キット内容	色	出荷単位 (キット)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/キット)
① 40011	マスターカーディオロジー™ ステテスコープ	ソフトシーリング イアーチップ (小) : 37809 リム : 89919 ダイヤフラム : 00186	ブラック	1	4550309131418	2,970
② 40018		ソフトシーリング イアーチップ (小) : 37810 リム : 89901 ダイヤフラム : 00202	グレー	1	4550309131449	
③ 40016	カーディオロジーⅣ™ ステテスコープ クラシックⅢ™ ステテスコープ	ソフトシーリング イアーチップ (小) : 37809 ダイヤフラム (小児用面) : 33472 ダイヤフラム (成人用面) : 33474 ノンチルスリーブ : 37972	ブラック	1	4550309131425	3,762
④ 40017		ソフトシーリング イアーチップ (小) : 37810 ダイヤフラム (小児用面) : 33473 ダイヤフラム (成人用面) : 33475 ノンチルスリーブ : 37980	グレー	1	4550309131432	
⑤ 40020	ライトウェイトⅡ S.E. ステテスコープ	ソフトシーリング イアーチップ (大) : 37811 リム : 98628 ダイヤフラム : 00400 ノンチルスリーブ	ブラック	1	4550309131456	2,530
⑤ 40021		ソフトシーリング イアーチップ (大) リム : 95285 ダイヤフラム : 00392 ノンチルスリーブ : 95293	ライト ブラウン	1	4550309131463	2,530

※価格は、メーカー希望価格 (税込み) です。

ネームタグ



製品番号	対象製品ライン	色	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)
① 2170	全製品	ブラック	1	4550309131296	1,397
② 2171	全製品	グレー	1	4550309131302	1,397

※価格は、メーカー希望価格 (税込み) です。

小児用アダプター ※現行総合カタログに記載ございます。



製品番号	対象製品ライン	色	出荷単位 (個/袋)	JAN CODE	メーカー希望価格 (円/個)
① 36563	カーディオロジーⅡ ステテスコープ、 カーディオロジーⅡ S.E. ステテスコープ	ブラック	1	4987580067905	990

※価格は、メーカー希望価格 (税込み) です。

販売名：3M リットマンエレクトロニック ステソスコープ 管理医療機器 認証番号：223ADBZX00010000 / 販売名：リットマンステソスコープ 一般医療機器 届出番号：13B1X10109000218

3M、Littmann、リットマン、マスターカーディオロジー、カーディオロジーIII、カーディオロジーIV、マスタークラシックII、クラシックIIIは、3M社の商標です。

2021年4月発行

3M

スリーエム ジャパン株式会社

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
HPM-532-J(0421)IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで



0570-011-321

9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)