

3M Science.
Applied to Life.™

Estetyczne rozwiązania
do wypełnień

**Nie czekaj!
Podziel się pięknym
uśmiechem.**



Chcesz, aby każdy pacjent wychodził z pięknym uśmiechem

Każdy pacjent marzy o najwyższej jakości wykonania i wypolerowania wypełnienia. Stworzenie wysokiej klasy naturalnego połysku może zabrać więcej Twojego cennego czasu. Co zrobisz?... Poświęcisz estetykę dla wykonania większej ilości prac? Czy spędzisz dodatkowy czas na stworzenie pięknego uśmiechu... bo tak właśnie powinno być.

Czasochłonne prace nad odbudową estetyczną już minęły. Bedziesz zachwycony naszymi prostymi, estetycznymi rozwiązaniami, pokazującymi jak prosto stworzyć naturalny i piękny uśmiech na miarę oczekiwań pacjenta.

Nie bądź zaskoczony jeśli opinie na temat Twojej pracy zyskają rozgłos, bo warto dzielić się pięknym uśmiechem.



Prawdą jest, że kompozyty, których używasz, bywają trudne w pracy. Musisz spędzić mnóstwo czasu na polerowaniu.

Rozwiązaniem jest stworzenie pięknego uśmiechu używając estetycznej metody. Dzięki nanotechnologii stworzonej przez 3M, Filtek™ Ultimate jest łatwy w polerowaniu oraz oferuje długotrwałe utrzymanie połysku wypełnienia.

Nanotechnologia sprawia, że Filtek™ Ultimate daje możliwość używania go w każdej odbudowie, każdej klasy ubytku.

Jeden materiał mogący odbudować każdy przypadek kliniczny to cenny wynalazek firmy 3M.

Dostępny już na rynku!



Nanotechnologia Dla piękna, wytrzymałości i uniwersalności.

Cząstki diamentu dla piękna, dla połysku.

Estetyczny wygląd zależy od barwy, kształtu i blasku osiągniętego przez końcowe polerownie.

System Sof-Lex™ Diamond Polishing firmy 3M oferuje piękno i diamentowy połysk w przeciwieństwie do standardowego systemu gumek do polerowania.

Sof-lex™ Pre-Polishing Spirals do wstępnego polerowania, wygładza i redukuje nierówności w odbudowie z kompozytu, doskonali powierzchnię pracy i przygotowuje do ostatecznego wypolerowania dzięki Sof-Lex™ Diamond Polishing Spirals (różowe), które gwarantują końcowy efekt blasku powierzchni kompozytu.

Nie musisz dłużej używać tradycyjnych narzędzi do opracowywania powierzchni kompozytu jakimi są dyski, szczoteczki, szczelinowce, które i tak nie docierały w małe bruzdy powierzchni zużywającej. Teraz elastyczne spirale doskonale adoptują się do wszelkich zakamarków powierzchni zębów przednich jak i tylnych, w każde wypukłe i wklęsłe miejsca.

Mogą być sterylizowane i ponownie wykorzystywane, a to korzystna oferta dla twojej praktyki stomatologicznej.

Różnica, którą zobaczysz!



Filtek™ Ultimate wypolerowany za pomocą Sof-Lex™ Diamond Polishing System



TPH Spectra® kompozyt wypolerowany systemem gumek Enhance® i PoGo™

Zauważ wyraźne odbicie po wypolerowaniu kompozytu Filtek™ Ultimate systemem do polerowania Sof-Lex™ Diamond Polishing System.

Prosta estetyka w 3 krokach...

Sukcesem stworzenia tak doskonałej technologii jest niebywała historia 3M w produkcji materiałów ściernych. Wykorzystujemy tę wiedzę w tworzeniu rozwiązań materiałów polerskich, tak aby pomóc Tobie w osiągnięciu maksymalnych korzyści przy użyciu materiałów Filtek™ Ultimate - dla łatwości i prostoty.

Filtek™ Ultimate
Uniwersalny kompozyt



1

Sof-Lex™
spiralne krążki do wstępnego polerowania powierzchni pracy przed polerowaniem



2

Sof-Lex™ Diamond
spiralne krążki do uzyskania wysokiego połysku



3

Oferta produktowa:



Filtek™ Ultimate Uniwersalny kompozyt

Nr kat. Informacje o produkcie

3920D Filtek™ Ultimate Uniwersalny kompozyt, zestaw wprowadzający - strzykawki
Zestaw zawiera: 4-4 g strzykawki: 1 z nich to zębina w kolorze A3, A4, szkliwo A2, A3; instrukcja kolorystyczna Filtek™ Ultimate, przewodnik techniczny, instrukcja obsługi

Prosta estetyka

Filtek™ Ultimate uniwersalny kompozyt, który jest znany dzięki szerokiemu zakresowi kolorystycznemu. Większość uzupełnień kompozytowych jest wykonywana z jednego z 8 kolorów

A1B A2B A3B A3.5B

B1B B2B C1B C2B

KOLORY ZĘBINY

Uzupełnienia KOLOR	Nr kat. STRZYKAWKA
A1D	3920A1D
A2D	3920A2D
A3D	3920A3D
A4D	3920A4D
B3D	3920B3D
C4D	3920C4D
White	3920WD

KOLORY SZKLIWA

Uzupełnienia KOLOR	Nr kat. STRZYKAWKA
A1E	3920A1E
A2E	3920A2E
A3E	3920A3E
B1E	3920B1E
B2E	3920B2E
D2E	3920D2E
White	3920WE
Extra White	3920XWE

KOLOR BODY

Uzupełnienia KOLOR	Nr kat. STRZYKAWKA
A1B	3920A1B
A2B	3920A2B
A3B	3920A3B
A3.5B	3920A3.5B
B1B	3920B1B
B2B	3920B2B
C1B	3920C1B
C2B	3920C2B
A4B	3920A4B
A6B	3920A6B
B3B	3920B3B
B5B	3920B5B
C3B	3920C3B
D2B	3920D2B
D3B	3920D3B
White	3920WB
Extra White	3920XWB

KOLORY TRANSPARENTNE

Uzupełnienia KOLOR	Nr kat. STRZYKAWKA
Przeźroczysty	3920CT
Niebieski	3920BT
Szary	3920GT
Złoty	3920AT

STRZYKAWKI: Zawierają: 1 – 4g strzykawka; Instrukcja obsługi



Sof-Lex™ system polerujący

Nr kat. Product Information

5092-IM Sof-Lex™ Diamond system polerujący - zestaw wprowadzający
Zestaw zawiera: 5 x Sof-Lex do wstępnego polerowania (beżowe); 5 x Sof-Lex Diamond spiralne krążki do polerowania (różowe); mandrylka; instrukcja obsługi; techniczny przewodnik

5090 Sof-Lex™ spirale do wstępnego polerowania (beżowe)
Zawiera: 15 x Sof-lex spirale do wstępnego polerowania (beżowe)

5091 Sof-Lex™ Diamond spirale do polerowania (różowe)
Zawiera: 15 x Sof-Lex Diamond spirale do polerowania (różowe)

3M

3M Poland Sp. z o.o.
3M Oral Care
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn

tel. 22 739 60 00
www.3mespe.pl

3M, 3M Science. Applied to Life., ESPE, Filtek i Sof-Lex są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH. Używane na podstawie licencjiw Kanadzie. Pozostałe produkty nie są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2016 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.