

Diamantowe polerowanie. Pomiń pastę.

Sof-Lex™ diamentowy system polerowania

Jak wiele czasu i wysiłku wkładasz w tworzenie pięknych uśmiechów? Czy obecnie używasz systemów gumek do wykończenia i polerowania lub wewnętrznych diamentowych past polerskich? Proces ten może być czasochłonny. Nawet Twój największy wysiłek nie spowoduje, że połysk będzie trwały. 3M ma proste rozwiązanie tych problemów z wykorzystaniem dwóch innowacyjnych technologii.

Odbudowa za pomocą uniwersalnego kompozytu Filtek™ Ultimate

Niezrównana estetyka to tylko jeden z powodów, dla którego lekarze chcą wykorzystać nanokompozyty w swojej codziennej pracy. Dzięki prawdziwej nanotechnologii 3M, jest bardzo łatwy do polerowania i umożliwia uzyskanie długotrwałego połysku.

Połysk z diamentowym systemem Sof-Lex™

Zapomnij o bałaganie związanym z użyciem pasty polerskiej. Nasza spirala do wstępnego polerowania przygotowuje Twoje wypełnienie do ostatecznego polerowania. Uzyskanie wysokiego połysku jest możliwe dzięki naszej drugiej spirali pokrytej cząsteczkami diamentu. Nadaje ona bardzo wysoki połysk jak w przypadku użycia pasty polerskiej. System oferuje wygodną i ergonomiczną pracę oraz możliwość doskonałego dopasowania spirali do każdej opracowywanej lub polerowanej powierzchni.

Warto wiedzieć, że spirale są skuteczne, ale również przyjazne dla tkanek miękkich* - oraz zachowują integralność i anatomię wykonanych przez Ciebie uzupełnień!

Gdy uśmiechnięci pacjenci opuszczają Twój gabinet, możesz podziwiać jak proste jest tworzenie pięknej i naturalnie wyglądającej estetyki.

* W porównaniu do innych narzędzi do polerowania i wykańczania.

Możesz stworzyć połysk podobny do pasty polerskiej w zaledwie dwóch krokach!



Różnica jaką możesz zobaczyć!



Filtek™ Ultimate uniwersalny materiał nanofilowy polerowany Diamentowy systemem Sof-Lex™ (z lewej) w porównaniu z TPH Spectra® uniwersalnym kompozytem polerowanym Enhance® System i PoGo® System® (z prawej). Zauważ wyraźniejsze odbicia z użyciem systemu Sof-Lex™.

Podsumowanie zalet:

- Nadaje połysk podobny do past polerskich z wygodą systemu gumek.
- Unikalny, elastyczny, dopasowuje się do kształtu wszystkich powierzchni zębów.
- Szybki i łatwy w pracy.
- Wielokrotnego użytku - spirale mogą być sterylizowane i wykorzystane ponownie.
- Wysoki, długotrwały połysk, zwłaszcza, gdy stosujesz Filtek™ Ultimate - uniwersalny materiał nanofilowy do wypełnień.

Jak nie pokochać produktu, który działa świetnie, a jednocześnie jest opłacalny?

W takim razie pokochasz ten! Wielozadaniowe spirale Sof-Lex™ mogą być sterylizowane i ponownie wykorzystane, co czyni je ekonomicznymi dla Twojej praktyki.

Ponieważ cząstki ściernie są zatopione w gumowej spirali wszystkie jej powierzchnie pracują równie efektywnie: z boku, z góry, z dołu i krawędzi.

I zapomnij o marnowaniu czasu na zmiany końcówek w kolejnych etapach pracy: kielichy, tarcze czy szczotki. Elastyczne spirale doskonale dostosowują się do każdej powierzchni zębów - przedniej, tylnej, wypukłej i wklęsłej.



Sof-Lex™ spirala do wstępnego opracowania

Spirala (beżowa) delikatnie usuwa nadmiar produktu w trakcie odbudowy oraz umożliwia nadanie delikatnych konturów, przygotowując powierzchnię wypełnienia do ostatecznego polerowania na wysoki połysk.

Sof-Lex™ diamentowa spirala

Spirala polerska (różowa) zawiera cząsteczki diamentu umożliwiając uzyskanie gładkiej i błyszczącej powierzchni.

Pokochasz łatwe tworzenie pięknego uśmiechu!

Informacje o zamówieniu

| Nr kat. | Informacje o produkcie |
|---------|---|
| 5092-IM | Sof-Lex™ Diamond Polishing System - zestaw wprowadzający. zestaw składa się z: 5 x Sof-Lex™ spirale do wstępnego opracowania (beżowe), 5 x Sof-Lex™ diamentowe spirale do polerowania (różowe), mandrylka, instrukcja użycia, karta techniczna. |
| 5090 | Sof-Lex™ spirale do wstępnego opracowania - uzupełnienie zawartość: 15 x Sof-Lex™ spirale do wstępnego opracowania (beżowe) |
| 5091 | Sof-Lex™ diamentowa spirala do polerowania - uzupełnienie zawartość: 15 x Sof-Lex™ diamentowe spirale do polerowania (różowe) |

3M

3M Poland Sp. z o.o.
3M Oral Care
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. 22 739 60 00
3mespepl@mmm.com

3M, ESPE, Filtek and Sof-Lex są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH. Używane na podstawie licencji w Kanadzie. Pozostałe produkty nie są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2016 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.