

Adhesivo Single Bond™ Universal



Mucho más que versatilidad

Descubra la auténtica versatilidad

- Adhesivo combinado de grabado total, autograbado y grabado selectivo.
- Fuerza de adhesión permanente en dentina grabada, húmeda o seca.
- Sin sensibilidad posoperatoria.
- Máxima fuerza de adhesión en todas las superficies indirectas (circonio, alúmina, cerámicas de vidrio y metales), sin necesidad de aplicar un imprimador adicional.
- Excelente integridad marginal para restauraciones con una apariencia magnífica.
- Aplicación del adhesivo en un solo paso y con una sola capa.
- Compatible con materiales de polimerización dual y autopolimerización (con el Activador de Polimerización Dual Single Bond DCA)
- No requiere refrigeración: se conserva a temperatura ambiente durante dos años.
- Envase con tapa *flip-top* y unidad dosificadora.
- Grabador mejorado y fácil de aplicar.

► La elección ideal para grabado total y autograbado

Libere el poder del primer adhesivo realmente universal y experimente un nivel de versatilidad totalmente nuevo.

El Adhesivo Single Bond™ Universal es la solución adhesiva que combina en un solo envase la auténtica versatilidad con lo más avanzado en resistencia, rapidez y comodidad, para un desempeño eficaz.

► Eficacia en las superficies

El Adhesivo Single Bond™ Universal se adhiere a todas las superficies, incluyendo el esmalte, la dentina, la cerámica de vidrio, el circonio, las aleaciones de metales nobles y no preciosos, y las resinas, sin imprimación adicional.

Combinado con el Activador de Polimerización Dual Single Bond™ Universal DCA Dual Cure Activator, el Adhesivo Single Bond™ Universal es compatible con todos los cementos de resina, materiales de reconstrucción de muñones e incluso con resinas de autopolimerización.

► Desempeño duradero y prácticamente sin sensibilidad posoperatoria

La composición química única del Adhesivo Single Bond Universal optimiza las proporciones del Copolímero Vitrebond de 3M ESPE, el HEMA y el agua. Esto permite la rehidratación de la red de colágeno y la formación de una capa híbrida distinta en la dentina tanto húmeda como seca. El resultado es la reducción de la sensibilidad a la técnica, una adhesión permanente y prácticamente ninguna sensibilidad posoperatoria con las aplicaciones de autograbado y grabado total.



0.4%

Porcentaje de sensibilidad posoperatoria en restauraciones con grabado total usando el Adhesivo Single Bond™ Universal.



0.06%

Porcentaje de sensibilidad posoperatoria en restauraciones con autograbado usando el Adhesivo Single Bond™ Universal.



Envase con tapa *flip-top* y exclusivo diseño en aplicador para controlar la dosificación.

► Único en su clase

De la experiencia en adhesivos de 3M y el historial de adhesivos confiables de 3M ESPE surge Single Bond Universal, cuya fórmula química exclusiva ofrece versatilidad auténtica en un solo envase.

- El Copolímero Vitrebond™ proporciona una adhesión más resistente a la dentina en condiciones húmedas y secas.
- El Monómero MDP optimiza el desempeño del procedimiento de autograbado y permite la adhesión química al circonio, la alúmina y los metales sin necesidad de un imprimador adicional, además de que mejora la estabilidad del producto en almacén, por lo que no requiere refrigeración.
- El Silano permite que el adhesivo se una químicamente a las superficies de cerámica de vidrio sin necesidad de un imprimador adicional de cerámica.

Amplia gama de usos

► Indicaciones de aplicación directo

- Adhesión de resina o compómeros fotopolimerizados para toda clase de restauraciones directas.
- Desensibilización de la superficie radicular.
- Sellado de la dentina antes de las restauraciones con amalgama.
- Barniz protector para materiales de restauración de ionómero de vidrio.
- Reparación de restauraciones de resina o de compómero.
- Adhesión de selladores.

► Indicaciones de aplicación indirecto

- Cementación de carillas en combinación con el Cemento RelyXTM Veneer de 3M ESPE.
- Adhesivo/imprimador para facilitar la adhesión química en restauraciones de circonio, alúmina, metal o cerámica de vidrio.
- Reparación intraoral de restauraciones indirectas ya existentes.
- Adhesión de materiales de polimerización dual o autopolimerización para restauración de muñones y cementos de resina (con el activador de Polimerización Dual Single Bond™ Universal DCA).
- Sellado de la dentina antes de la temporización para colocar restauraciones indirectas.

Información y Ventas



Información del producto

Repuesto del Adhesivo Single Bond Universal-envase con 5 ml de adhesivo

Activador de Polimerización Dual Single Bond™ Universal DCA – envase de 5 ml.



Para obtener más información sobre el Adhesivo Single Bond Universal™, visite la página www.3m.com.ar/ESPE

3M ESPE

3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Productos dentales
Olga Cossetini 1031 - 1 Piso
(C1107CEA) Ciudad de Buenos Aires
República Argentina
Conmutador: (54-11) 4339-2400 / 2726
www.3m.com.ar/ESPE

3M Uruguay S.A
Productos dentales
Marco Bruto 1130
(11300) Montevideo
República Oriental del Uruguay
Conmutador: (598 2) 628 36 36
www.3m.com.uy/ESPE