

RelyX™ Luting 2 Cemento de Ionómero de Vidrio Modificado con Resina

Cementos: IVMR

Fácil todos los días.



Recomendado para:
Metal y porcelana fundida sobre metal (PFM), coronas pediátricas, bandas de ortodoncia, implantes

El cemento 3M™ RelyX™ Luting 2 es conveniente, versátil y fácil de usar, ofrece una mejor resistencia de unión que los cementos de ionómero de vidrio convencionales. Su fórmula es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo PFMs, coronas metálicas o pediátricas y restauraciones de zirconia.

- Fotocurado rápido de 5 segundos para limpiar cuando se requiera
- Liberación sostenida de fluoruro para pacientes con riesgo de caries
- Buena opción para restauraciones pediátricas
- Mayor resistencia adhesiva comparada con los ionómeros de vidrio convencionales
- Virtualmente sin sensibilidad postoperatoria



3M™ RelyX™ Luting 2 es un cemento de ionomero de vidrio modificado con resina con opción de fotocurado, para una limpieza más rápida.

Obtenga mayor comodidad sin sacrificar resistencia.

El cemento 3M™ RelyX™ Luting 2 está formulado para ayudar en procedimientos cotidianos como PFMs y coronas metálicas/pediátricas de forma más rápida y confiable.

Gracias a su fórmula mejorada pasta/pasta con opción de fotocurado, 3M™ RelyX™ Luting 2 ofrece una mejor resistencia adhesiva en comparación con otros cementos IVMR, mientras hace la limpieza rápida y fácil.

Aplicaciones recomendadas (++) Muy recomendadas / + Recomendadas)

| Indicación | Metal / con base de metal | Cerámicas de vidrio (incluido disilicato de litio; por ejemplo, e.max®, VITA Mark II, IPS) | Cerámicas de óxido (por ejemplo, Lava™ Plus, Brux Zir®, Procera®) | Resinas nanocerámicas (por ejemplo, Lava™ Ultimate CAD / CAM Restaurativo) | Resinas compuestas |
|--------------------------------|---------------------------|--|---|--|--------------------|
| Inlays/onlays | + | | + | | |
| Coronas/puentes | ++ | | + | | |
| Postes endodónticos | ++ | | + | | |
| Puentes Maryland | | | | | |
| Restauraciones sobre implantes | ++ | | ++ | | |

Información para pedidos

| No. de cat. | Producto | Contenido |
|-------------|---|---|
| 3525TKA | 3M™ RelyX™ Luting 2 Clicker™ Cemento de Ionómero de Vidrio Modificado con Resina | 1 - dispensador Clicker™ de 11 g 1 - block de mezcla Instrucciones de uso |



RelyX™ Luting 2 Clicker™
Cemento de Ionómero de Vidrio Modificado con Resina



3M Cuidado Oral
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 EUA

Por favor, recicle.
Impreso en PAÍS

3M, “Ciencia. Aplicada a la vida.”, Clicker, Lava y ReyX son marcas registradas de 3M. Las demás marcas no son propiedad de 3M.
© 3M, 2017. Todos los derechos reservados.