

# 3M™ オプティクルード™ アイパッチ


## 3M™ Opticlude™ Orthoptic Eye Patch

### 眼の保護に。

#### 3M™ マイクロポア™ スキントーン サージカルテープと同じ基材を粘着部に使用

- かぶれにくい低アレルギー性の粘着剤。\*
- 不織布だから通気性が良く、ムレにくい。
- 薄くやわらかいので、眼の周辺の凹凸になじみやすく、しっかり密閉します。
- 粘着部分の幅を広くし、はがれにくくしてあります。
- 左右どちらの眼にも使用できます。

※アレルギーテスト済（ただし、全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。）



#### 眼にやさしい装着感のセンターパッド

- 吸収性の良いパッドで、粘着剤はついていません。
- 装着時の違和感を少なくするため、眼の大きさに合わせてあります。

#### 3M™ オプティクルード™ アイパッチ

製品番号	仕様	入れ目	
		枚/箱	箱/梱
1537	5.0cm×6.2cm (ジュニアサイズ) 転写シール5シート付属	20	24
1539	5.7cm×8.2cm (スタンダードサイズ) 転写シール5シート付属		

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000142 販売名：オプティクルード アイパッチ



#### アイパッチの上から貼付できる転写シール付



- 転写シールの図柄は予告なく変更する場合があります。
- 付属転写シールが各サイズ5シート付属しています。
  - 説明書に従い、アイパッチに貼付してご活用ください。

添付文書を読み眼科医の指示に従ってご使用くださるよう、患者様にご指導ください。

3M、Opticlude、オプティクルード、マイクロポアは、3M社の商標です。

2016年4月発行

スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/medical/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2016. All Rights Reserved.  
HPM-562-B(041610)TP

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます