



New

Degrees Matter.

あたたかさの 質にこだわって。

標準体温維持と術後の早期回復のためには、体温管理が重要です。

3M™ ベアーハガー™ ペーシエントウォーミングブランケット マルチポジションアッパー用 モデル622は、「曲がる」「変形する」新デザインで、安定した体温維持をサポートします。




Bend.Transform.Warm.

3M™ ベア-ハガー™ ペーシエントウォーミングブランケット マルチポジションアッパー用 モデル622

3M™ ベア-ハガー™ ペーシエントウォーミングブランケット マルチポジションアッパー用 モデル622は、「曲がる」「変形する」という新デザインに進化したブランケットです。




● 固定用粘着テープ（裏側）
皮膚に固定する粘着テープ付



● 透明ヘッドドレープ
頭部からの放熱を防ぎます。

● タイストリップ
手術台に結んで固定することができます。
（左右4カ所）



曲がる

新しい流路設計により自在に曲げられる新デザインです。

変形する

変形するデザインにより、これまで難しかった体位にも適応可能です。

温める

患者体位にフィットするデザインで、加温できる体表面積をより広くすることができます。

仰臥位



腹臥位



側臥位



砕石位



| 製品名 | 製品番号 | サイズ (cm) | 入れ目 枚/箱 |
|--|------|----------|------------|
| 3M™ ベア-ハガー™ ペーシエントウォーミングブランケット マルチポジションアッパー用 | 622 | 198×61 | 10 |

販売名: 3M ベア-ハガー ペーシエントウォーミングブランケット
認証番号: 223ADBZX00108000

製品の使用に際しては、添付文書又は包装に記載の注意書きをお読みください。

3M、Bair Hugger、ベア-ハガーは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/medical/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.
HPM-744-A(011710)TP

2017年1月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます