

3M Ciência.
Aplicada à vida.™

O cuidado em suas mãos, a serviço dos seus pacientes.

Depois de uma cirurgia, na primeira etapa de recuperação, os pacientes necessitam de uma palavra de confiança que lhes indique que muito em breve estarão bem e poderão retomar suas atividades do dia a dia.

E o profissional de saúde? O que precisa para transmitir essa confiança?



Fechando com Chave de Ouro

O ponto final da infecção no pós-operatório.



As infecções do sítio cirúrgico são um dos maiores riscos para os pacientes no ambiente hospitalar e, mesmo tomando-se todos os cuidados necessários durante o procedimento, a contaminação também pode ocorrer durante o pós-operatório. Isso porque a gaze tradicionalmente utilizada em curativos não impede a entrada de bactérias na área lesionada.

A 3M está lançando o programa Fechando com Chave de Ouro, unindo tecnologia e inovação dos produtos 3M Cavilon Película Protetora sem Ardor e os curativos 3M Tegaderm +Pad, para melhorar a experiência do paciente durante sua recuperação e garantir ao profissional de enfermagem uma proteção adicional contra as infecções.

Aplicados em conjunto, eles garantem a segurança que o paciente necessita com a facilidade de uso que o profissional valoriza.

Confira as amostras e materiais técnicos deste kit e conte com estas soluções em seu hospital.

3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor.

Proteção de alta performance da pele no pós-cirúrgico.

A Película Protetora sem Ardor 3M Cavilon é uma solução líquida, transparente, à base de exclusivo polímero 3M e livre de álcool.

Sua formulação especial cria uma barreira de proteção duradoura sobre a pele intacta ou lesionada, reduzindo o risco de desenvolvimento de lesões provocadas por umidade ou fricção.



Não precisa ser removido: evitando a irritação por fricção

Não oclui os poros

Sem álcool: não arde na aplicação, proporcionando maior conforto ao paciente

Produto estéril, disponível nos formatos* 01 e 03 ml

Hipoalergênico e não citotóxico

Quando é realizada a substituição do curativo pós-cirúrgico, a Película se desprende com o produto adesivo, reduzindo a perda de células da pele e, portanto, contribuindo para a proteção da integridade da pele do paciente

Seca rapidamente (em menos de 30 segundos)

Ideal para aplicação em pacientes com pele frágil

*Dependendo do porte da incisão cirúrgica

3M Tegaderm™+Pad.


Cobertura com segurança e praticidade.

Curativos de gaze não possuem barreira para bactérias.

Estudos clínicos mostraram taxas de infecção mais elevadas em feridas em que se utilizaram curativos de gaze em comparação a feridas tratadas com curativos de filme transparente. Os curativos de gaze não possuem barreiras contra bactérias e após o umedecimento, a gaze pode ser ainda menos eficiente como barreira contra bactérias. O curativo estéril Tegaderm+Pad é a melhor solução para o cuidado pós-operatório, proporcionando uma proteção adicional contra a umidade, impedindo a entrada de bactérias e vírus, e sua cobertura estéril permite que o paciente realize sua higiene pessoal sem inconvenientes.

VOCÊ SABIA?

As bactérias podem atravessar até 64 camadas de gaze seca



Tegaderm™+Pad

Os curativos constituem uma barreira para bactérias e vírus*

Conforto e segurança para o paciente.


Conformável aos contornos do corpo.

Adesivo com fácil remoção, assegurando a integridade da pele.

Composição da almofada garante a não adesão ao leito da ferida, diminuindo a dor durante a retirada.

Hipoalergênico.

Livre de látex.



Barreira com dupla proteção.

Barreira bacteriana: mesmo contra os organismos mais comumente associados à ISC: *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*.

Barreira viral: contra o HIV-1 e HBV e outros fluidos corpóreos potencialmente infecciosos enquanto os curativos permanecerem intactos e sem extravasamento*.

Aplicação em 4 passos



* Testes in vitro realizados no Nelson Laboratories mostram que o filme transparente dos curativos Tegaderm™ constitui uma barreira viral para vírus com diâmetro de 27 nm ou maiores enquanto o curativo permanecer intacto e sem vazamentos.

Proteção para o paciente e praticidade para o profissional

Fale com a 3M

0800-0132333

www.3M.com.br/assistenciaaopaciente
falecoma3m@mmm.com

facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem
 youtube.com/3MSolucoesEnfermagem

