

# di cui hai bisogno.

La nuova coperta Upperbody 3M™ Bair Hugger™ Multiposizione offre la massima flessibilità ai clinici, adattandosi a molteplici posizioni e procedure, consentendo la gestione della normotermia del paziente in maniera efficace e sicura attraverso una uniforme trasmissione di calore.

## Coperta Upperbody 3M™ Bair Hugger™ Multiposizione.

Le caratteristiche uniche di flessibilità di questa coperta sono studiate per rispondere alle esigenze dei clinici di ottimizzazione della copertura del corpo, garantendo quindi il mantenimento della normotermia ed un esito positivo per il paziente.

#### Efficace e versatile

Studiata per trasferire con efficacia il calore al paziente durante un ampio range di procedure chirurgiche.<sup>1</sup>

Si piega e si adatta alle diverse posizioni garantendo una uniformità di temperatura.

Offre una ottimale copertura del corpo del paziente.<sup>2</sup>

#### Conformabile e convertibile

Applicazione facile e veloce. Massima adattabilità al corpo del paziente.

Studiata per ridurre al minimo il rischio di sollevamento dal corpo del paziente.

Adatta all'utilizzo in tutto il processo perioperatorio.

### Caratteristiche della coperta

Quando aperta, il telo trasparente collegato per il volto e le due aperture sul collo consentono di far circolare aria calda intorno alla testa del paziente intubato, consentendo l'osservazione grazie alla trasparenza del telo.

#### Informazioni coperta modello 62200

3M™ Bair Hugger™ Coperta Upperbody Multiposizione

Dimensione: 198 x 61 cm

Peso: 104g

Numero di pezzi per Scatola: 10









3M Italia Prevenzione delle Infezioni Via N. Bobbio 21 20096 Pioltello (MI) Italia 3mitalia.it/normotermia 1. Unpublished results. 3M data on file.

2.89% (72 of 81) dei clinici che hanno utilizzato il prodotto ha dichiarato di riscontrare un'ottima possibilità di copertura del corpo del paziente. Dati non pubblicati. Dati 3M. I prodotti della Linea 3M Bair Hugger sono Dispositivi Medici marcati CE. Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Materiale scientifico riservato al personale sanitario.

3M ed il logo 3M sono trademarks di 3M Company.
BAIR HUGGER ed il logo BAIR HUGGER sono trademarks di 3M.
© 3M 2016. Tutti i diritti riservati. 70-9700-0089-2 / IPD-PW-BH-6026-1-EU-1116